

# تدريبات عملية في الميكروبيولوجيا العامة

دكتور

حسين عبد الله محمد الفضالي  
أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا  
كلية الزراعة بدمياط – جامعة المنصورة

الطبعة الأولى

٢٠٠٨





# تدريبات عملية فى الميكروبيولوجيا العامة

دكتور

حسين عبد الله محمد الفضالى

أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا  
كلية الزراعة بدمياط – جامعة المنصورة

الطبعة الأولى

٢٠٠٨

عنوان الكتاب : تدريبات عملية في الميكروبيولوجيا العامة

المؤلف : أ.د/ حسين عبد الله محمد الفضالى

الناشر : مكتبة نانسي – دمياط

سنة النشر : ٢٠٠٨ م

رقم الطبعة : الأولى

رقم الإيداع : ١٥٦٦٣ / ٢٠٠٨ - 2008/15663

الترقيم الدولي : ٧ - ٨٠ - ٦١٨٦ - ٩٧٧

I.S.B.N 9777 - 6186 - 80 - 7

حقوق النشر : محفوظة للمؤلف

لا يجوز طبع أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو اقتباس أى جزء من الكتاب أو تخزينه بأية وسيلة ميكانيكية أو إلكترونية بدون إذن كتابى من المؤلف مقدماً

رقم الصفحة	الموضوع
١	المقدمة .....
٣	إرشادات عملية .....
٥	الدرس العملى الأول الأدوات المستخدمة فى معامل الميكروبيولوجيا .....
٩	الدرس العملى الثانى الأجهزة المستخدمة فى معامل الميكروبيولوجيا .....
١٣	الدرس العملى الثالث الميكروسكوب .....
١٤	أولاً: تركيب الميكروسكوب .....
١١	ثانياً: نظرية عمل الميكروسكوب .....
١٩	ثالثاً : نظرية عمل زيت السيدر فى الفحص الميكروسكوبى .....
١٩	رابعاً : احتياطات خاصة باستعمال الميكروسكوب .....
٢٥	الدرس العملى الرابع التعقيم .....
٢٧	أولاً: طرق التعقيم بالحرارة الجافة .....
٢٩	ثانياً: طرق التعقيم بالحرارة الرطبة .....
٣٣	ثالثاً: التعقيم بالكيمائيات .....
٣٥	رابعاً : التعقيم بالغازات .....
٣٥	خامساً : التعقيم بالترشيح .....
٤١	الدرس العملى الخامس البيئات الغذائية المستخدمة فى تنمية البكتيريا .....
٤١	أولاً: البيئات انسائلة .....
٤٥	ثانياً : البيئات الغذائية انصلبة .....

## الدرس العملى السادس

٤٩	..... زراعة البكتيريا
٥١	..... أسس تقسيم بيئات الزرع البكتيريولوجية
٥١	..... أولاً : انغرض من الإستعمال
٥٣	..... ثانياً : حسب التركيب
٥٣	..... ثالثاً : حسب القوام

## الدرس العملى السابع

٥٥	..... عزل وتنقية البكتيريا
٥٥	..... أولاً : عزل البكتيريا بطريقة الأطباق المصبوبة
٥٧	..... ثانياً : عزل البكتيريا بطريقة الأطباق المخطوطة
٥٨	..... طرق حفظ المزارع البكتيرية

## الدرس العملى الثامن

٥٩	..... المزارع البكتيرية
٥٩	..... أنواع المزارع البكتيرية
٦٠	..... التلقيح الميكروبي
٦٠	..... فترة الحضانة

## الدرس العملى التاسع

٦٣	..... طرق قياس النمو الميكروبي فى المادة الغذائية
٦٣	..... أولاً : الطرق المباشرة
٦٥	..... ثانياً : الطرق المزرعية
٦٨	..... ثالثاً : الطرق غير المباشر

## الدرس العملى العاشر

٧١	..... العوامل المؤثرة على نمو البكتيريا
٧١	..... أولاً : العوامل الفيزيائية
٧٦	..... ثانياً : العوامل الكيميائية



المحتويات	
٨٣	ثالثا : العوامل الحيوية .....
٨٥	الدرس العملى الحادى عشر حاجة البكتيريا للأكسجين .....
٨٥	أولا : اختبار الإحتياج الأكسيجينى للبكتيريا .....
٨٨	ثانيا : طرق تنمية البكتيريا اللاهوائية .....
٩٧	الدرس العملى الثانى عشر النشاط الإنزيمى للبكتيريا .....
١٠٧	الدرس العملى الثالث عشر تمييز البكتيريا .....
١١٣	الدرس العملى الرابع عشر الصبغ البسيط .....
١١٧	الدرس العملى الخامس عشر الصبغ التفريقى .....
١٢٣	الدرس العملى السادس عشر صبغ الجراثيم البكتيرية .....
١٢٧	الدرس العملى السابع عشر صبغ البكتيريا الصامدة للأحماض .....
١٣١	الدرس العملى الثامن عشر الصبغ السالب .....
١٣٣	الدرس العملى التاسع عشر قياس حجم الخلية البكتيرية .....
١٣٧	الدرس العملى العشرون إختبار الحركة فى البكتيريا .....

١٤١	الدرس العملي الحادي العشرون ميكروبيولوجيا التربة الزراعية.....
١٥٥	الدرس العملي الثاني والعشرون ميكروبيولوجيا المياه.....
١٦٩	الدرس العملي الثالث والعشرون ميكروبيولوجيا الإلبان.....
١٦٩	أولاً: تقدير العدد البكتيري الكلي .....
١٧٣	ثانياً : دراسة تأثير البكتيريا علي اللبن .....
١٧٥	ثالثاً : اختبار جودة بستره اللبن .....
١٨١	الدرس العملي الرابع والعشرون ميكروبيولوجيا الأغذية.....
١٨٢	إختبار الدقيق بكتريولوجيا .....
١٨٤	إختبار السكر والنشا بكتريولوجيا .....
١٨٧	إختبار الطماطم والبطاطس بكتريولوجيا .....
١٨٩	الإختبار البكتريولوجي للبيض .....
١٩١	إختبار اللحم والسمك بكتريولوجيا .....
١٩٣	الفحص البكتريولوجي للأغذية المعلبة غير الفاسدة .....
١٩٧	الدرس العملي الخامس والعشرون الفحص البكتريولوجي للأغذية المعلبة .....
٢٠٣	الدرس العملي السادس والعشرون الفساد الميكروبي للأغذية .....
٢٠٧	الدرس العملي السابع والعشرون فساد المخلات .....



٢٠٩	الدرس العملى الثامن والعشرون	التسمم الغذائى .....
٢١٥	الدرس العملى التاسع والعشرون	حفظ الأغذية .....
	الملاحق	
٢٢١	ملحق رقم ١ البيئات الغذائية .....	
٢٣٠	ملحق رقم ٢ الصبغات .....	
٢٣٢	ملحق رقم ٣ المحاليل .....	
٢٣٥	ملحق رقم ٤ الدلائل .....	
٢٣٧	ملحق رقم ٥ جداول العد التقريبية .....	
٢٤١	المراجع .....	







## المقدمة

لقد تطور دور الميكروبات فى حياة الإنسان تطوراً عظيماً حيث أخذ العالم الحديث بكل الوسائل الممكنة والتكنولوجيا الحديثة للاستفادة من دور هذه الميكروبات فى مختلف نواحي الحياة فاستغلها فى الكثير من جوانب حياته كالصناعات الغذائية واللبنية والتخميرات الصناعية التى تؤدى إلى إنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية فى حياته. كما استغلها أيضاً فى الزراعة للمحافظة على خصوبة التربة ورفع كفاءتها الإنتاجية ، ولم يغفل دورها فى التخلص من المخلفات الزراعية التى تلوث الوسط المحيط به بحتوبيلها إلى مواد اقتصادية آمنة وصديقة للبيئة ، ولا تنسى دورها أيضاً فى العلاج الحيوي فى الكثير من البكتات الملوثة بالمواد السامة مثل المبيدات ومخلفات الصناعات الغذائية الصناعات الأخرى.

وتهدف دراسة الميكروبيولوجيا العامة العملية إلى تمرين الطلاب على التدريبات العملية الأساسية المتعلقة بالتعرف على الميكروبات من حيث شكلها وتركيبها ، وكيفية الحصول عليها من أوساطها المختلفة فى صورة مزارع فردية ، وإمكانية تقدير أعدادها وإثباتها والمحافظة عليها من التلوث أو تدهور نشاطها ، بالإضافة إلى التعرف على مجالاتها التطبيقية المختلفة. ولمواكبة ركب التطور فى مجال الميكروبيولوجيا العامة العملية والإتجاه به نحو المجالات التطبيقية ليكون معيناً للطلاب عند تخرجه على المشاركة فى سوق العمل بكفاءة عالية ، كان من الضروري تطويع محتويات هذا المقرر لتصبح قادرة على تنمية عدة مهارات لدى خريجى كلية الزراعة لتشمل :

- الإستخدام الجيد للميكروسكوبات خاصة الميكروسكوب المركب للتعرف على أشكال الميكروبات ونظام تجمعها :



- تحضير البيئات المغذية الميكروبية العامة والمتخصصة اللازمة لتنمية الأنواع المختلفة من الميكروبات وكذلك طرق تعقيمها والتي تختلف طبقاً لتركيبها.

- عزل الميكروبات المختلفة في صورة مزارع فردية ، ووسائل حفظها لمدة مختلفة مع المحافظة عليها من التلوث .

- تحديد الأنواع والسلالات البكتيرية المختلفة من خلال الوسائل التعريفية المتعددة وخاصة طرق الصبغ المختلفة سواء البسيط منها أو المركب .

- تحضير البائنات المستخدمة في الصناعات التخمرية المختلفة مثل بادي الزبادي .

- التعرف على بعض الميكروبات الأخرى غير البكتيريا مثل بعض أنواع الخمائر والفطريات الهامة إقتصادياً والملازمة للأغذية المختلفة .

- التعرف على كثرجة نقاوة أو تلوث أو فساد بعض المواد مثل المياه والألبان ومنتجاتها واللحوم والأسماك والمخللات والمعلبات والسكر والدقيق وغير ذلك من الأغذية المختلفة علاوة على دراسة ميكروبيولوجيا الأراضي الزراعية .

مما سبق يمكن القول بأن خريج كلية الزراعة يمكن أن يكتسب مهارة إدارة معمل ميكروبيولوجيا الأغذية وميكروبيولوجيا الأراضي . كذلك يستطيع الحكم على صلاحية المياه للاستهلاك الأدمى من الناحية البكتريولوجية حتى يمكن إستخدامها في التصنيع الغذائي بمختلف أنواعه .

وإني إذ أتقدم بهذا الكتاب العملى لطالب كلية الزراعة بدمياط - جامعة المنصورة وإلى المهتمين بهذا المجال من الدراسة لم أنسى أن أزوده بمجموعة من المراجع الحديثة لتكون معيناً للقارئ على الفهم والتزود بالحديث من المعلومات ، كما أرجوا أن أكون قد عالجت التدريبات العملية الهامة التى يشملها هذا الكتاب فى صورة جيدة وبأسلوب مبسط يمكن الطالب أو القائم بها من أن يستفيد منه إستفادة حقيقية.

والله ولى التوفيق

المؤلف



## إرشادات معملية

يجب أن تراعى عند دخولك المعمل وطوال فترة تواجدك فيه الإرشادات التالية لتتجنب الأخطار التى قد تحدث لك نتيجة إهمالك لواحد أو أكثر من هذه الإرشادات وحتى تكتمل إستفادتك من الدرس العملى.

١- حافظ على مظهرك عند دخولك المعمل فلا تدخل إلا مرتدياً معطفك الأبيض وبحوزتك جميع الأدوات المطلوبة للعمل بجانب مذاكرة الدروس العملية.

٢- تجنب العبث بأى من الأدوات المعملية أو المزارع الميكروبية أو الكيماويات الموجودة أمامك وإتبع فى إستعمالها إرشادات القائم بالتدريس.

٣- لا تترك المزارع الميكروبية بدون غطاء حتى لا تتلوث أو يتسبب تركها بدون غطاء فى حدوث أضرار لك ولزملائك خاصة فى حالة مزارع الميكروبات الممرضة . كذلك عليك مراعاة شروط antiseptic طوال فترة تعاملك مع المزارع الميكروبية خاصة الممرضة منها حتى لا تؤذي نفسك أو زملائك .

٤- إحتفظ بمكانك فى المعمل خالى من المواد غير الضرورية وفى نهاية الدرس العملي إترك المكان خالياً تماماً من كل المواد والأدوات.

٥- حافظ على نظافة مكانك دائماً خاصة فى نهاية الدرس العملى ليكون جاهزاً لإستقبال زميلك .

٦- كن دائم التركيز ومتجاوباً دائماً مع القائم بالتدريس حتى تكتمل إستفادتك.



٧- لا تترك معملك إلا بعد أن تستوعب دروسك وتدريباتك العملية تماماً  
ويمكنك مراجعة القائم بالتدريس طوال الفترة العملية أو الإستفسار منه  
عن كل ما تحتاجه .

٨- فى نهاية الدرس العملى نظف الميكروسكوب وإفصله عن مصدر  
الكهرباء وضعه فى مكان أمين للحفاظ عليه من التلف

٩- نون ملاحظاتك ورسوماتك التوضيحية الخاصة بكل درس .

١٠- إحتفظ بعلبة الشرائح الخاصة بك وبما تحتويه من شرائح مجهزة وذلك  
لتقديمها فى نهاية الفصل الدراسى حيث يتم تقييم نشاطك العملى من  
خلالها.



## الدرس العملي الأول

### الأدوات المستخدمة في معامل الميكروبيولوجيا

#### *Tools Used in Microbiological Laboratories*

يهدف هذا الدرس إلى تعرف كل من هو مهتم بدراسة الميكروبيولوجيا العامة على العديد من الأدوات المطلوب إستخدامها في معامل الميكروبيولوجيا العامة ووظيفة كل منها حتى يسهل عليه معرفتها وكيفية استخدامها وكذلك متابعة الدروس التالية بعد ذلك .

يوجد العديد من الأدوات التي يجب توافرها في معمل الميكروبيولوجيا ولا يمكن للدارس الإستغناء عنها حيث أنها تساعد في إجراء التجارب والتدريبات العملية ومن بين هذه الأدوات ما يلي :

- ١- موقد بنزن : ويستخدم للتسخين ولخلق جو معقم أثناء التلقيح ولتعقيم بعض الأدوات المستخدمة في نقل اللقاح الميكروبي مثل إبرة التلقيح.
- ٢- إبرة التلقيح : وتستخدم في نقل اللقاح الميكروبي إلى البيئات المغذية عند الرغبة في الحصول على مزارع جديدة سواء سائلة أو صلبة .
- ٣- أطباق بترى : وتستخدم في تنمية البكتريا والميكروبات الأخرى في صورة مزارع مسطحة وتسمى مزارع الأطباق ويحب تعقيمها قبل إستخدامها ويوجد منها أطباق مصنوعة من البلاستيك سابقة التعقيم تستخدم لمرة واحدة Disposal وهي شائعة الإستخدام ولكنها غير إقتصادية خاصة تحت الظروف المحلية .
- ٤- أنابيب الاختبار : وهي ذات أحجام مختلفة وتستخدم في أغراض متعددة بالمعمل.

- ٥- الماصات : وهي متعددة الأنواع والأحجام وتستخدم في نقل السوائل والأوساط البيئية السائلة بمقادير محددة ، وتستخدم كذلك في نقل اللقاحات الميكروبية السائلة لعمل مزارع جديدة.
- ٦- السحاحات : وتستخدم في معايرة السوائل الحامضية أو القلوية المستخدمة في التقديرات الكيماوية وكذلك ضبط درجة حموضة الأوساط البيئية الميكروبية.
- ٧- زجاجات العينات : وتستخدم في حفظ السوائل والصبغات وفي عمل التخفيفات الميكروبية المتدرجة عند الرغبة في تقدير أعداد الميكروبات ويفضل أن تكون ذات ألوان قاتمة مثل البنى.
- ٨- الشرائح الزجاجية : وهي متعددة الأنواع منها الأنواع العادية المستخدمة في تجهيز الأغشية البكتيرية والتحضيرات الميكروبية المختلفة تمهيدا لفحصها ميكروسكوبيا والتعرف عليها، ومنها الشرائح ذات الفجوة والتي تستخدم في عمل اختبار النقطة العالقة لدراسة حركة البكتيريا والخمائر، وكذلك الشريحة الميكرومترية التي تستخدم في معايرة العدسة الميكرومترية ولتقدير قطر المجال الميكروسكوبى عند الرغبة في قياس حجم البكتيريا وخلية الخميرة وكذلك قياس حجم جراثيم الفطر.
- ٩- أغطية الشرائح : وتستخدم عند الرغبة في فحص التحضيرات الفطرية أو القطاعات النباتية ، وكذلك في حالة اختبار النقطة العالقة لدراسة حركة خلايا البكتيريا والخمائر.
- ١٠- الدوارق المخروطية : وهي مختلفة الأحجام ومتعددة الأغراض في المعامل الميكروبيولوجية عامة .



- ١١- الدوارق المعيارية : وهي مختلفة الأحجام أيضاً وتستخدم في تحضير المحاليل المنظمة وفي عمل المحاليل متدرجة التركيز بدقة وذلك لعمل المنحنيات القياسية وأغراض أخرى.
- ١٢- مخابير مدرجة : وتستخدم في نقل السوائل المستخدمة بدجوم معينة ولكنها غير دقيقة.
- ١٣- حوامل الأنابيب : تستخدم في نقل الأنابيب من مكان لآخر أو عند الرغبة في استخدام الأنابيب في وضع قائم في الحضان.
- ١٤- حوافظ الماصات : وهي عبارة عن إسطوانات معدنية توضع فيها الماصات بحالة جافة قبل تعقيمها وتحفظ فيها لحين استخدامها.
- ١٥- حوافظ الأطباق : وهي عبارة عن إسطوانات معدنية ترص فيها أطباق بترى على حامل داخلي ويتم تعقيمها وهي داخل تلك الإسطوانات.
- ١٦- مشارط وملاقط : وتستخدم بحالة معقمة عند عمل النقضاعات أو عند تفتيت عينات الأغذية الصلبة لعزل الملوثات الميكروبية في مزارع فردية لسهولة دراستها .
- ١٧- ترمومترات : لرصد درجات الحرارة وذلك لضبطها عند الدرجات المطلوبة للحضان أو الحمام المائي.
- ١٨- قطن غير ماص : لزوم عمل سدادات الأنابيب والدوارق.
- ١٩- سدادات الفلين والكاوتشوك : لزوم قفل الدوارق والأنابيب .
- ٢٠- بالطو المعمل والفوط الصفراء وقفازات الأيدي : للمحافظة على الملابس نظيفة وعدم تعرضها للصبغات والمواد الحارقة ، وكذلك استخدام الفوط الصفراء لتنظيف المكان بعد الإنتهاء من العمل، واستخدام القفازات لحفظ الأيدي من مخاطر المحاليل الكيماوية والملوثات الأخرى .

٢١- حوض الصبغ : يستخدم في صبغ الأغشية البكتيرية المثبتة على الشرائح الزجاجية .

٢٢- فرش وأدوات تنظيف للأدوات والزجاجيات والبنشات وأرضية المعمل.

٢٣- منظفات سائلة وصلابة لتنظيف المعمل والأدوات المختلفة .

تدريب رقم (١) : فحص الأدوات المتوفرة في معامل الميكروبيولوجيا

يجرى هذا التدريب بغرض تعريف الطالب بالأدوات المتوفرة بمعمل الميكروبيولوجيا ووظيفة كل منها

#### خطوات التدريب:

١- أمامك مجموعة من الأدوات المستخدمة في معمل الميكروبيولوجيا

حاول التعرف عليها وارسمها في كراسك العملية .

٢- أذكر وظيفة كل أداة من الأدوات المعروضة أمامك.

٣- راجع ذلك مع القائم بالتدريس للتأكد من صحة ما كتبت.

أسئلة :

١- أذكر الوظيفة الخاصة بكل من الأدوات الآتية والتي يمكن تواجدها

في معمل الميكروبيولوجيا :

الشريحة المجوفة - طبق بترى - إبرة التلقيح - زجاجات العينات-

العدسة الميكرومترية.

٢- ما مدى صحة العبارة الآتية :

تستخدم الشريحة الميكرومترية في قياس حجم البكتريا.



## الدرس العملى الثانى

### الأجهزة المستخدمة فى معامل الميكروبيولوجيا

#### *Instruments Used in Microbiological Laboratories*

يستهدف هذا الدرس تعريف الدارس بالعديد من الأجهزة التى من الضرورى تواجدها وإستخدامها فى معامل ميكروبيولوجيا ، مع التركيز على الأنواع المختلفة من الميكروسكوبات ، وتنمية مهارته فى إستخدام الميكروسكوب الضوئى (المركب) لفحص التحضيرات الميكروبيولوجية المختلفة بهدف التعرف على أشكال البكتريا والميكروبات الأخرى التى تكون ملوثة للأوساط المختلفة ، وكذلك نظام تجمعها وأشكالها وكذلك جراثيمها ومكان وجود الجرثومة داخل الخلية البكتيرية .

هذا ويوجد العديد من الأجهزة التى يجب أن يزود بها معمل الميكروبيولوجيا ليتمكن الدارس من إجراء تدريباته العملية بيسر . وفيما يلى بيان واضح بأهم هذه الأجهزة مع بيان وظيفة كل منها:

١- الميكروسكوب الضوئى (المركب) : هو الأداة الأساسية المستخدمة فى دراسة الكائنات الحية الدقيقة عامة من الناحية الوصفية وذلك لقدرته الفائقة على تكبير الأشياء.

٢- جهاز أرنولد : ويستخدم للتعقيم بالبخار تحت الضغط الجوى العادى على درجة حرارة ١٠٠°م ولمدة ٣ أيام متتالية ويسمى المعقم بالبخار المناسب ويسمى أيضا بالحلة البخارية .

- ٣- جهاز الأوتوكلاف : يستخدم للتعقيم بالبخار تحت الضغط الجوي المرتفع على درجة حرارة ١٢١°م ولمدة ٢٠ دقيقة .
- ٤- الحمام المائي : يستخدم لتسخين وغلي السوائل عند الحاجة ، وكوسيلة تعقيم للتخلص من البكتيريا غير المتجترمة وذلك بالغليان لمدة ١٥ دقيقة وذلك لعينات الأغذية السائلة أو العصائر أو المحاليل الأخرى كمستخلص التربة .
- ٥- الفرن : يستخدم في تعقيم الأدوات والأواني الزجاجية المطلوبة بحالة جافة ومعقمة ويسمى بالمعقم بالهواء الساخن .
- ٦- المرشحات البكتيرية : وتستخدم في تعقيم السوائل التي تتحلل أو تفسد بالحرارة العالية ويوجد منها عدة أنواع وتحتاج لإحتياطات خاصة عند الإستعمال.
- ٧- الحضان : يستخدم لتوفير درجات الحرارة اللازمة لتنمية الميكروبات وحفظها على درجة الحرارة المناسبة لنموها ونشاطها.
- ٨- الحضان الرجاج (الهزاز) : يستخدم لتنمية المزارع السائلة.
- ٩- جهاز ماكنتوش وفيلدس : يستخدم لتنمية البكتيريا اللاهوائية.
- ١٠- المجفف : يستخدم في حفظ العينات في حالة جافة ويمكن تعديله ليستخدم في تنمية البكتيريا اللاهوائية.
- ١١- جهاز قياس درجة الحموضة : يستخدم لقياس درجة الحموضة والقلوية للأوساط المختلفة pH-meter .
- ١٢- جهاز سبكتروفوتومتر : يستخدم لقياس العكارة الناتجة عن النمو البكتيري في المزارع السائلة وكذلك الكثافة اللونية للسوائل الملونة المختلفة.



١٣- جهاز الطرد المركزي : يستخدم في فصل الكتلة الخلوية الميكروبية من المزارع السائلة ، وهناك أجهزة الطرد المركزي تحت التبريد والتي تستخدم عند الرغبة في ترسيب الإنزيمات والبروتينات والجزئيات الأخرى.

١٤- جهاز التجفيد : يستخدم في تجهيز المزارع البكتيرية المطلوب حفظها بحالة جافة لمدة طويلة وذلك بنزع الماء منها عن طريق تعريضها للتجفيف تحت التجميد حتى لا تتأثر بالحرارة العالية.

١٥- جهاز التقطير : يستخدم للحصول على الماء المقطر المطلوب استخدامه في التجارب العملية وتحضير المحاليل الكيماوية القياسية .

١٦- لمبة الأشعة فوق البنفسجية : وتستخدم لتعقيم معمل ميكروبيولوجيا وغرف التلقيح الميكروبي وتستخدم كذلك في تعقيم المسطحات المختلفة داخل المعمل .

١٧- غرفة التلقيح : غرفة ذات وسط معقم باستخدام تيار الهواء المعقم حيث تستخدم في نقل اللقاحات عند تجهيز المزارع الميكروبية تحت ظروف معقمة وكذلك تستخدم لإجراء أى عملية تتطلب شروط تعقيم.

١٨- مقلب مغناطيسي : جهاز كهربائي يستخدم لسرعة إذابة المركبات صعبة الذوبان في الماء عن طريق التقليب المغناطيسي وقد يتم على درجات حرارة مختلفة حسب طبيعة المركب أو المادة المراد إذابتها.

١٩- مقلب الأنابيب : جهاز كهربائي يستخدم لرج أنابيب الاختبار لإذابة المواد أو لتوزيع النمو الميكروبي في الوسط السائل .

أسئلة :

١- أنكر وظيفة كل من : جهاز أرنولد - جهاز الأتوكلاف

٢- فيم يستخدم كل من الحمام المائي - الحضان الزجاج

- ٣- ما هو دور كل من الآتي في معمل الميكروبيولوجيا :
- مقلب الأنابيب - المقلب المغناطيسي - غرفة التلقيح - جهاز الطرد المركزي - جهاز ماكنتوش وفيلدس .



## الدرس العملي الثالث

### الميكروسكوب

### *The Microscope*

#### أنواع الميكروسكوبات :

نظرا لدقة و صغر حجم الميكروبات لذا كان لابد من استخدام أجهزة تكبير دقيقة تستخدم في تمييز هذه الميكروبات والتعرف على أشكالها و كذلك أجزائها التي لا يمكن توضيحها بالعين المجردة . ومن أهم هذه الأجهزة هو الميكروسكوب الضوئي للمركب Light or compound microscope والميكروسكوب ذو الحقل المظلم Dark field microscope والميكروسكوب متباين الأطوار Phase contrast microscope وكذلك الميكروسكوب الإلكتروني Electron microscope . وغالبا ما يستخدم الميكروسكوب الضوئي العادي في فحص الخلايا البكتيرية للتعرف على أشكالها ونظام تجمعها وشكل جراثيمها وموقعها داخل الخلية وأحجامها مع ضرورة استخدام الصبغات لزيادة التباين بينها وبين الوسط المحيط بها ولزيادة وضوح الرؤية. أما الميكروسكوب ذو الحقل المظلم فهو يستخدم لزيادة التباين بين الغشاء المحضر و الوسط المحيط به دون استخدام صبغات وذلك للسماح بدراسة الخلايا الحية , بينما الميكروسكوب متباين الأطوار فإنه يمكن أن يستخدم في فحص الخلايا الحية و تركيبها الداخلي بدون صبغ أيضا. ونظرا لقدرة الميكروسكوب الإلكتروني الفائقة على التكبير إذ تبلغ ألف مرة قدر الميكروسكوب الضوئي فإنه يستخدم في فحص الجزيئات

المتناهية في الصغر خاصة الفيروسات النباتية والحيوانية . ونظراً لكون الميكروسكوب الضوئي (المركب) هو الأكثر استعمالاً في معامل ميكروبيولوجيا فسوف نتناوله بالتفصيل من النواحي التالية:  
أولاً: تركيب الميكروسكوب

يتألف الميكروسكوب المركب من مجموعتين من الأجزاء هي مجموعة الأجزاء الآلية و مجموعة الأجزاء البصرية.

#### أ- الأجزاء الآلية The mechanical parts

وهي مجموعة من الأجزاء التي تسهل عمل وحركة مجموعة الأجزاء البصرية في الميكروسكوب و تشمل:

##### ١ - أنبوبة جسم الميكروسكوب Body tube

ويثبت في طرفها العلوي القطعة العينية و في طرفها السفلي القطعة الأنفية المتحركة.

##### ٢ - أنبوبة السحب المدرجة Graduated draw tube

وهي توجد بداخل الأنبوبة الأولى ويمكن سحبها للخارج والداخل مما يبعد أو يقرب المسافة بين العدسة الشيئية والقطعة العينية للتحكم في مساحة الحقل الميكروسكوبي.

##### ٣ - القطعة الأنفية المتحركة Revolving nose piece

وهذه القطعة يمكن تحريكها حركة دائرية مما يسهل معه تغيير وضع العدسات الشيئية ، وبها عادة ٣ فتحات و أحياناً ٤ فتحات لتثبيت العدسات الشيئية ذات القوة التكبيرية المختلفة .

##### ٤ - المسرح Stage

ويوضع عليه الأشياء المراد فحصها، و في حالة البكتريا توضع على المسرح الشريحة الزجاجية التي تحتوي على الغشاء البكتيري المثبت



والمصبوغ ، ويوجد على المسرح مقابض Clips لتثبيت الشرائح . والمصباح قد يكون مربعاً أو دائرياً وقد يتحرك بواسطة محرك .

## ٥- الهيكل Stand

ويشمل عادة على الآتى :

**القاعدة Base :** وشكلها هلالى كحدوة الحصان وتستعمل لتثبيت الميكروسكوب عند وضعة فى مكان استعماله  
**المفصل Joint :** ويستعمل لإمالة الميكروسكوب عند الحاجة وحسب راحة من هو قائم بالفحص.

**الذراع Arm :** و هو الجزء الذي يحمل أنبوبة الميكروسكوب والمسرح ويتصل بالقاعدة عن طريق المفصل ، ويستعمل الذراع أيضا فى حمل الميكروسكوب من مكان لآخر ويوجد عليه المعدل التقريبي Coarse adjustment والمعدل الدقيق Fine adjustment ويمكن بواسطتهما تحريك الأنبوبة إلى أعلى وإلى أسفل لتعديل المسافة بين المرئى والعدسة الشيئية حتى يتسنى رؤية المرئى فى أوضح حالة ويستعمل المعدل التقريبي أولاً ثم يعقبه المعدل الدقيق لضبط البعد البؤري للعدسة الشيئية حيث يكون المرئى فى أوضح صورة.

## ب- الأجزاء البصرية Optical parts

وتتركب من :

### ١- القطعة العينية Eye piece

وتتركب من أنبوبة معدنية قصيرة بها عدستين لكل منهما وجه محدب والآخر مسطح، العلوية تسمى عدسة العين و السفلية تسمى العدسة المجمعة. ووظيفة القطعة العينية هي تكبير صورة المرئى الحقيقية الناتجة بواسطة العدسة الشيئية ، وقد يزود الميكروسكوب بعدسة عينية ميكرومترية عند الرغبة فى قياس حجم البكتريا.

## ٢ - العدسات الشيئية Objective lenses

وهي أهم و أدق جزء في مجموعة الأجزاء البصرية و هي تثبت بالقطعة الأنفية المتحركة، و تتركب كل عدسة شيئية من عدستين أو ثلاث أو أربع عدسات مثبتة في إسطوانة نحاسية قابلة للتحرك حركة دائرية . ووظيفة الشيئية هي تكوين صورة حقيقية مقلوبة مكبرة للمرئي تتكون داخل أنبوبة جسم الميكروسكوب.

### أنواع الشيئيات وإستخداماتها

يوجد بالميكروسكوب المستخدم في الأعمال الميكروبيولوجية عادة ثلاث أنواع من العدسات الشيئية هي الصغرى والكبرى والعدسة الزيتية المنغمسة ، وتستعمل العدستان الأولى والثانية بحالة جافة أما العدسة الثالثة فعند إستخدامها في الفحص فإنه يوضع بينها وبين الشريحة تحت الدراسة نقطة من زيت السيدر فتتغمس فيه ومن هنا جاءت تسميتها بالعدسة الزيتية المنغمسة Oil immersion lens . ولكل عدسة من العدسات الثلاث استعمال خاص كما أنها تختلف في قوة تكبيرها حيث تستخدم العدسة الشيئية الصغرى في فحص التجمعات والمستعمرات البكتيرية وهيفات الفطر وقوة تكبيرها تعادل 10 x أى أنها تكبير عشر مرات .

بينما تستخدم العدسة الشيئية الكبرى في فحص التحضيرات البكتيرية المبيلة كالنقطة المعلقة لدراسة حركة البكتيريا والخمائر ، وتتراوح قوة تكبيرها بين 40 - 45 x . أما العدسة الزيتية المنغمسة تستخدم في فحص التحضيرات البكتيرية الجافة كالأغشية البكتيرية المصبوغة ، وتتراوح قوة تكبيرها بين 95 - 100 x .

## ٣ - المكثف Condenser

وهو يوجد أسفل المسرح ويتركب من عدستين مثبتتين في طرفى أنبوبة نحاسية إسطوانة الشكل ، ووظيفته هي تجميع الأشعة الضوئية



المرسلة من المرآة لإضاءة المرئي و من ثم ترسل للشيئية , و بتحريك المكثف إلى أسفل و إلى أعلى بواسطة ضابط المكثف يمكن تنظيم كمية الضوء التي تنفذ إلى المرئي.

#### ٤- المرآة Mirror

ولها وجهان أحدهما مسطح و الآخر مقعر و هي مثبتة أسفل المكثف، ويمكن تحريكها في أى اتجاه حسب الحاجة ووظيفتها هو أن تعكس الضوء من مصدره إلى الجسم المرئي مباشرة أو من خلال المكثف , وعند فحص الأغشية البكتيرية المصبوغة يستعمل الوجه المسطح من المرآة.

#### ٥- الحجاب Diaphragm

وهو يوجد أسفل المكثف ويتركب من مجموعة صفائح رقيقة ويمكن فتحه أو غلقه للتحكم في كمية الأشعة التي تنعكس من المرآة إلى المكثف وبذلك يمكن التحكم في درجة الإضاءة.

#### ٦- المنشور Prism

قد توجد في بعض أنواع الميكروسكوبات منشورات زجاجية Prisms تتحكم في مسار الأشعة الضوئية داخل الميكروسكوب نحو العدسة العينية.

#### ثانيا: نظرية عمل الميكروسكوب


يتوقف فهم نظرية عمل الميكروسكوب على فهم طبيعة عمل العدسات المحدبة اللامة في عملية التكبير . فعند وضع جسم على بعد أقل من ضعف البعد البؤري للعدسة الشيئية اللامة وأكبر من بعدها البؤري تتكون للجسم صورة حقيقية مقلوبة مكبرة على بعد أكبر من ضعف بعدها البؤري . وفي حالة ما تكون هذه الصورة على بعد أقل من البعد البؤري للعدسة العينية اللامة تتكون صورة مكبرة ومعتدلة بالنسبة للصورة الحقيقية ومقلوبة بالنسبة للجسم الأصلي (المرئي) , ومن ذلك يتضح أن:

### أ- عمل الشيئية

استقبال الأشعة الضوئية الساقطة عليها من الجسم المرئي المراد فحصه وتكوين صورة حقيقية مقلوبة مكبرة على بعد أقل من البعد البؤري للعينية.

### ب- عمل العينية

استقبال صورة الجسم الحقيقية المقلوبة على بعد أقل من بعدها البؤري و تكوين صورة تقديرية مكبرة و معتدلة بالنسبة للصورة الحقيقية المتكونة بالشيئية و مقلوبة بالنسبة للجسم الأصلي وهي الصورة النهائية كما هو واضح شكل رقم ١ .  
ومما سبق يتضح أن قوة التكبير الكلية للميكروسكوب = قوة تكبير الشيئية  $\times$  قوة تكبير العينية.



- 1 الجسم المراد فحصه
- 2 صورة حقيقية مقلوبة مكبرة
- 3 صورة تقديرية مقلوبة مكبرة بالنسبة للجسم الأصلي ومعتدلة بالنسبة للصورة الأولى

شكل ١ : رسم تخطيطي يوضح نظرية عمل الميكروسكوب في تكبير الأشياء



### ثالثاً : نظرية عمل زيت السيدر في الفحص الميكروسكوبى

العدسة الزيتية المنغمسة هي إحدى الشئيات القوية التي تهيئ أكبر درجة تكبير يمكن الحصول عليه للأجسام المراد فحصه بواسطة الميكروسكوب الضوئى المركب . وهي تستخدم في فحص التحضيرات البكتيرية الجافة ، ويطلق عليها هذا الاسم لأنه يوضع بينها وبين التحضير المراد فحصه نقطة من زيت السيدر تنغمس فيها أثناء عملية الفحص . ويفضل استعمال زيت السيدر عن غيره لأن معامل إنكساره يماثل معامل إنكسار الزجاج (١,٥). وإذا تعذر الحصول على زيت السيدر فيستعمل زيت البرافين بشرط أن يكون نقياً خالياً من الشوائب . والهدف الوحيد من استعمال الزيت هو زيادة كمية الضوء التي تدخل للعدسة الزيتية من المكثف وليس التكبير فالزيت يعمل على تجميع الأشعة ويمنع إنكسارها عند خروجها من زجاج الشريحة إلى العدسة فتزداد كمية الإضاءة.

### رابعاً : احتياطات خاصة باستعمال الميكروسكوب

- ١- تأكد من نظافة الأجزاء البصرية قبل قيامك بعملية الفحص.
- ٢- عند الفحص الميكروسكوبى لا تستعمل إحدى العينين ولا تقفل الأخرى لأن ذلك يضعفها ولذلك يجب استعمالهما معاً.
- ٣- لا ترفع العدسة العينية من مكانها إلا عند الضرورة كاستبدالها بالعدسة العينية الميكرومترية ، كما لا تستخرج الشئية من مكانها حتى لا ينفذ الغبار داخل أنبوبة الميكروسكوب فيؤثر على مسار الضوء وبالتالي على الصورة المتكونة .
- ٤- لا تلمس سطح العدسات بأصابعك أثناء العمل حتى لا تغطوها سحابة تمنع ظهور الأجسام المراد فحصها بالدقة المطلوبة .

- ٥- عند تنظيف العدسات إستعمل قطعة تيل نظيفة غير وبرية مع الإستعانة بقليل من الزيلول لإزالة المواد الدهنية والزيت من عليها ، ویراعی إجراء هذه العملية كلما انتهیت من إستعمال الميكروسكوب فی الفحص.
- ٦- لا تستعمل الكحول مطلقاً فی تنظيف العدسات إذ أنه یذيب المادة اللاصقة للعدسات المركبة مما یسبب تلفها ، كما أن الإفراط فی إستخدام الزيلول یؤدي إلى نفس النتيجة.
- ٧- عند نقل الميكروسكوب من مكان لآخر إحمله من الذراع باليد الیمنى مع وضع اليد اليسرى أسفل القاعدة.

### تدريب (٢) : دراسة الأجهزة المتوفرة بمعمل الميكروبيولوجيا

یجرى هذا التدريب بغرض تعريف الدارس بالأجهزة المتوفرة بمعمل الميكروبيولوجيا ووظيفة كل منها .

#### خطوات التدريب :

- ١- أمامك مجموعة من الأجهزة المستخدمة فی معامل الميكروبيولوجيا حاول التعرف علیها و ارسمها.
- ٢- أنكر وظيفة كل جهاز من الأجهزة المعروضة أمامك.
- ٣- راجع ذلك مع القائم بالتدريس للتأكد من صحة ما كتبت.

### تدريب (٣) : إستخدام الميكروسكوب المركب فی فحص التحضیرات البكتيرية الجافة

یجرى هذا التدريب بغرض تنمية مهارة الدارس علی إستخدام العنسة الزيتية المنغمسة فی فحص الأغشية البكتيرية المصبوغة (الأغشية المصبوغة) .



## خطوات التدريب:

- ١- نظف الميكروسكوب جيدا و خاصة الأجزاء البصرية منه.
- ٢- اضبط أنبوبة السحب المدرجة على التدرج الصحيح حتى تعطي دقة في فحص الصورة حيث أن قوة تمييز العدسة تتوقف على طول أنبوبة الميكروسكوب.
- ٣- ارفع المكثف إلى أعلى نقطة ، وإفتح الحجاب الضوئي .
- ٤- اجعل الشبكية الصغرى على إستقامة أنبوبة الميكروسكوب.
- ٥- أنظر خلال القطعة العينية وحرك المرآة في مواجهة المصدر الضوئي للحصول على حقل فحص مضيئ تماما.
- ٦- ضع الشريحة ذات التحضير البكتيري الجاف على المسرح بعد وضع نقطة من زيت السيدر عليه ثم استبدل العدسة الصغرى بالعدسة الزيتية المنغمسة بحيث تصبح على إستقامة أنبوبة الميكروسكوب وذلك بسماع الصوت المعتاد .
- ٧- اجعل نظرك في مستوى المسرح و أخفض العدسة الزيتية بواسطة الضابط التقريبي حتى تتغمس مقممتها في زيت السيدر وإستمر فى خفضها حتى تتلاقى مقممتها مع التحضير برفق.
- ٨- أنظر خلال القطعة العينية وارفع الزيتية إلى أعلى تدريجيا بواسطة المعدل التقريبي حتى ظهور لون الصبغة فاستعمل المعدل الدقيق حتى تمام وضوح صورة المرئي المراد فحصه.

تدريب (٤) : فحص الأشكال المختلفة للبكتيريا باستخدام العدسة الزيتية المنغمسة

يجرى هذا التدريب بغرض تنمية مهارة الدارس في التعرف على الأشكال المختلفة من البكتيريا و نظم تجمعها كإحدى الخطوات الهامة عند

تعريف الأجناس والأنواع والسلالات المختلفة من البكتيريا شائعة التواجد في الأوساط المختلفة ، كما يكسب الدارس مهارة استخدام العدسة الزيتية المنغمسة بصفة مستمرة مع المحافظة عليها .

#### خطوات التدريب :

- ١- أمامك مجموعة من الشرائح المحتوية على أغشية بكتيرية مصبوعة، تم عزلها من مصادر مختلفة . إفحصها ميكروسكوبياً طبقاً للخطوات المذكورة في التدريب السابق وتعرف على أشكالها و نظم تجمعها .
- ٢- ارسم حقولاً ميكروسكوبية تمثل النماذج السابقة موضحاً بها الأشكال ونظم التجمع المختلفة.
- ٣- اعرض ما تحصلت عليه من رسوم توضح الأشكال المختلفة لخلايا البكتيريا على القائم بالتدريس لتأكيد صحة الفحص.

#### اسئلة :

- ١- ضع علامة √ أو X أمام العبارات الآتية :
  - أ- تتناسب قوة التكبير الكلية للميكروسكوب تناسباً طردياً مع تكبير العينية وعكسياً مع تكبير الشيئية.
  - ب- يستخدم الميكروسكوب متباين الأطوار في فحص الخلايا البكتيرية الحية بدون صبغ نظراً لوجود تباين واضح بين الخلية والوسط المحيط.
  - ج- تستخدم العدسة الزيتية المنغمسة في فحص التحضيرات البكتيرية المبينة لدراسة حركة البكتيريا والخمائر
  - د- تصبغ الأغشية البكتيرية عند فحصها لتقليل التباين بين الخلايا والوسط المحيط بها حتى تسهل الرؤية
  - هـ- تستخدم الشيئية الصغرى في فحص الأغشية البكتيرية المصبوغة وهيفات انفطر

و- تعمل العدسة الشيئية على تكوين صورة حقيقية مقلوبة مصغرة للأشياء عند وضعه على بعد أكبر قليلاً من بعدها البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري.

ز- يستخدم جهاز أرنولد في التعقيم على درجة الغليان تحت الضغط الجوي العادى ولذلك يسمى المعقم بالبخار المناسب

٢- أذكر فقط إستعمالات العدسات الشيئية الثلاث .

٣- ما هي أنواع الميكروسكوبات التى يمكن أن تجدها فى معمل الميكروبيولوجيا .

٤- علل :

أ- ضرورة إستعمال زيت السيدر عند الفحص بالعدسة الزيتية المنغمة.

ب- يفضل إستعمال الزيلول بدلاً من الكحول فى تنظيف العدسات .

ج- لا يمكن فحص البكتريا والتعرف على أشكالها بالميكروسكوب العادى بدون صبغ .



.

## الدرس العملى الرابع

### التعقيم

#### *Sterilization*

يستهدف هذا الدرس تعريف اندارس بالأدوات والأجهزة المستخدمة فى عملية التعقيم ، وتعريفه بكنر طريقة من الطرق المستخدمة فى تعقيم المواد والأدوات المطلوبة بحالة خالية من التلوث الميكروبي فى معامل الميكروبيولوجيا العامة . وكذلك تنمية مهارة الدارس فى إستخدام وسائل التعقيم المختلفة حتى يكون مؤهلاً للعمل فى السوق الخارجى بكفاءة عالية خاصة فى مصانع الأغذية والألبان ومصانع تعليب الأغذية المختلفة وكذلك معامل ميكروبيولوجيا الأراضى والمياه والبيئة .

#### تعريف التعقيم :

هو عملية الغرض منها التخلص التام من جميع الكائنات الحية الدقيقة سواء كانت فى الحالة الخضرية أو المتجرثمة وجعل المواد والأدوات خالية منها تماماً.


#### أهمية التعقيم :

للتعقيم أهمية كبيرة فى كير من المجالات فى العمليات البكتريولوجية يجب التخلص من جميع أطوار الكائنات الحية الدقيقة الملوثة للأدوات والمواد والأجهزة والبيئات المغذية خاصة عند الرغبة فى عزل وتنقية البكتيريا فى معامل الميكروبيولوجيا الصناعية وميكروبيولوجيا الأغذية والألبان كذلك معامل ميكروبيولوجيا الأراضى والمياه والبيئة .

وفى الأغراض الطبية يستخدم التعقيم فى تطهير جميع المواد و الأدوات الطبية المستعملة حتى لا تصبح مصدراً للعدوى ، وكذلك حفظ الأدوية أثناء تحضيرها . وكذلك فى مجال حفظ الأغذية حيث يستخدم التعقيم فى قتل ما بها من ميكروبات للتخلص من عوامل الفساد والتسمم الغذائى .

### طرق التعقيم :

تتعدد طرق التعقيم رغم أن الهدف منها واحد وهو التخلص نهائياً من جميع الكائنات الحية ، ذلك لنتفق كل طريقة مع طبيعة المادة المراد تعقيمها ، وعموماً يمكن تلخيص طرق التعقيم المعتادة حسب المخطط التالى :



- |  |  |
|--|--|
| ١- الغلى فى حمام مائى<br>٢- التعقيم على درجة الحرارة المنخفضة<br>٣- التعقيم بالبخار تحت الضغط الجوى العادى<br>٤- التعقيم بالبخار تحت الضغط الجوى المرتفع | ١- التسخين لدرجة الإحمرار<br>٢- التلبيب الكحولى<br>٣- التعقيم بالهواء الساخن |
|--|--|



هذا مع ملاحظة أن الحرارة الجافة تكون أقل كفاءة في التعقيم من الحرارة الرطبة لأن الرطوبة تزيد من النشاط الحيوي للميكروب فيسهل التأثير عليه ، وكذلك تساعد الرطوبة على تخلل الحرارة لجسم الميكروب وتأثيرها على البروتوبلازم فتتلفه. ولذلك فإنه عند استخدام الحرارة الجافة في التعقيم يجب استخدام درجة حرارة أعلى ومدة أطول عنه في حالة استخدام الحرارة الرطبة.

#### أولاً: طرق التعقيم بالحرارة الجافة

##### ١- التسخين لدرجة الإحمرار

وتستخدم هذه الطريقة في تعقيم إبر التلقيح وأطراف الملاقط باستعمال لهب موقد بنزن مباشرة.

##### ٢- التلهب الكحولي

وتستخدم هذه الطريقة في تعقيم المشارط وفوهات أنابيب المزارع والشرائح الزجاجية وأغطية الشرائح ويتم ذلك بإمرار المادة مبللة بالكحول خلال اللهب دون إحمرارها ، وبالنسبة للأدوات المعدنية مثل المشارط والمقصات فيمكن غمسها في كحول ثم تعريضها للهب.

##### ٣- التعقيم بالهواء الساخن

وتستخدم هذه الطريقة في تعقيم الأدوات الزجاجية المطلوبة بحالة جافة مثل أطباق بترى والماصات وأنابيب الاختبار والدوارق وزجاجات العينات وذلك بعد سدها بسدادات قطنية قبل التعقيم ، وتعقم الأطباق والماصات بعد وضعها في علب خاصة بها ، كما تستخدم في تعقيم الزيوت المعدنية التي تستخدم في حفظ المزارع البكتيرية كزيت البرافين ، ويستخدم في هذه الطريقة جهاز المعقم بالهواء الساخن (الفرن) وهو عبارة عن صندوق معدني له ثلاثة جدران بينهما فراغان لمرور الهواء الساخن

بالكهرباء والجهاز مزود بترمو متر لرصد درجات الحرارة . وهذه هي درجات الحرارة المستعملة والمدة اللازمة لتمام التعقيم :

١- التعقيم على درجة ١٨٠°م لمدة ١/٢ ساعة لتعقيم الأدوات الزجاجية غير المغطاة بسدادات قطنية كأطباق بترى والماصات.

٢- التعقيم على درجة ١٦٠°م لمدة ساعة لتعقيم الأدوات الزجاجية ذات السدادات القطنية حتى لا يحترق القطن .

٣- التعقيم على درجة ١٤٠°م لمدة ٣ ساعات.

الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام الفرن

أ- وضع الأدوات المطلوب تعقيمها قبل بدء عملية تسخين الجهاز بتوصيل التيار الكهربى.

ب- يجب أن تكون الأدوات المراد تعقيمها جافة تماما عند وضعها فى الجهاز.

ج- عدم تعبئة الجهاز فوق طاقته بالأدوات المراد تعقيمها.

د- توضع الأطباق والماصات فى الأسطوانات الخاصة بها قبل التعقيم.

هـ- تحسب المدة اللازمة لتمام التعقيم ابتداءً من وصول درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة.

و- يراعى فصل التيار الكهربى بعد المدة اللازمة للتعقيم مع عدم فتح الجهاز إلا بعد تمام التبريد حتى لا يتسبب ذلك فى كسر الأدوات الزجاجية بالتبريد المفاجئ.

## ثانيا: طرق التعقيم بالحرارة الرطبة

### ١ - الغلي في حمام مائي

حيث يكفي الغليان لمدة ١٥-٢٠ دقيقة لقتل الخلايا الخضرية للميكروبات بينما تظل الجراثيم حية . وكانت تستخدم هذه الطريقة قديماً في تعقيم السرنجات والمقصات والمشارط وهي محدودة الإستعمال حيث تستخدم فقط في تعقيم الأدوات الصغيرة والخفيفة خاصة في العيادات والوحدات الصحية .

### ٢ - التعقيم بالبخار تحت الضغط الجوى العادي

ويستخدم في ذلك جهاز أرنولد Arnold ويسمى الحلة البخارية أو المعقم بالبخار المناسب . الجهاز عبارة عن إناء إسطوانى ذو جدارين وهو مصنوع من النحاس وله غطاء به فتحة لخروج البخار وفي أسفله حنفية لتوصيل الماء ويعمل بالكهرباء ويوجد بداخله أرفف مثقبة توضع عليها الأدوات والأشياء المراد تعقيمها. ويتم التعقيم باستخدام جهاز أرنولد بطريقتين هما:

#### أ - التعقيم السريع

ويتم على درجة حرارة ١٠٠ °م لمدة ١,٥ ساعة ، وتستخدم هذه الطريقة لتعقيم البيئات الغذائية والمواد التى لا تتأثر خواصها الطبيعية أو الكيماوية عند تعريضها لدرجة حرارة ١٠٠ °م لمدة طويلة مثل بيئة الأجار المغذى أو المرق المغذى.

#### ب - التعقيم المتقطع

ويتم على ١٠٠ °م لمدة ٢٠ دقيقة على مدى ثلاثة أيام متتالية على أن تكون الفترة بين المرة والأخرى ٢٤ ساعة. وتعتمد فكرة التعقيم المتقطع على



أنه في اليوم الأول يتم التخلص من جميع الخلايا الخضرية بينما لا تتأثر الجراثيم ، نتيجة المعاملة في اليوم الأول تنمو الجراثيم وتتحول إلى خلايا خضرية حيث يتم القضاء عليها من المعاملة في اليوم الثاني. أما المعاملة في اليوم الثالث فتكون لتمام التخلص من الميكروبات المتبقية ولضمان عملية التعقيم. وتستخدم طريقة التعقيم المتقطع لتعقيم البيئات الغذائية والمواد التي تتغير خواصها الطبيعية والكيمائية بتعرضها لدرجة حرارة ١٠٠ ° م لمدة طويلة مثل بيئة الجيلاتين المغذي وبيئة لبن عباد الشمس وكذلك البيئات المحتوية على سكريات.

### إحتياطات استخدام جهاز أرنولد

أ- مراعاة وجود كمية كافية من الماء عند العلامة المحددة لذلك مع بداية التعقيم.

ب- يحسب زمن التعقيم بعد فترة من خروج البخار ولضمان غليان الماء.

ج- عند إخراج البيئات من الجهاز في اليوم الأول والثاني توضع على درجة حرارة التحضين المناسبة حتى موعد التعقيم التالي وذلك في حالة التعقيم المتقطع.

### ٣- التعقيم بالبخار تحت الضغط الجوي المرتفع

ويستخدم في ذلك جهاز الأوتوكلاف Autoclave ويسمى بالمعقم بالبخار تحت ضغط وهو عبارة عن إناء إسطوانى من النحاس أو من مخلوط من عدة معادن مثل تلك المستعملة في صنع الأجهزة الثقيلة وذلك لتحمل الضغط المرتفع داخل الجهاز . والجهاز له غطاء سميك مثبت بمشابك لولبية مع وجود جوان من الجلد لزيادة إحكام قفل الغطاء ، وينفذ من الغطاء كبسولة أمان وحنفية بخار ومانومتر لقياس الضغط . كما يوجد أسفل الجهاز

علامة لضبط مستوى الماء يعلوها رف مثقب ترص عليه المواد و الأدوات والأشياء المراد تعقيمها، كما يتصل الجهاز بمصدر كهرباء للتسخين.

### فكرة عمل الجهاز

تبنى نظرية عمل جهاز الأوتوكلاف فى رفع درجة حرارة غليان الماء عن  $100^{\circ}\text{C}$  ، فمن المعروف أن الماء يغلى عند درجة  $100^{\circ}\text{C}$  عندما يكون ضغطه مساوياً للضغط الجوى المحيط به أما إذا تعرض للضغط الجوى المرتفع فإن درجة غليانه تزيد عن ذلك ، أى أن درجة الحرارة داخل الجهاز تتوقف على قيمة الضغط الذى يتوفر بداخله مع ملاحظة أن صفر تدريج المانومتر يكون مساوياً لضغط جوى واحد بدون تشغيل الجهاز. ويستخدم الأوتوكلاف فى تعقيم البيئات والمواد التى تتحمل مكوناتها درجات الحرارة المرتفعة دون تغير فى خواصها الطبيعية والكيميائية مثل بيئات الأجار المغذى والمرق المغذى والسليكا جيل والبيئات الخالية من السكريات، كذلك يستخدم فى تعقيم الشاش والقطن والأقمشة والملايات والبلاطى والفوط وسدادات وخرطوم الكاوتشوك علاوة على عينات التربة والمرشحات البكتيرية المختلفة وأصص الزرع والماء هذا بجانب اعدام المزارع الميكروبية الممرضة المراد التخلص منها.

### تدريب (٥) : خطوات تشغيل الأوتوكلاف

يجرى هذا التدريب بغرض إكساب الدارس مهارة تشغيل هذا الجهاز الذى لا غنى عنه فى معامل ميكروبيولوجيا حتى يتعلم وبصورة معتادة الحصول على الأدوات والمواد المعقمة التى يتعامل معها كثيراً فى عمله وبصفة يومية .

## خطوات التشغيل

- ١- تأكد من أن كمية الماء الموجودة بالجهاز كافية أى بعمق ٣-٤ بوصات.
- ٢- ضع الأدوات والمواد المراد تعقيمها على الرف المتقب ثم وصل التيار الكهربى.
- ٣- ثبت الغطاء فى موضعه واحكم القفل تماما بواسطة المشابك الحديدية.
- ٤- اترك حنفية البخار مفتوحة عند بداية التشغيل حتى يتم طرد جميع الهواء الموجود داخل الجهاز، ثم إقفل الحنفية حيث أن مزيج الهواء والبخار لا يعطى درجات الحرارة المناسبة عند نفس الضغط مما يسبب عدم كفاءة التعقيم عندما يكون الضغط الظاهرى ا ض ج كما هو موضح بالجدول التالى :

نسبة تفريغ الهواء	درجة الحرارة داخل الجهاز
تفريغ تام	١٢١°م
٣/٢ تفريغ	١١٥°م
٢/١ تفريغ	١١٢°م
٣/١ تفريغ	١٠٢°م

- ٥- عند وصول مؤشر المانومتر إلى الضغط المطلوب إحسب المدة اللازمة لتمام التعقيم طبقا للجدول التالى

مسلسل	درجة الحرارة	الضغط الجوى	المدة اللازمة لتمام التعقيم
١	١١١,٥°م	٢/١ ض ج	٣٠ دقيقة
٢	١٢١°م	١ ض ج	١٥-٢٠ دقيقة
٣	١٢٧,٥°م	١,٥ ض ج	٥ دقائق

- ٦- بعد إنتهاء فترة التعقيم إفصل التيار الكهربى وأترك الجهاز ليبرد ويعود المانومتر إلى الصفر ثانية لأن فتح الحياز قبل وصول المانومتر إلى



الصفحة يعرض البيئات السائلة الموجودة على درجة حرارة فوق ١٠٠ °م للضغط الجوي العادي فجأة مما يؤدي إلى فورانها بشدة فتندفع خارج العبوات وتفقد . وعموماً تزود الأجهزة الحديثة بإضافات لا تسمح بفتحها قبل أن ينخفض ضغط الجهاز إلى الدرجة المطلوبة.

٧- بعد وصول الضغط إلى الصفرة إفتح صنبور البخار بالتدريج ليسمح بدخول الهواء حتى يتساوى الضغط داخل الجهاز وخارجه حتى يسهل فتحه.

٨- يراعى لف السدادات القطنية بورق البارشمنت غير الماسر للرطوبة لتفادي تبللها.

#### ٤-التعقيم على درجة الحرارة المنخفضة

ويتم في هذه الطريقة تعقيم المواد التي تتلف إذا تعرضت لدرجة حرارة أعلى من ٥٧° م مثل سیرم الدم والمواد المحتوية على بروتين عموماً، ويتم تعقيمها على هذه الدرجة لمدة ساعة يومياً ، على مدى ثمانية أيام متتالية باستخدام حمام مائي يعمل بالكهرباء وله منظم . ضبط الحرارة على الدرجة المطلوبة.

#### ثالثاً: التعقيم بالكيماويات

قسمت الكيماويات من حيث طبيعة تأثيرها على الميكروبات إلى أربعة أقسام هي:

##### ١- مواد كيماوية قاتلة

وهي ذات تأثير مبيد للأطوار الخضرية للميكروبات و ليس من الضروري قتل الجراثيم ، ومن أمثلتها الفينول بتركيز ٥ ٪ ، والكريزول

بتركيز ٣٪ وتستخدم في تعقيم الأدوات الجراحية والمناضد ، وكذلك الكحولات مثل كحول الإيثايل بتركيز ٥٠-٧٠٪ لتعقيم الأيدي والبنشآت بالإضافة إلى كلوريد الزئبقيك (السليمانى) بتركيز ٠,١٪ (١جم/لتر) لتعقيم المناضد والتعقيم السطحى للمحاصيل الدرنية ولدرنات البطاطس عند عزل الميكروبات الموجودة بداخلها وكذلك التعقيم السطحى للعقد الجذرية لمحاصيل البقوليات عند عزل بكتيرويدات الرايزوبيا من داخل العقد.

#### ٢- مواد كيميائية مانعة

وهي تعوق نمو الميكروبات و تكاثرها و ليس من الضرورة قتلها مثل مركبات السلفا.

#### ٣- مواد كيميائية حافظة

وهي تشبه الكيماويات المانعة في تأثيرها ومن أمثلتها بنزوات الصوديوم وتستخدم بنسبة ٠,١٪ (١جم/لتر) لحفظ الشربات والمرببات وغيرها من المواد الغذائية .

#### ٤- مواد كيميائية مطهرة

وهي مواد بعضها يقتل أنواع معينة من الميكروبات وبعضها يوقف نمو البعض الآخر من الميكروبات ، ومن أمثلتها الكلور ومركباته ويستخدم بنسبة ٢ جزء فى المليون لتطهير ماء الشرب ، وفوق أكسيد الهيدروجين وأكسيد الزنك لتطهير الجروح العميقة . وكذلك اليود المستخدم فى تطهير الجلد ، وكذلك قد تستخدم المطهرات الطيارة مثل الكلوروفورم والفورمالدهيد لتعقيم وحفظ سيرم الدم حيث يستخدم الكلوروفورم بنسبة ٠,٢٥٪ ويمكن إزالته بالتسخين على درجة حرارة ٥٥° .

#### رابعاً : التعقيم بالغازات

يعتبر استخدام الغازات في التعقيم من طرق التعقيم الكيماوى والتي أخذت إهتماماً متزايداً فى الآونة الأخيرة . ويستخدم غاز أكسيد الإيثيلين وبعض أبخرة الغازات الأخرى بصفة أساسية وعلى نطاق واسع فى تعقيم الأدوات الطبية والبلاستيكية كالسرنجات وأطباق بترى البلاستيك، والقسطرات المستخدمة فى العمليات الجراحية . وتجهز المستشفيات بغرف لهذا الغاز كجزء من مستلزمات التعقيم فى المستشفى وتتسع هذه الغرف لتعقيم المراتب، ويعتبر غاز أكسيد الإيثيلين غاز شديد السمية للفيروسات والبكتيريا والفطريات والجراثيم الداخلية شديدة المقاومة للحرارة ، وهو سهل التداول بالأجهزة المناسبة حيث يستخدم فى صورة أبخرة مضغوطة ، بواسطة أجهزة خاصة تشبه جهاز الأوتوكلاف المعدل ، كما أنه غاز آمن حيث يستخدم بنسبة ١٠ ٪ مخلوطاً بغاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة ٩٠ ٪ ويمكن التخلص منه بالتهوية بعد الإنتهاء من عملية التعقيم.

#### خامساً : التعقيم بالترشيح

وتستخدم هذه الطريقة من التعقيم مع السوائل التى تتحلل وتفسد بالحرارة مثل سIRM الدم والإنزيمات والمحاليل السكرية والتوكسينات وبيكربونات الصوديوم حيث يتم سحبها خلال مرشحات خاصة ذات مسام ضيقة بالدرجة التى تمنع مرور الخلايا البكتيرية ( $0.45 \mu$ ) ، ويتم السحب إما بالضغط السالب عن طريق تفريغ الهواء أسفل المرشح أو الضغط الموجب وذلك بالضغط العلوى على السائل المعرض للترشيح . وتزال الميكروبات من السوائل بواسطة المرشحات إما بالإزالة الميكانيكية مثل التأثير المماثل لعمل الغربال الناتج من حجز الثقوب الدقيقة للميكروبات ، أو بواسطة



إدمصاص المرشح للميكروبات لإختلاف الشحنات الكهربائية بين المرشح والميكروبات.

### المرشحات البكتيرية :

#### ١- مرشح تشمبرلاند Chamberland filter

وهو عبارة عن إسطوانة من الخزف غير المصقول ومقفلة من أحد طرفيها ويوجد منه أنواع مختلفة.

#### ٢- مرشح بيركفيلد Berkefield filter

وهو عبارة عن شمعة مصنوعة من الدياتوم أو الإسبستوس وتوجد منه عدة أنواع تختلف باختلاف حجم المسام.

#### ٣- مرشح سايتس Seitz filter

وهو عبارة عن قرص من الإسبستوس مضغوط بين قرصين متقبيين من المعدن ويعلو القرص العلوى قمع يوضع فيه السائل المراد تعقيمه.

#### ٤- المرشح الغشائي Filter membrane

وهي مرشحات تصنع من مواد كيميائية مثل خلات السليلوز أو غشاء من البلاستيك ثقوبه ذات حجم صغير تكفى لحجز وإزالة البكتيريا من المحلول ، كما توجد أيضا أنواع من المرشحات الغشائية ذات ثقوب أصغر تزيل الفيروسات والجزيئات الدقيقة جدا بكفاءة . كما توجد مرشحات بكتيرية أخرى مثل مرشح الزجاج المصنفر Sintred-glass ومرشح سيلاس ذو الشمعة Selas candle type ومرشح ماندلر Mandler.

### إحتياطات إستخدام المرشحات البكتيرية:

١- يعقم المرشح بجميع مشتملاته فى جهاز الأوتوكلاف قبل إستخدامه.

٢- يتم عمل إختبار دقة أو تمام التعقيم للسوائل المترشحة Sterility test وذلك بتلقيح جزء من المترشح فى بيئة مناسبة وحفظه على درجة الحرارة المناسبة ، فإذا لم يظهر نمو خلال ٢٤ ساعة على هذه البيئة دل ذلك على كفاءة التعقيم.

٣- بعد إجراء الترشيح يلزم تنظيف المرشحات وذلك بإمرار تيار من الماء فى الإتجاه المعاكس ، وللتخلص من المواد البروتينية يستخدم محلول NaOH تركيز ٥ ٪ فيما عدا مرشح الزجاج المصنفر حيث يستخدم فى تنظيفه حمض  $H_2SO_4$  مركز ساخن ، وفى حالة مرشح سايتس يجب الإستغناء عن القرص وإستبداله بآخر.

#### ساساً: التعقيم بالإشعاع

يعتبر الإشعاع من طرق التعقيم المستعملة مع بعض المواد الصيدلانية والمواد الغذائية حيث تستعمل أشعة مؤينة عالية الطاقة مثل أشعة جاما ذات القدرة العالية على الإختراق وأشعة الكاثود ، أما الأشعة فوق البنفسجية فهى لا تعتبر وسيلة كافية للتعقيم بسبب قلة نفاذيتها وبالتالى فهى تستخدم فى تعقيم أسطح الأدوات والأوانى بجانب أوعية الكبيرة بمصانع الأدوية وغرف العمليات بالمستشفيات .

#### أسئلة:

١- أكتب النظرية التى تعتمد عليها عملية التعقيم المتقطع؟

٢- علل:

أ- الحرارة الرطبة أكفاً فى التعقيم من الحرارة الجافة.

ب- تعقم بيئة الجيلاتين المغذى فى جهاز أرنولد بطريقة التعقيم المتقطع.

ج - تتنوع طرق التعقيم مع أن الغرض منها واحد.

- د- عدم استخدام الكيماويات فى تعقيم البيئات البكتريولوجية العملية .
- ٣- أذكر طريقة تعقيم كل مما يأتى:
- بيئة الأجار المغذي - بالطو المعمل - الماصات - بيئة لبن عباد الشمس - مشرط الطبيب - الماء - بيئة الأجار المغذى - حجرة العمليات - أطباق بترى - الشاش - إبرة التلقيح - الدوارق - أصص الزرع - المزارع الميكروبية الممرضة القديمة - بيكربونات الصوديوم - زيت البرافين - عينات التربة:
- ٤- ضع علامة ✓ أو X أمام العبارات الآتية :
- أ- يتم تعقيم الماء فى الأوتوكلاف لأنه لا يتأثر بالحرارة المرتفعة.
- ب- عند استخدام حرارة جافة فى التعقيم يلزم زمن ودرجة حرارة أقل منها فى حالة استخدام الحرارة الرطبة.
- ج- بيئة لبن عباد الشمس تتكون من لبن فرز طازج ودليل عباد الشمس ويتم تعقيمها فى الأوتوكلاف.
- د- بيئة بويون السكريات يتم تعقيمها فى جهاز أرنولد بطريقة التعقيم المتقطع خوفا من تحلل مكوناتها.
- هـ- يتم تعقيم غرف العمليات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو بغاز أكسيد الإيثيلين.
- و- يتم تعقيم إبرة التلقيح عن طريق تعريضها للهب فقط.
- ز- تعقم أطباق بترى البلاستيكية فى معقم الهواء الساخن بعد وضعها فى العلب الخاصة بها.
- س- تعقم الأدوات المحتوية على سدادات قطنية فى الفرن على درجة ١٦٠° م لمدة ساعة.



٥- أنكر درجات الحرارة والمدة اللازمة لتمام التعقيم باستخدام المعقم بالهواء الساخن.

٦- ماهي الإحتياطات الواجب مراعاتها عند تشغيل الأوتوكلاف.

٧- قسم المواد الكيماوية من حيث طبيعة تأثيرها على الميكروبات مع ذكر مثال لكل منها .

٨- أنكر الطرق المختلفة لإزالة الميكروبات من السوائل المراد تعقيمها .

التعليق

(٤٠)

## الدرس العملي الخامس

### البيئات الغذائية المستخدمة في تنمية البكتيريا

#### *Cultivation Media Used in Bacterial Growing*

أولاً: البيئات السائلة Liquid media

أ- بيئة البويون المغذي Nutrient broth medium

تعتبر بيئة المرق المغذي من أكثر البيئات السائلة إستعمالاً في مجال الميكروبيولوجيا وذلك لأنها بسيطة التركيب ، تصلح لتنمية الكثير من أنواع البكتيريا، علاوة على أنها تعتبر الأساس لتحضير كثير من البيئات الأخرى وذلك بإضافة مواد خاصة إليها لسد حاجة بعض الميكروبات الأخرى .

تدريب رقم (٦) : تحضير بيئة المرق المغذي

يجرى هذا التدريب بغرض تدريب الطالب على كيفية تحضير البيئات البكتيريولوجية اللازمة لنمو وتكاثر الميكروبات المختلفة والتي تستخدم في معامل الميكروبيولوجيا سواء في مصانع الأغذية والألبان أو معامل ميكروبيولوجيا الأراضي .

المواد والأدوات المطلوبة :

دوارق مخروطية ٢٥٠ مل ، ٥٠٠ مل - ماصات - سحاحات - حمام مائي - جهاز قياس درجة الحموضة (pH meter) - ميزان يعطي رقمين عشريين - مستخلص لحم - ببتون - ماء حنفية - محاليل صودا كاوية ١



عيارى - محاليل حمض هيدروكلوريك ١ عيارى - دليل البروموثيمول بلو  
Bromothymolblue .

#### خطوات العمل :

- ١- أنب مكونات البيئة فى ماء بارد وإن لزم الأمر فيكون على حمام مائى حتى يتم نوبانها ، ثم رشح المحلول وأضف ماء مقطر لتعويض الفاقد بالتبخير .
- ٢- أضبط رقم الحموضة عند الرقم المطلوب وعادة ما يكون الوسط المتعادل وهو ٦,٨ - ٧ .
- ٣- قم بتوزيع البيئة فى أنابيب اختبار نظيفة بمعدل ٥ سم<sup>٢</sup> فى كل منها أو فى دوارق مخروطية مناسبة ثم غطى بسدادة من القطن غير الماص .
- ٤- عقم البيئة فى جهاز الأوتوكلاف عند ١ ضغط جوى على ١٢١°م لمدة ٢٠ دقيقة .
- ٥- إحفظ العبوات المحتوية على البيئة المعقمة فى مكان مناسب لحين الإستعمال .

#### تدريب رقم (٧) : ضبط رقم الحموضة للبيئة المغذية

يجرى هذا التدريب بغرض تعريف الدارس كيفية ضبط درجة الحموضة أو القلوية لتمام التأكد من أن البيئة المحضرة مناسبة للميكروب المراد تنميته ، حيث أن معظم أنواع البكتيريا الملوثة للأغذية والأوساط المختلفة تتطلب بيئات ذات تأثير متعادل أو يميل قليلاً ناحية القلوية ٧,٢ - ٧,٥ ، فى حين أن هناك أنواع معينة تتطلب درجة pH خاصة تنمو عليها جيداً ، ولذا يجب ضبط رقم حموضة البيئة المغذية حسب نوع الميكروب المراد تنميته .

### خطوات العمل :

- ١- تؤخذ كمية معلومة من البيئة المحضرة بواسطة ماصة ويضاف إليها بضع نقاط من دليل البروموثيمول بلو لمعرفة درجة الـ pH لها ، وحيث أن البويون حامضى فمن الطبيعى أن يظهر اللون الأصفر للدليل حيث أن الدليل يأخذ اللون الأخضر فى الوسط المتعادل وأزرق فى الوسط القلوى.
- ٢- تعادل الحموضة بكمية محددة من الصودا الكاوية ٠,١ ع فى وجود الدليل .
- ٣- إذا إتجه لون الدليل ناحية القلوية نتيجة خطأ فى التقدير يعاد التعادل باستخدام HCl بتركيز ٠,١ ع مع حساب الكمية المستخدمة والتي عاينت الزائد من الصودا الكاوية
- ٤- تحسب كمية NaOH تركيز ٠,١ ع اللازمة بالضبط لمعايرة الكمية المحددة من البيئة عند pH ٧ ومنها تحسب كمية NaOH تركيز ١ ع اللازمة لمعايرة بقية البيئة.

### مظاهر نمو البكتيريا على البيئات المغذية السائلة:

يجب أن تتوفر فى البيئات المغذية السائلة المستخدمة فى زراعة البكتيريا الملائم العناصر الغذائية اللازمة للنمو ، وعموماً يظهر النمو فى المزارع السائلة بصور مختلفة هى:

- ١- تكوين عكارة Turbidity حيث يكون النمو على البيئة السائلة على شكل سحابة مختلفة الكثافة منتشرة فى البيئة.
- ٢- تكوين غشاء Pellicle حيث تظهر على سطح المزرعة السائلة تجمعات صغيرة من الخلايا المتشابكة مع بعضها.

### ج - تكوين راسب Precipitate

حيث توجد الخلايا راسبة في قاع الأنبوبة المحتوية على المزرعة السائلة، وتنتشر في أنحاء المزرعة بالرج ثم ترسب مرة أخرى مع سكون البيئة .

### تدريب رقم (٨) : تحضير بيئة بويون السكريات لإختبار التخمر

يجرى هذا التدريب بغرض تعليم الدارس كيفية تحضير البيئة المغذية التي تستخدم في التفرقة بين الميكروبات المختلفة من حيث قدرتها على تخمير الأنواع المختلفة من السكريات مع إنتاج حمض أو حمض وغاز وهي من البيئات المغذية المستخدمة في التعرف على الميكروبات الملوثة للأوساط المختلفة .

### خطوات العمل:

- ١- حضر لتر من بيئة المرق المغذي بنفس الطريقة السابقة.
- ٢- أضف ٥ جرام ببتون زيادة إلى البيئة السابقة وأنبها بالتسخين على حمام مائي.
- ٣- أضف ماء مقطر لتعويض الفاقد بالتبخير.
- ٤- أضبط درجة الـ pH عند الدرجة المطلوبة كما سبق ذكره .
- ٥- أضف ٥ جرام من السكر المراد استخدامه لكل لتر بيئة .
- ٦- أضف ١ سم<sup>٣</sup> من دليل البروموثيمول بلو إلى البيئة لإختبار تكون حموضة في البيئة نتيجة تحليل السكر المستخدم.
- ٧- وزع البيئة في أنابيب بمعدل ٧ سم<sup>٣</sup> لكل أنبوبة.
- ٨- ضع بداخل كل أنبوبة إختبار أنبوبة درهام Durham tube في وضع مقلوب وذلك لإختبار تكون غاز من عنده أثناء تحليل السكر ثم غطى

الأنابيب بسدادات من القطن غير الماص وعقم البيئة بطريقة التعقيم المتقطع باستخدام جهاز أرنولد وإحفظها في مكان مناسب لحين الإستخدام.

### تدريب رقم (٩) : تحضير بيئة لبن عباد الشمس

يجرى هذا التدريب بغرض إكساب الدارس مهارة تحضير هذه البيئة الضرورية والتي تستخدم في الكشف عن التغيرات التي تحدثها البكتيريا في اللبن حيث أن اللبن يعتبر بيئة صالحة لنمو الكثير من الميكروبات والتي يمكن تمييز بعضها عن البعض بالتأثير الناتج على هذه البيئة.

#### خطوات العمل:

- ١- أضف لكل لتر من اللبن الفرز الطازج ٥ سم<sup>٣</sup> من دليل عباد الشمس تركيز ٥%.
- ٢- وزع البيئة في أنابيب إختبار نظيفة بمعدل ٧ سم<sup>٣</sup> لكل أنبوبة ثم سدها بسدادات من القطن غير الماص.
- ٣- عقم البيئة بطريقة التعقيم المتقطع في جهاز أرنولد ثم إحفظها في مكان مناسب لحين الإستعمال.

### ثانيا : البيئات الغذائية المصلبة Solidified cultivation media

لعزل وتنمية البكتيريا فإنها تحتاج إلى البيئات المغذية المجمدة ولذلك تجمد البيئات المغذية السائلة بإضافة بعض المواد التصليبية مثل الأجار أجار أو الجيلاتين في حالة البكتيريا غير ذاتية التغذية أو إستخدام السليكا جيل كما في حالة تنمية البكتيريا ذاتية التغذية مثل البكتيريا الكيموليثوتروفية. وعادة يفضل إستخدام الأجار عن الجيلاتين في تصليب البيئات للأسباب الآتية:



١- الجيلاتين مادة بروتينية سهلة التحلل بواسطة كثير من أنواع البكتيريا المحللة للبروتين مما يفقده خاصية التصلب ، بينما الأجار مادة كربوهيدراتية معقدة التركيب ولا يمكن لمعظم أنواع البكتيريا تحليله مما يجعله محتفظا بصلابته.

٢- عند تعريض الجيلاتين لدرجة حرارة أعلى من  $100^{\circ}\text{C}$  أو على  $100^{\circ}\text{C}$  لمدة طويلة فإنه يفقد خاصية التصلب ، لذا تستلزم بيئته معاملة خاصة عند التعقيم بعكس الحال في الأجار فهو مادة لا تتأثر بالحرارة المرتفعة أو بطول مدة التعرض لها.

٣- درجة إنصهار وتجمد الجيلاتين منخفضة حوالي  $25^{\circ}\text{C}$  لذلك يستلزم الاحتفاظ بالبيئة المغذية المصلبة به على درجة حرارة منخفضة لتبقى على الحالة الصلبة ، وقد تكون هذه الحرارة غير ملائمة لنمو كثير من الميكروبات . أما الأجار فهو يتميز باحتفاظه بصلابته عند كل درجات الحرارة اللازمة لنمو الميكروبات حيث لا يسيل إلا فوق  $95^{\circ}\text{C}$  أو  $98^{\circ}\text{C}$  ولا يتصلب عند تبريده إلا عند  $42-45^{\circ}\text{C}$  مما يمكن معه تلقيح بيئة الأجار بالميكروبات وهي لا تزال سائلة دون خشية تأثرها.

٤- يستعمل الجيلاتين بنسبة ١٠-١٥% (١٠٠-١٥٠ جم/لتر)، أما الأجار فيستعمل بنسبة ١,٥-٢% (١٥-٢٠ جم/لتر) لتصليب البيئات السائلة.

تدريب رقم (١٠) : تحضير بيئة الأجار المغذي أو الجيلاتين المغذي

يجرى هذا التدريب بغرض تنمية مهارة الدارس في استخدام المواد التصليبية في تحضير البيئات المجمدة التي تحتاجها البكتيريا لنموها ونشاطها.

## خطوات العمل :

- ١- إضف ١٥-٢٠ جم أجار إلى ١ لتر من بيئة المرق المغذى , أما فى حالة الجيلاتين فيتم إضافة ١٠٠-١٥٠ جم/لتر من نفس البيئة.
  - ٢- إغلى المخلوط على حمام مائى فى الحاليتين حتى تمام ذوبان المادة التصليبية.
  - ٣- أضف ماء لتعويض الفاقد بالتبخير.
  - ٤- اضبط درجة الحموضة عند الدرجة المطلوبة مع مراعاة السرعة حتى لا تبرد البيئة وتتجمد المادة.
  - ٥- وزع البيئة المغذية فى أنابيب بمعدل ٤ سم<sup>٢</sup> لكل منها فى حالة الأجار المائل وبمعدل ٧ سم<sup>٢</sup> لكل أنبوبة فى حالة الأجار العميق أو الجيلاتين العميق وسد الأنابيب بسدادات من القطن غير الماص.
  - ٦- عقم بيئة الأجار فى الأوتوكلاف عند ١ ض . ج لمدة ٢٠ دقيقة , أما بيئة الجيلاتين فتعقم بطريقة التعقيم المتقطع فى جهاز أرنولد , وتحفظ الأنابيب بعد تعقيمها فى مكان مناسب لحين الإستعمال.
- هذا مع ملاحظة أن الجيلاتين لا يستخدم فى تصليب البيئات البكتيريولوجية السائلة إلا عند الرغبة فى التمييز بين الميكروبات المختلفة من حيث قدرتها على تحليل البروتين حيث أنه مادة بروتينية تفقد خاصية التصلب عند تحللها ميكروبيا حتى لو وضعت فى الثلاجة.

## أسئلة:

### ١- علل :

- أ- يفضل إستخدام الأجار عن الجيلاتين فى تصليب البيئات الغذائية السائلة.

ب- تعتبر بيئة المرق المغذي أكثر البيئات الغذائية إستعمالاً في التجارب البكتريولوجية.

ج- لا يستخدم الجيلاتين في تصليب البيئات إلا في حالة واحدة فقط.

د- إضافة دليل وأنبوبة درهام عند تحضير بيئات بويون السكريات.

٢- أ- قارن بين البيئات التفريرية والبيئات الإنتقائية.

ب- عرف البيئة البكتريولوجية المغذية.

## الدرس العملى السادس

### زراعة البكتيريا

### *Bacterial Cultivation*

تنتشر الكائنات الحية الدقيقة بأنواعها المختلفة النافعة والضارة فى جميع الأوساط البيئية الطبيعية مثل الهواء والماء والتربة وكذلك الميود الغذائية، ويندر أن يخلو منها مكان ، وهى تتواجد فى صورة مختلطة وليس منفردة . وبعد إكتشاف أهمية الكثير من أنواع الكائنات الحية الدقيقة والدور الفاعل الذي تقوم به فى كثير من الأنشطة الحياتية الهامة وخاصة تلك التى تتعلق بالصناعات التخميرية المختلفة مثل الصناعات اللبنية وصناعة الخميرة والكحول والخل ، وكذلك صناعة الأدوية ، علاوة على دورها الفعال فى مجال الزراعة وخصوبة التربة الزراعية ، أصبح من الضروري الحصول على هذه الأنواع فى صورة مزارع نقية أو مزارع فردية . وذلك عن طريق عزلها من بيئاتها الطبيعية فى المعامل المخصصة وبطرق عزل خاصة ، ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير الظروف الملائمة لنمو هذه الأنواع من حيث تجهيز البيئات والأوساط الغذائية المتخصصة والتى تشجع نمو الميكروب المطلوب دون غيره من الميكروبات ، وكذلك توفير درجة الحرارة الملائمة لنمو الميكروب المطلوب ، بالإضافة إلى مراعاة ظروف التهوية التى يحتاجها الميكروب المراد الحصول عليه فى صورة نقية أو فردية . وعموما لا يمكن الحصول على هذه المزارع إلا إذا تم تهيئة كل هذه الظروف فى جو معقم وخالى تماما من كل أسباب التلوث.



## بيئات الزرع البكتيريولوجية Bacteriological Culture media

يستهدف هذا الدرس إكساب الدارس مهارة إختيار البيئة الغذائية الملائمة لتنمية البكتيريا بأنواعها المختلفة بغرض ضمان نجاح نموها على المستوى المعملى تمهيدا لإستعمالها في المجال الصناعى ، حيث أن الإختيار غير الجيد لمكونات البيئة أو إحتوائها على عناصر ثقيلة أو سموم أو مواد تسبب في وجود ضغط إسموزى عالى قد يؤدي إلى نمو محدود للكائن الحى وإعطائه نتائج غير مرضية وغير حقيقية أو أنها قد تؤدي إلى عدم النمو نهائياً .

### تعريف بيئة الزرع البكتيريولوجية

يمكن تعريف البيئة الغذائية البكتيريولوجية بأنها الوسط الغذائى الذى تتوفر به المادة أو المواد اللازمة لنمو وتكاثر نوع معين من الميكروب تحت الدراسة سواء البكتيريا ، الفطر أو الخميرة . وتستعمل البيئات البكتيريولوجية للأغراض التالية:

- ١- تنمية وحفظ الميكروب وإستكثاره.
- ٢- دراسة سلوك الميكروبات وتأثيرها على بعض المواد الموجودة فى البيئة
- ٣- دراسة الإحتياجات الغذائية للميكروب.
- ٤- إستكثار ميكروب معين دون بقية الميكروبات
- ٥- تشجيع الميكروب على إنتاج مادة معينة فى البيئة

### تركيب بيئة الزرع البكتيريولوجية

تحدد مكونات البيئة الغذائية البكتيريولوجية على أساس عدد متغيرات مثل التكاليف ومدى توفر مكوناتها وتركيبها الكيماوى ونسبة الكربون الميسر بها وكذلك على أساس فسيولوجيا الميكروب المراد تنميته . وبصفة عامة فإنه يجب أن تتوفر فى البيئة الغذائية المثالية الشروط التالية:

- ١- مصدر للنمو والبناء للطاقة يتوافق وطبيعة تغذية الميكروب المراد تنميته.
- ٢- بعض الفيتامينات التي تعمل كعوامل نمو Growth factors وكذلك المواد المنشطة للنمو ومصدرها مستخلص الخميرة أيضا.
- ٣- الرطوبة الكافية حيث أنها الوسط المذيب لبقية مكونات البيئة .
- ٤- درجة الحموضة (pH) المناسبة للميكروب المراد تنميته .
- ٥- إحتواء البيئة على مواد منظمة لدرجة pH مثل فوسفات الكالسيوم .
- ٦- أن يكون الضغط الإسموزي للبيئة مناسباً للميكروب موضع الدراسة .
- ٧- أن تكون البيئة خالية من المثبطات أو المواد القاتلة للميكروب قيد الدراسة .
- ٨- درجة التهوية التي توافق حاجة الميكروب للأكسجين .
- ٩- درجة الحرارة المناسبة لنمو الميكروب والتي يمكن توفيرها والتحكم فيها عن طريق إستخدام الحضان.

### أسس تقسيم بيئات الزرع البكتيريولوجية

تتنوع بيئات الزرع البكتيريولوجية وتتعدد لما يلي:

أولاً : الغرض من الإستعمال

أ- بيئات ذات فائدة علمية :

مثل بيئات تنمية وحفظ الميكروب وإستكثاره وهذه يجب أن تتوفر فيها جميع شروط البيئة الغذائية المثالية بحيث تتناسب أغلب الكائنات الحية الدقيقة .

## ب- بيئات ذات فائدة خاصة :

- ١- بيئات لدراسة سلوك الميكروب وتأثيره على بعض مواد البيئة ولدراسة إحتياجات الميكروب من المواد الغذائية
- ٢- بيئات إنتقائية Selective cultivation media : حيث يتم فيها إستكثار ميكروب معين دون باقى الميكروبات وهى الخطوة الأولى نحو عزل وتنقية الميكروب ويجب أن تتوفر فيها جميع إحتياجات الميكروب الغذائية والظروف التى يتطلبها لتساعده على النمو .
- ٣- بيئات لتشجيع الميكروب على إنتاج مادة معينة فى البيئة .
- ٤- بيئات تفرقية Differentiation cultivation media : وهى بيئات تحتوى على مواد كاشفة معينة تؤدى إلى تغيير فى مظهر النمو مثل بيئة الأيوسين وأزرق الميثيلين Eosin methylene blue (EMB) والتى تستخدم للفرقة بين أفراد بكتريا القولون.
- ٥- بيئات مدعمة Supplemented cultivation media : وهى بيئات عادية يتم تدعيمها بإضافة مواد طبيعية مثل سیرم الدم أو عصير الأنسجة النباتية أو الأنسجة الحيوانية وذلك لتنمية الميكروبات التى يصعب تنميتها على البيئات العادية fastidious microbes مثل بعض الميكروبات غير ذاتية التغذية .
- ٦- بيئات حفظ الميكروبات Preservation cultivation media : وهى البيئات التى تستخدم فى حفظ وتخزين السلالات البكتيرية فى صورة حية سواء كانت ميكروبات هوائية أو غير هوائية مع توفير الظروف التى تساعد على الحفظ أطول فترة ممكنة .
- ٧- بيئات التقدير الحيوى Bioassay cultivation media : وهى نوع من البيئات التى تستخدم فى التقدير الكمى لنوع من الفيتامينات أو الأحماض

الأمينية بطريقة حيوية أى باستخدام نوع من الميكروبات يكون حساس للمادة المراد قياسها حيث يتناسب النمو الميكروبي مع تركيز المادة قيد الدراسة .

#### ثانياً : حسب التركيب

وتقسم البيئات على هذا الأساس إلى :

##### ١- بيئات عضوية طبيعية

قد تستخدم بعض المكونات الطبيعية كبيئة زرع لتنمية الميكروبات مثل شرائح البطاطس والجزر وهى بيئات زرع سهلة التحضير وغير مكلفة ولذا تعرف بأنها غير محددة التركيب .

##### ٢- بيئات معدنية تركيبية

وهى بيئات معروفة التركيب الكيميائى والتركيز ، ولذا تسمى محددة التركيب الكيماوى حيث يمكن تكرارها أكثر من مرة بنفس التركيب .

#### ثالثاً : حسب القوام

وفيه تنقسم البيئات إلى :

##### أ- بيئات صلبة طبيعية

مثل قطع اللحم وشرائح الجزر والبطاطس المعقمة كذلك يستخدم الكبد وصفار البيض كبيئة غذائية طبيعية لتنمية وإكثار الفيروسات .

##### ب- بيئات سائلة

مثل بيئة البويون المغذى وبيئة لين عباد الشمس لتنمية البكتيريا وبيئة تشابكس لتنمية الفطريات .

##### ج- بيئات مصلية

مثل بيئة البويون المغذى المصلية بمادة الأجار أجار أو الجيلاتين أو البيئات المعدنية المصلية بمادة السليكاجيل . والغرض من استعمال هذه



المواد هو تنمية البكتيريا على هيئة مجاميع ومستعمرات منفصلة لكى يمكن عزلها بحالة فردية .

#### د- بيئات شبه صلبة

وهى بيئات سائلة يضاف إليها نسبة من مادة التصليب مثل الأجار (٥جم/لتر) وهى تستخدم لتنمية الميكروبات التى تنمو تحت ظروف شحيحة فى إحتياجاتها الهوائية حيث تنمو تحت سطح الوسط الغذائى مثل البكتيريا من جنس *Azospirillum* .

#### أسئلة :

- ١- عرف بيئة الزرع Cultivation medium البكتيريولوجية .
- ٢- ما هى الأغراض التى تستخدم من أجلها بيئة الزرع المعملية .
- ٣- أذكر العوامل التى يجب توافرها فى بيئة الزرع المعملية .
- ٤- قسم بيئات الزرع البكتيريولوجية كما درست .
- ٥- ما هو الفرق بين البيئة الغذائية الصلبة وشبه الصلبة مع ذكر ميكروب ينمو فى كل حالة .

## الدرس العملي السابع

### عزل وتنقية البكتيريا

#### *Isolation and Purification of Bacteria*

لا توجد الأجناس الأنواع البكتيرية في الطبيعة في صورة منعزلة كل نوع بمفرده ، بل توجد مختلطة مع بعضها ، ولدراسة خواص كل نوع يتحتم عزله بحالة نقية بحيث لا يصبح في المزرعة إلا نوع واحد فقط من الميكروبات وهو المراد دراسته ، وتجرى عملية العزل بعدة طرق منها :

١- طريقة الأطباق المصبوبة Pouring plate method

٢- طريقة الأطباق المخطوطة Streaking plate method

أولاً : عزل البكتيريا بطريقة الأطباق المصبوبة

تعتمد فكرة هذه الطريقة على تخفيف العينة تحت الدراسة قبل زراعتها على البيئة الغذائية المناسبة وبذلك تنمو الميكروبات في مجاميع أو مستعمرات منعزلة عن بعضها حيث أن كل مستعمرة تكون ناتجة عن خلية ميكروب واحد أي في مستعمرات فردية.

تدريب رقم (١١) : عزل البكتيريا بطريقة الأطباق المصبوبة

يجرى هذا التدريب بغرض تعريف الدارس كيفية عزل البكتيريا الموجودة بالأوساط المختلفة بطريقة الأطباق المصبوبة وكذلك تنقيتها.

## الأدوات والمواد المطلوبة:

أنابيب بيئة أجار مغذى عميق - أطباق بترى معقمة - مزرعة المختلطة بكتيرية  
مختلطة - ترمومتر - أنابيب بيئة أجار مغذى مائل - صبغة جرام .

## خطوات العمل :

١- سيح ثلاث أنابيب بيئة أجار مغذى عميق فى حمام مائى بالغلان ، ثم  
برد إلى ٥٠°م.

٢- لقح الأنبوبة الأولى بغمسة إبرة من المزرعة المختلطة تحت شروط  
التعقيم، ثم رج الأنبوبة بين راحتى اليد لتوزيع البكتيريا أو باستخدام جهاز  
هزاز الأنابيب الكهربى vortex وذلك لتوزيع البكتيريا فيها جيداً حيث  
يعتمد نجاح هذه الطريقة على تفريد إنتظام توزيع الخلايا بالإنبوبة.

٣- خذ بالإبرة المعقمة ٢ غمسة إبرة من الأنبوبة الأولى وإنقلها للأنبوبة  
الثانية تحت شروط التعقيم ثم رج الأنبوبة جيداً.

٤- خذ بالإبرة المعقمة ٣ غمسات إبرة من الأنبوبة الثانية ، وإنقلها للأنبوبة  
الثالثة تحت شروط التعقيم ، ثم رج الأنبوبة جيداً.

٥- سب الأنابيب الثلاث فى ثلاثة أطباق بترى معقمة مع تحريك الطبق بعد  
انصب حركة دائرية خفيفة منتظمة حتى تتورع بيئة الأجار المغذى  
بإنتظام فى الأطباق وكذلك تتوزع الميكروبات به ، ثم رقم الأطباق  
وإتركها لتتجمد .

٦- ضع الأطباق مقلوبة فى الحضان على درجة ٣٠°م لمدة ٨ ساعات.

٧- بعد إنتهاء فترة التحضين إختر بعض المستعمرات المنعزلة المتباعدة،  
رجهز منها غشاء ، وإصبغه بطريقة جرام وإفحصه فإذا ظهر عند  
الفحص أن المستعمرة نقية يلقح منها أنبوبة بها بيئة أجار مغذى مائل

وتحضر لتتم، وبذلك يتم الحصول على مزرعة فردية لكل من الميكروبات الموجودة في العينة تحت الدراسة .

### ثانياً : عزل البكتيريا بطريقة الأطباق المخطوطة

التخطيط Streaking هو نشر الخلايا الميكروبية على سطح بيئة صلبة أى محتوية على الآجار، بإبرة ذات عقدة loop أو إبرة منحنية الطرف bent needle ، ويطلق على الطبق المجهز بالتخطيط مسمى طبق مخطوط streak plate ، والغرض من التخطيط هو تقليل عدد البكتيريا احالقة بإبرة التلقيح تدريجياً بحيث فى نهاية خطوط التلقيح تصبح الميكروبات، متباعدة فى الطبق وتتم وتكون مستعمرات فردية منعزلة .

### تدريب رقم (١٢) : عزل البكتيريا بطريقة الأطباق المخطوطة

يجرى هذا التدريب بغرض إكساب الدارس مهارة عزل البكتيريا الموجودة بالأوساط المختلفة بطريقة الأطباق المخطوطة وكذلك تنقيتها.  
الأدوات والمواد :

أنابيب بيئة آجار مغذى عميق - أطباق بترى معقمة - مزرعة بكتيرية مختلطة - ترمومتر - أنابيب بيئة آجار مغذى مائل - صبغة جرام .  
خطوات العمل:

١- سيح أنبوبتين من بيئة آجار مغذى عميق فى حمام مائى يغلى ، ثم يبرد إلى ٥٠°م ، وصب محتويات كل أنبوبة فى طبق بترى معقم مع إدارة الطبق بهدوء حتى تتوزع البيئة فى كل الطبق بانتظام .

٢- إترك الأطباق حتى تتجمد البيئة .

٣- خذ بإبرة التلقيح بعد تعقيمها غمسة إبرة من المزرعة البكتيرية المختلطة، ثم افتح الطبق بمقدار ما يسمح بنخول الإبرة ثم خط بيئة



الأجار المغذى خطوط متوازية بخفة مع الحرس، على عدم تجريح بيئة  
الأجار المغذى .

٤- بنفس الإبرة وبدون تعقيمها خطط بها الطبق الثانى .

٥- رقم الأطباق وضعها مقلوبة في الحضان على درجة ٣٠°م لمدة  
٤٨ ساعة .

٦- بعد الإنتهاء من فترة التحضين إفحص الأطباق وإختبر مستعمرات  
منعزلة ومتباعدة وإجرى عليها ما سبق في التمرين السابق للحصول على  
مزارع فردية على بيئة الأجار المغذى المائل .

### طرق حفظ المزارع البكتيرية

بعد الحصول على مزارع بكتيرية فردية يجب المحافظة عليها أطول  
فترة ممكنة ويتم ذلك بعدة طرق كما يلى :

١- التتمية على بيئة الأجار المغذى مع إعادة الزرع بشكل منتظم كل ثلاثة  
شهور مع الحفظ فى الثلاجة .

٢- خفض النشاط الأيضى للميكروبات عن طريق تغطية المزارع بطيقة من  
الزيت المعدنى أو عن طريق التبريد .

٣- التجفيد وهو شائع الإستخدام لسهولة وللتبات الذى يتيح للمزرعة  
بالمقارنة بالطرق السابقة ولكن هذه الطريقة مكلفة .

٤- الحفظ تحت درجات حرارة منخفضة جداً من -٧٠ إلى -١٩٦ .

أسئلة :

١- إنكر طرق عزل وتنقية البكتيريا فى صورة مزارع فردية.

٢- إشرح الفكرة التى تعتمد عليها عملية عزل وتنقية الميكروبات ؟

٣- تكلم الطرق المتبعة لحفظ المزارع البكتيرية.

٤- ما الفرق بين المزرعة الفردية والمزرعة النقية .

٥- أكتب لماذا تجرى التجارب المعملية فى مكررات .

## الدرس العملى الثامن

### المزارع البكتيرية

### *Bacterial Cultures*

يستهدف هذا الدرس إلى تنمية معرفة الطالب بأنواع المزارع البكتيرية والإجراءات اللازمة للحصول عليها فى صورة نقية وكذلك إلمام الطالب بالإحتياجات الواجب مراعاتها عند إستخدام الحضان المستخدم فى تنمية الميكروبات مما يؤهله للعمل فى معامل الميكروبيولوجيا الملحقه بمصانع الأغذية والألبان والأراضى وغيرها .

### أنواع المزارع البكتيرية

يمكن تعريف المزرعة البكتيرية بأنها عبارة عن بيئة مغذية Nutritive medium عليها نمو بكتيري Bacterial growth ويمكن تقسيم المزارع البكتيرية إلى عدة أنواع حسب الأسس الآتية :

#### أ- أنواع الميكروبات :

##### ١. مزارع فردية Single cultures

وهى تلك التى تحتوى على نوع واحد من الميكروبات وتسمى axenic culture ، أما إذا كانت الميكروبات نقية أيضاً من الناحية الوراثية فتسمى pure culture

##### ٢. مزارع مختلطة Mixed culture

وهى تلك التى تحتوى على نوعين أو أكثر من الميكروبات.

ب- نوع البيئة :

١. مزارع الأطباق Plate cultures

وهي عبارة عن ميكروبات منماة على بيئة صلبة في طبق بترى.

٢. مزارع مائلة Slope cultures or slants

وهي عبارة عن ميكروبات منماة على بيئات صلبة مائلة في أنابيب اختبار.

٣. مزارع الوخز Stab cultures

وهي عبارة عن ميكروبات أدخلت إلى البيئة عن طريق وخز جزء من النمو الميكروبي على طرف إبرة التلقيح المستقيمة .

٤. مزارع الإهتزاز Shake cultures

وهي ناتجة من تلقيح بيئة صلبة بالميكروب بعد إسالتها ثم تركها لتتجمد.

٥. مزارع سائلة Liquid cultures

وهي عبارة عن ميكروبات نامية على بيئات سائلة.

التلقيح الميكروبي Microbial inoculation

هو إدخال ميكروبات حية أو مواد محتوية على ميكروبات حية في بيئة مغذية وتجرى بواسطة إبرة التلقيح . وتختلف طرق التلقيح حسب نوع البيئة المراد تلقيحها وتشمل تلك الطرق تلقيح البيئات المائلة ، تلقيح البيئات الصلبة وتتضمن طريقة الوخز أو الإهتزاز في أنابيب اختبار ، تلقيح البيئات السائلة في أنابيب اختبار أيضا ، تلقيح البيئات المستوية في أطباق بترى .

فترة الحضانة Incubation period

هي الفترة اللازمة لحفظ الميكروب على درجة الحرارة المثلى لنموه ونشاطه حتى يتكاثر ويعطى كم وافر من النمو يمكن رؤيته بالعين المجردة ويتم فترة الحضانة داخل جهاز خاص يسمى الحضان Incubator.

### تدريب (١٣) : كيفية تشغيل الحضان

يجرى هذا التدريب بغرض تعريف الدارس كيفية تشغيل الحضان بالطريقة المناسبة للحفاظ على نقاوة المزارع و سلامتها من التلوث بميكروبات أخرى .

#### خطوات العمل :

جهز بيئاتك الملقحة بأنواعها المختلفة والمعدة للتحضين وضعها فى الحضان مع مراعاة الإجراءات التالية:

١- إحتذر من إزدحام الحضان بالمزارع لتضمن إنتظام توزيع درجة الحرارة.

٢- ضع أنابيب المزارع السائلة قائمة داخل أسبنة سلكية طوال فترة الحضانة أو توضع فى حوامل معدنية أو خشبية .

٣- ضع الأطباق إما قريبة لو فى مجاميع لا تزيد عن أربعة أطباق للمجموعة الواحدة لضمان توزيع الحرارة .

٤- ضع الأطباق مقلوبة فى الحضان طوال فترة الحضانة لضمان ما يلى:

- أ- إنتظام توزيع درجة الحرارة على الميكروبات النامية بها.
- ب- عدم تكثف البخار على السطح الداخلى للغطاء مما ينجم عنه تساقط قطرات من الماء بعد تجميعها على سطح البيئة فتختلط المستعمرات البكتيرية النامية عليها مما يصعب معه إتمام عملية عزل الميكروبات بحالة نقية .

ج- عدم تكثف البخار والذى لو حدث يزيد من إحتمال تلوث البيئة التى بالميكروبات خلال ماء التكثيف.

د- الإحتفاظ برطوبة البيئة حيث أن ذلك يقلل من فرص البخر وبالتالى لا تزيد إسموزية البيئة ويستمر الميكروب فى نشاطه بحالة جيدة .



٥- إذا أردت حفظ المزارع لمدة طويلة فإنه يجب عليك منع التبخير وجفاف البيئة وذلك بتغطية السدادات القطنية بغطاء من السيلوفان أو إستعمال الزجاجات محكمة القفل.

٦- إحدّر من فتح الحضان طوال فترة الحضانة إلا للضرورة القصوى حتى لا تنخفض درجة الحرارة نتيجة لذلك مما يؤثر سلباً على نمو الميكروبات تحت الدراسة .

أسئلة:

١. بماذا تعلل وضع أطباق بترى المحتوية على المزارع البكتيرية مقلوبة في الحضان طوال فترة الحضانة؟

٢. عرف كل مما يأتي: البثق - الحضانة - المزرعة البكتيرية.

٣. أذكر الفرق بين كل من:

أ. المزرعة الفردية والمزرعة المختلطة.

ب. مزارع الوخر ومزارع الإهتراز.

٤. أذكر خمسة فقط من الإحتياطات الواجب مراعاتها عند تشغيل الحضان.

## الدروس العملية التاسع

### طرق قياس النمو الميكروبي

#### *Measurement of Microbial Growth*

يمكن معرفة التعداد الميكروبي في أى عينة بعدة طرق مختلفة، وهذا بالطبع للحكم على مدى تلوثها . وهذه الطرق يجب أن تعبر عن تعداد الخلايا مثل طرق العد المباشرة *Direct methods* أو الطرق المزرعية *Cultural methods* أو بالطرق غير المباشرة *Indirect methods* ولكل من هذه الطرق عيوبه ومميزاته كما يلي :

#### أولاً : الطرق المباشرة *Direct methods*

يتم حصر التعداد الميكروبي في هذه الطرق بواسطة عملية عد مباشر للخلايا الميكروبية وذلك باستخدام تكبير مناسب بواسطة الميكروسكوب . تتميز هذه الطرق بالسرعة وقلة التكاليف وقلة الأدوات المستخدمة ولكنها غير دقيقة لأنها تقدر كل من الخلايا الحية والميتة وأحياناً توجد عينات أغذية يصعب فيها التفرقة بين الخلايا الميكروبية وبعض مكونات العينة . ومن هذه الطرق :

#### ١ - شريحة العد *Counting slide*

وهي شريحة مشابهة لشريحة عد خلايا الدم *Haemocytometer* وفيها يقسم مربع العد إلى مربعات صغيرة ذات ارتفاع معين وفقاً لما يراد عده ففي حالة عد خلايا الدم أو خلايا الخميرة تستعمل شريحة ارتفاع المربع فيها يكون 0.1 mm بينما في حالة أنبكتيريا تستعمل شرائح ارتفاع المربع

فيها 0.02 mm ذلك أن خلايا البكتيريا صغيرة الحجم مقارنة بالخلايا الأخرى . ولكن يشترط في هذه الطريقة خبرة في التحضير حيث لا يستخدم فيها صبغات ويصعب الأمر أكثر في حالة عد البكتيريا علاوة على عد البكتيريا ذات الفلجلا التي تتحرك من مربع إلى آخر وبذلك تؤدي إلى نتائج غير دقيقة .

## ٢- شريحة بريد Breed slide

يتم نشر وتوزيع حجم معين من العينة موضع الدراسة على الشريحة بواسطة ماصة معينة سعتها 0.01 ml أو باستخدام إبرة تلقح قياسية Standard loop . وبعد أن تنشر العينة جيداً تترك لتجف ثم تثبت وتصبغ ثم تفحص بالعدسة الزيتية المنغمة بفحص عدد من المجالات يؤخذ متوسط العدد ثم يطبق في معادلة خاصة للحصول على عدد الخلايا في ١ مل من العينة قيد الدراسة .

## ٣- طريقة التناسب Proportional method

في هذه الطريقة يؤخذ حجم معلوم من العينة قيد الدراسة وليكن 0.1 ml وتخلط جيداً بنفس الحجم 0.1 ml من خلايا دم معروف عدد خلاياه مسبقاً باستخدام شريحة العد Haemocytometer وتنشر بواسطة إبرة تلقح كمية من هذا المخلوط ثم تصبغ بصبغة بسيطة مثل الفوكسين أو بصبغة مثل صبغة جرام ثم تعد الخلايا الميكروبية وخلايا الدم في كل حقل ميكروسكوبي وبذلك يتم حساب عدد الخلايا الميكروبية كالتالي :

متوسط عدد الخلايا الميكروبية في الحقل الواحد

$$\text{عدد الخلايا الميكروبية} = \frac{\text{متوسط عدد خلايا الدم في الحقل الواحد} \times \text{عدد خلايا الدم في ١ مل}}{\text{متوسط عدد خلايا الدم في الحقل الواحد}}$$

#### ٤ - طريقة الترشيح Filtration method

فى هذه الطريقة يستخدم ورق ترشيح من نوعية خاصة مصنوع من السيلولوز مثل ما تنتجه شركة Milipore corporation, USA ذو مسام معلومة القطر وبذلك يقوم بحجز الخلايا الميكروبية ولذلك تختلف مسام الورق وفقاً لما يستخدم من أجله حيث يختلف المرشح المستخدم لحجز البكتيريا ( $0.45\mu$ ) عن ذلك المستخدم لحجز جراثيم الفطر أو ذلك المستخدم لحجز خلايا الخميرة . وتتم هذه الطريقة بترشيح 10 ml من العينة قيد الدراسة خلال المرشح . يضاف زيت السيدر لورقة الترشيح وبذلك تصبح منفذة للضوء وهنا تستطيع أن تقوم بعد الميكروبات على ورق الترشيح .

#### ٥ - استخدام العداد Coulter counter

هو عبارة عن جهاز إلكترونى يستخدم لعد أى جزيئات موجودة فى أى عينة سائلة بغض النظر عن طبيعة هذه الجزيئات . ويمر السائل تحت الدراسة خلال فتحة ذات قطر يتراوح بين  $10-100\mu$  ثم تقاس المقاومة الكهربائية خلال هذه الفتحة والتي تتناسب مع كمية الجزيئات الموجودة فى العينة السائلة والتي يتم تسجيلها فى صورة إشارة إلكترونية .

#### ثانياً : الطرق المزرعية Cultural methods

فى هذه الطرق يستعمل سلسلة من التخفيفات Decimal dilutions المناسبة ويسمح لها بالنمو فى وسط غذائى صلب على درجة حرارة معينة مناسبة وفترة تحضين مناسبة ينمو الميكروب فى صورة مستعمرات colonies حيث تعطى كل خلية مستعمرة واحدة وبذلك يعبر عدد المستعمرات عن عدد الخلايا الموجودة بالعينة قيد الدراسة . ومن هذه الطرق الآتى :



## ١- طريقة العد بالأطباق Plate count method

تستخدم هذه الطريقة في تقدير عدد الخلايا البكتيرية كميًا . وكما سبق ذكره تخفف العينة بدرجة مناسبة ثم يؤخذ 0.1 ml من التخفيف ويوضع في طبق بترى معقم ثم يضاف إليه البيئة الغذائية بحيث لا تزيد ولا تقل درجة حرارتها عن ٤٥°م وتخلط البيئة بالعينة جيداً ثم تترك الأطباق حتى تتصلب . توضع الأطباق بعد ذلك في وضع مقلوب في جهاز الحضان على درجة حرارة مناسبة . بعد ذلك تعد المستعمرات الناتجة في الأطباق ثم يضرب العدد الناتج والذي يمثل متوسط ثلاث مكررات في مقلوب التخفيف ليعطى عدد الخلايا البكتيرية في العينة الأصلية. وفي هذه الطريقة تستبعد الأطباق ذات المستعمرات الكثيرة والمتداخلة وذات الأعداد الكبيرة أي فوق ٣٠٠ مستعمرة أو تلك ذات العدد القليل أي ١٠ مستعمرات وقد تستعمل العدسات المكبرة في عد المستعمرات أو استخدام عدادات خاصة لذلك مما يسهل عملية عد المستعمرات البكتيرية في الأطباق . وقد تستخدم زجاجات ذات جوانب مقلطحة بدلاً من الأطباق والتي تحضن على جانبها خاصة في حالة تنمية الفطريات . ويعاب على هذه الطريقة قلة العدد الناتج عن الحقيقة حيث لا يتاح لكل الخلايا الظروف المناسبة للنمو من حرارة وتهوية وفترة تحضين وغير ذلك مثل تركيب الوسط الغذائي المستخدم في الإنماء . هذا علاوة على كثرة التكلفة وطول الوقت اللازم وكثرة المجهود المبذول .

## ٢- طريقة فروست Frost little plate

في هذه الطريقة تجرى التخفيفات كما سبق في الطريقة السابقة بإضافة ١ مل من العينة تحت الدراسة إلى 99.0 ml من الماء المقطر ثم يجرى عمل سلسلة من التخفيفات للعينة في البيئة بدلاً من الماء . ثم يؤخذ 0.5 ml من البيئة الملقحة على شريحة زجاجية معقمة ثم تحضن لمدة ٨-١٠

ساعات على درجة حرارة مناسبة ثم تثبت الشريحة وتصبغ ثم يجرى عملية العد بالعدسة الزيتية المنغمة .

### ٣ - طريقة التخفيف Dilution method

فى هذه الطريقة يتم تخفيف العينة مباشرة فى أنابيب بها 9.0 ml مرق مغذى ثم تحضن الأنابيب لفترة مناسبة على درجة حرارة مناسبة حتى تنمو الميكروبات فى صورة عكارة فى الأنابيب . ويؤخذ آخر تخفيف يظهر به عكارة مثل تخفيف 1/100000 فيكون التعداد الميكروبي فى العينة الأصلية 100000 خلية بكتيرية فى 1.0 ml من العينة الأصلية .

### ٤ - المرشحات الجزيئية Molecular filters

وهذه المرشحات عبارة عن أغشية سليولوزية ذات مسام دقيقة معلومة القطر والمساحة بحيث يحتوى السم<sup>٢</sup> الواحد من المسطح على حوالى ٥٠ مليون من المسام وبذلك يمكن الحصول على مرشحات ذات مسام قطرها ١٠ ملليمكرون وهذه تقابل أصغر الفيروسات فى الحجم . وهناك أنواع ذات مسام قطرها ٠,٣ - ٠,٨ ميكرون يمكن إستعمالها لعزل خلايا البكتيريا . فى هذه الطريقة يمرر حجم معلوم من العينة تحت الدراسة خلال المرشح الذى تم تعقيمه وبذلك يتم حجز الخلايا البكتيرية على ورق الترشيح والذى ينقل إلى طبق بترى به بيئة غذائية مناسبة ثم تحضن الأطباق على درجة حرارة مناسبة لفترة تحضين مناسبة حتى تنمو المستعمرات البكتيرية. بذلك يمكن عد الخلايا البكتيرية فى اسم<sup>٢</sup> حيث تقسم ورق الترشيح إلى مساحات مربعة الشكل معلومة المساحة ومن ثم يمكن حساب التعداد البكتيري فى العينة الأصلية .

### ثالثاً : الطرق غير المباشر Indirect methods

فى هذه الطرق تقاس بعض التفاعلات الناتجة عن النشاط الفسيولوجى للخلايا بدلاً من تقديرها كميًا . يمكن تقدير كمية النيتروجين الميكروبي الى يدل على عدد الخلايا حيث يتناسب كمية النيتروجين الكلى مع عدد الخلايا الموجود بالعينة تحت الدراسة . ويمكن كذلك قياس بعض التغيرات التى تتناسب مع الزيادة الخلوية فى الوزن والعدد وهذه تتميز بالسرعة والسهولة ولكنها تتطلب الدقة وظروف تقدير قياسية موحدة وتحتاج هذه الطرق كمية كبيرة من الخلايا علاوة على أن هناك بعض القياسات يشترك فيها الخلايا الحية والميتة معاً .

#### ١ - طريقة قياس العكارة Turbidimetric method

تقدر عكارة العينات بواسطة جهاز colourimeter وذلك عند نمو الميكروب فى بيئات سائلة . وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الشائعة الإستعمال حيث توجد علاقة بين الزيادة فى قيمة قياس عكارة البيئة السائلة المستخدمة فى الإنماء والزيادة فى الوزن فى نفس الوقت المستخدم فى القياس . ويتم عملية التقدير بأخذ كمية معلومة من البيئة ثم تجفف على ١٠٥°م لمدة ٢٤ ساعة وبذلك توجد علاقة خطية بين الوزن الجاف (mg) فى 10 ml بيئة غذائية ثم يستخدم المنحنى القياسى سابق التحضير لإيجاد القيم المجهولة للعينات قيد الدراسة .

#### ٢ - الطريقة الحجمية Volumetric method

يتم أخذ حجم معلوم من الوسط المراد دراسته ثم يعرض للطررد المركزى المتدرج فى أنابيب لها سعة كلية تعادل 10 ml وبعد عملية الفصل يتم تقدير الوزن الجاف للخلايا الناتجة . أما فى حالة الفطريات يتم ترشيح

الوسط المراد دراسته للحصول على الميسليوم الفطري ثم يقدر الوزن الجاف للميسليوم الفطري الناتج بعد تجفيفه على ١٠٥°م لمدة ٢٤ ساعة .

## ٢ - طريقة التغير الحيوي Biological change method

وفي هذه الطريقة يتم تقدير الزيادة في نيتروجين العينات، نتيجة النمو الميكروبي أو زيادة أى من مكونات الخلية مثل الكربون أو الفسفور أو الأحماض النووية سواء DNA أو RNA أو كليهما أو تقدير البروتين الكلى Total protein ويعاب على هذه الطريقة أنها لا تفرق بين الخائيا الحية والميتة .

وتشمل هذه الطريقة أيضاً على التقديرات الخاصة باستهلاك بعض المواد المضافة للوسط الغذائي والتي يستخدمها الميكروب في نموه كمصدر للطاقة مثل الجلوكوز أو أى من السكريات الأخرى أو مصدر نيتروجينى مثل الأمونيا أو النترات . كذلك تشمل هذه الطريقة على قياس بعض المركبات التى تنتج فى الوسط الغذائى أثناء النمو الميكروبي من إنتاج  $CO_2$  أو تقدير بعض الأحماض الأخرى .



طرق قياس النمو الميكروبي

---

(٧٠)

---

## الدرس العملى العاشر

### العوامل المؤثرة على نمو البكتيريا

#### *Factors Affecting Bacterial Growth*

يهدف هذا الدرس إلى تعريف الطالب بالعوامل التى تؤثر على نمو البكتيريا ، وكيفية تهيئة أنسب هذه العوامل للحصول على أعلى نمو للمزارع البكتيرية والمحافظة عليها . وكذلك يهدف الدرس إلى تدريب الطالب على كيفية التخلص من الميكروبات الضارة . ويوجد العديد من العوامل التى تؤثر على نمو وتاقلم البكتيريا فى بيئاتها الطبيعية وهى عوامل فيزيائية وكيميائية وحيوية وسوف نناقش فيما يلى تأثير كل من هذه العوامل كالاتى :

#### أولاً : العوامل الفيزيائية

وهى عبارة عن عوامل طبيعية تعتمد فى تأثيرها على أسس فيزيائية مثل الحرارة ، الإشعاع ، الضغط الإسموزي ، تركيز أيون الهيدروجين (pH)، والأكسجين .

#### تدريب (١٤) : تأثير درجة الحرارة على النمو الميكروبي

تعتبر درجة الحرارة أحد العوامل الهامة التى تؤثر على النمو الميكروبي . وكل نوع ميكروبي يتميز بدرجة حرارة مثالية optimal وهى الدرجة التى عندها يكون النمو أكثر ما يمكن ، ودرجة حرارة صغرى minimal وهى أقل درجة حرارة يمكن أن ينمو عندها الميكروب ، وأيضاً درجة حرارة قصوى maximal وهى أعلى درجة حرارة يمكن أن يحدث

عندها نمو للميكروب . من ذلك نرى أن النطاق الحرارى لنمو الميكروب ينحصر بين الدرجتين الصغرى والقصوى. والتدريب التالى يوضح تأثير درجة الحرارة على نمو بعض الأجناس والأنواع البكتيرية.

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

مزارع بكتيرية عمرها ٢٤ ساعة من *Pseudomonas fluorescens* و *Bacillus subtilis* و *E. coli* و *B. stearothermophilus* - بيئة مرق مغذى - أنابيب اختبار.

#### خطوات العمل :

- ١- وزع بيئة المرق المغذى فى أنابيب اختبار ثم عقمها.
- ٢- خصص لكل ميكروب ٥ أنابيب من بيئة المرق المغذى المعقمة.
- ٣- بعد إجراء التلقيح بالميكروبات ، قسم الأنابيب جميعها إلى ٥ مجاميع، ويتم تحضين أنبوبة من كل مجموعة على درجة من درجات الحرارة التالية : ٥ ، ٢٠ ، ٣٧ ، ٤٥ ، ٥٥°م وذلك لمدة ٤٨ ساعة.
- ٤- بعد إنتهاء فترة التحضين ، إفحص المزارع فى كل مجموعة ثم قدر كمية النمو وسجل النتائج فى جدول كالتالى:

درجة حرارة التحضين					إسم الميكروب
٥٥°م	٢٠°م	٣٧°م	٤٥°م	٥٥°م	
					<i>Pseudomonas fluorescens</i>
					<i>Bacillus subtilis</i>
					<i>B. stearothermophilus</i>
					<i>E. coli</i>
					<i>Micrococcus sp</i>

## تدريب (١٥) : تأثير الأشعة على النمو الميكروبي

يجرى هذا التدريب بغرض تعريف الطالب بالأضرار الناتجة من تعرض الكائنات الحية الدقيقة للأشعة فوق البنفسجية ، حيث أنها تحدث تأثيراً مطفراً أو مميتاً للميكروبات . ونظراً لذلك فإن الأشعة فوق البنفسجية تستخدم في التعقيم كما سبق إيضاحه .

### الأدوات والمواد المطلوبة:

عدد ٥ أطباق بترى معقمة - عدد ٥ أنابيب أجار مغذي معقمة -  
لمبة الأشعة فوق البنفسجية (٢٠٠-٣٠٠ نانومتر) - صبغة كريستال بنفسجي  
(١٪) - مزارع بكتيرية لكل من *Pseudomonas fluorescens*  
و *Sarcina lutea* و *Bacillus subtilis* و *Micrococcus sp.*

### خطوات العمل:

- ١- صبب الأجار المغذي الذي تم إيسالته في أطباق بترى وأتركه ليبرد.
- ٢- قسم قاعدة كل طبق إلى أربعة أقسام.
- ٣- لقح كل قسم من الأقسام السابقة بميكروب من الميكروبات الأربعة السابقة مستخدماً إبرة تلقيح معقمة في كل مرة.
- ٤- عرض الأطباق الملقحة إلى لمبة الأشعة فوق البنفسجية على فترات صفر ، ٥ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ثانية.
- ٥- حضن الأطباق على ٣٧°م لمدة ٢٤ ساعة .
- ٦- لاحظ المستعمرات البكتيرية من حيث نظام النمو غير الطبيعي أو تثبيط النمو أو تغيرات اللون مقارنة بالكنترول.
- ٧- إصبغ الميكروبات التي نمت على سطح الأجار بطريقة الصبغ المركب باستخدام صبغة الكريستال بنفسجي.



العوامل المؤثرة على نمو البكتيريا

٨- إفحص بالعدسة الزيتية ثم قارن بين الميكروبات التي تم تعريضها للأشعة فوق البنفسجية على فترات مختلفة وذلك التي لم تتعرض للأشعة.

٩- سجل النتائج التي حصلت عليها في الجدول التالي:

إسم الميكروب	زمن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (ثانية)				
	صفر	٥	١٠	٢٠	٣٠
<i>P. fluorescens</i>					
<i>B. subtilis</i>					
<i>Sarcina lutea</i>					
<i>Micrococcus sp</i>					

تدريب (١٦) : تأثير الضغط الإسموزي على النمو الميكروبي

يعتبر الضغط الإسموزي أحد العوامل الهامة التي تؤثر على دخول الماء والمواد الغذائية من البيئة إلى داخل الخلية البكتيرية والعكس . والخلايا البكتيرية تكون في حالة بلزمة plasmolysis عندما تتواجد في محلول ذو ضغط إسموزي مرتفع ، وتتفخ إذا تواجدت في بيئة ذات ضغط إسموزي منخفض حتى تنفجر Plasmolysis. والتدريب التالي يوضح تأثير الزيادة في الضغط الإسموزي على البكتيريا .

الأدوات والمواد المطلوبة:

مزارع عمرها ٢٤ ساعة لكل من *E. coli* و *B. subtilis* و *Micrococcus sp* نامية في بيئة مرق مغذي - محلول ٢٧٪ من كلوريد الصوديوم - محلول ٤٠٪ سكروز - بيئة مرق مغذي.

### خطوات العمل :

- ١- حضر ثلاث مجاميع من الأنابيب كل مجموعة عبارة عن ٣ أنابيب مرق مغذي وتحتوى على تركيزات مختلفة من كلوريد الصوديوم (٥، ١٠، ١٥٪). ثلاث مجاميع أخرى تحتوى على تركيزات مختلفة من السكر (٥، ١٠، ١٥٪).
- ٢- عقم الأنابيب ثم لقم مجموعة من تركيزات الملح بمزرعة من ميكروب *E. coli* والمجموعة الأخرى بمزرعة من ميكروب *B. subtilis* والمجموعة الثالثة تلقح بميكروب *Micrococcus sp.*
- ٣- كرر العمل مع تركيزات السكر بنفس الطريقة.
- ٤- حضن لمدة ٢٤ ساعة ثم إفحص المزارع وسجل درجة النمو لكل ميكروب فى جدول كالاتى :

تركيز كلوريد الصوديوم (%)			تركيز السكر (%)			إسم الميكروب
٥	١٠	١٥	٥	١٠	١٥	
						<i>B. subtilis</i>
						<i>E. coli</i>
						<i>Micrococcus sp</i>

### تدريب (١٧) : تأثير تركيز أيون الأيدروجين على النمو الميكروبي

تتأثر البكتيريا بالتغيرات التى تحدث بدرجة الـ pH فى بيئة النمو، ومن المعروف أن لكل ميكروب درجة pH يعطى عندها أكبر كمية من النمو وهى الدرجة المثالية ، والتدريب التالى يبين تأثير تغيرات درجة الـ pH فى الوسط الغذائى على نمو البكتيريا.

### الأدوات والمواد المطلوبة :

مجاميع من الأنابيب التي تحتوى على بيئة مرق الجلوكوز المغذي المعقمة وذات درجات حموضة مختلفة (٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠) - مزارع لميكروبات *E. coli* و *B. subtilis* و *Streptococcus sp.*

### خطوات العمل :

- ١- لقح كل مجموعة من الأنابيب السابقة بميكروب من الميكروبات موضع الدراسة.
- ٢- حضن الأنابيب الملقحة على درجة ٣٧°م لمدة ٢٤ ساعة.
- ٣- لاحظ النمو من خلال وجود العكارة من عدمه
- ٤- سجل النتائج فى جدول كالاتى :

تركيز أيون الأيدروجين					اسم الميكروب
١٠	٨	٦	٤	٢	
					<i>B. subtilis</i>
					<i>E. coli</i>
					<i>Streptococcus sp</i>

### ثانياً : العوامل الكيميائية :

وهى عبارة عن العوامل التى تعتمد فى تأثيرها على الميكروب على أسس كيميائية مثل تأثير المعادن الثقيلة والأصبغ وغيرها ، والتى تؤثر على نمو البكتيريا إما بالقتل أو التثبيط .

## تدريب (١٨) : تأثير مضادات الحيوية على النمو الميكروبي

تعرف مضادات الحيوية على أنها المركبات الثانوية التي تفرزها خلية الكائن الحي الدقيق والتي لها تأثير مثبط على نمو الميكروبات الأخرى. ومن الفطريات المنتجة للمضادات الحيوية فطر البنسيليوم *Penicillium spp* وفطر الأسبرجلس *Aspergillus spp* ومن الأكتينوميستات جنس الإستربتوميسس مثل ميكروب *Streptomyces spp* ومن البكتيريا *Bacillus subtilis*.

### الأدوات والمواد المطلوبة :

أطباق بترى معقمة - أنبوبتين بكل منهما بيئة أجار مغذى معقمة - أقراص ورق ترشيح معقمة - ملقط - كحول - المواد الكيماوية المراد اختبار تأثيرها على النمو البكتيري أو مضاد حيوي كالبنسيلين - مزارع بكتيرية لكل من *E. coli* و *B. Subtilis* و *Micrococcus sp*.

### خطوات العمل :

- ١- سيح أنبوبتي الأجار المغذى وأتركها لتبرد حتى تصل لدرجة حرارة ٤٥°م .
- ٢- لقح الأولى من مزرعة *E. coli* والأخرى من مزرعة *B. subtilis* والثالثة من مزرعة *Micrococcus sp*
- ٣- رج الأنابيب جيداً وصبها في أطباق بترى وأتركها لتتصلب.
- ٤- عقم الملقط بالتطهير الكحولي ثم إستخدمه في وضع ستة أقراص من ورق الترشيح المعقمة على مسافات منتظمة في كل طبق على أن يكون كل قرص مبلل بالمادة الكيماوية أو المضاد الحيوي المراد اختبار تأثيره على النمو.



٥- حضن الأطباق الملقحة معتدلة بالحضان على درجة ٣٧°م لمدة ٤٨ ساعة.

٦- لاحظ منطقة تثبيط النمو حول الأقراص inhibition zone خالية تماماً من النمو ويتناسب قطرها طردياً مع القوة القاتلة للمادة الكيماوية المختبرة.

تدريب (١٩) : تأثير مضاد الحيوية على النمو الميكروبي

الأدوات والمواد المطلوبة :

أنابيب بيئة أجار الجلوكوز معقمة - أطباق بترى معقمة - ماصات اسم<sup>٢</sup> معقمة - إبرة تلقيح - حمام مائى - أنابيب ماء معقم (سم<sup>٥</sup> / أنبوبة) - حضان - مزارع سائلة لبكتيريا *E. coli* - *Staphylococcus aureus* - مزارع صلبة لفطر *Penicillium notatum* - بيئة بويون مغذى .

خطوات العمل :

١- سيح أنابيب أجار الجلوكوز فى حمام مائى على ١٠٠°م ثم بردها إلى درجة حرارة ٥٠°م .

٢- خذ اسم<sup>٢</sup> من المزرعة السائلة ذات النمو الكثيف لبكتيريا *E. coli* أو *Staphylococcus aureus* وأنقلها إلى طبق بترى تحت ظروف التعقيم .

٣- صب أنبوبة بيئة أجار الجلوكوز فى الطبق وحركه رحوياً بهدوء حتى تمام التجانس .

٤- أترك الطبق بحرارة الغرفة حتى يبرد .

٥- خذ بالإبرة بعد تعقيمها جزء من النمو الفطرى *Penicillium notatum* وضعها فى مركز الطبق وحضن على درجة ٣٠°م لمدة ٧ أيام .

٦- لاحظ الدائرة الشفافة حول المستعمرة الفطرية .

- ٧- إعمل شريحة لكل من البكتيريا والفطر وإحصها ميكروسكوبياً .
- ٨- إرسم شكل النسيج الفطري ولاحظ نظام خروج الجراثيم من الحوامل الجرثومية.
- ٩- إرسم شكل الخلايا البكتيرية موضحاً نظام التجمع مع الصبغة المستخدمة.

### تدريب (٢٠) : تقدير معامل الفينول

لإختبار كفاءة مادة قاتلة يستخدم الفينول كمادة قياسية للمقارنة ، حيث تقارن كفاءة المادة المختبرة مع كفاءة الفينول تحت ظروف قياسية . وتسمى النسبة بين قوة المادة المختبرة وقوة الفينول على ميكروب معين بإسم معامل الفينول .

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

أطباق بترى معقمة - أنابيب بها بيئة أجار مغذى معقمة - أقراص ورق ترشيح معقمة - ملقط - كحول - ماصة باستير - فينول ٥٪ - ديتول ٥٪ - كريزول ٥٪ - مزرعة بكتيرية من *E. coli* - *Bacillus sp*

#### خطوات العمل :

- ١- سيح أنابيب بيئة الأجار المغذى وأتركها لتبرد حتى تصل لدرجة حرارة ٤٥°م.
- ٢- لقح الأنابيب بخمسة إبرة من مزرعة *E. coli* أو مزرعة *Bacillus sp* ثم رج الأنابيب جيداً وصب كل أنبوبة في طبق بترى وأتركها لتتصلب.
- ٣- ضع ستة أقراص ورق ترشيح بواسطة الملقط بعد تعقيمه بالتطهير الكحولى على مسافات منتظمة فى كل طبق ، وباستخدام ماصة باستير ضع نقطة أو نقطتين من الفينول على أقراص ورق الترشيح الموجودة فى الطبقة الأولى ، وكرر ذلك فى الطبقة الثانى مستخدماً الديتول ، ثم فى الطبقة الثالث مستخدماً الكريزول.

- ٤- كرر ذلك مع الأطباق الخاصة بميكروب *Bacillus sp* .  
٥- حضن الأطباق الملقحة معتدلة بالحضان على درجة ٣٧°م لمدة ٤٨ ساعة.

٦- إفحص كل طبق وقدر قطر منطقة التثبيط Inhibition zone باستخدام المسطرة ثم احسب معامل الفينول ، ولاحظ أنه إذا كان ناتج القسمة أكبر من ١ يدل ذلك على أن المادة المستخدمة أكثر تأثيراً من الفينول ، أما إذا كان المعامل أقل من ١ فتكون المادة المختبرة أضعف من الفينول.

#### تدريب (٢١) : تأثير المعادن الثقيلة على النمو الميكروبي

هل يمكنك ملاحظة التأثير السام لمحاليل بعض المعادن الثقيلة Heavy metals على النمو البكتيري ؟ فإذا وضعت قطعة معدنية في وسط طبق بترى يحتوى على بيئة بكتيرية مناسبة وملقحه بميكروب ما ، ثم تم التحضين على درجة حرارة مناسبة ولمدة مناسبة فسوف تلاحظ منطقة حول قطعة المعدن خالية تماماً من النمو تسمى منطقة التأثير الديناميكي للمعادن الثقيلة Oligodynamic zone ، ثم يليها منطقة أخرى غزيرة النمو يطلق عليها منطقة التنشيط Stimulating zone حيث أن الآثار القليلة من المعادن الثقيلة تشجع النمو في تلك المنطقة ، بينما يبدو النمو عادياً Normal growth area في باقى الطبق.

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

عدد ٢ طبق بترى معقم - عدد ٢ أنبوبة بيئة أجار مغذى معقمة - أقراص من النحاس والفضة - كحول - ملقط - حامض نيتريك ١٠٪ - مزرعة بكتيرية من *B. subtilis* وأخرى لبكتريا *E. coli* .

### خطوات العمل :

- ١- سيح أنبوبتين من بيئة الأجار المغذى وأتركها لتبرد حتى تصل لدرجة حرارة ٥٠°م ثم لقحها بغمسة إبرة من مزرعة *B. subtilis* ولقح الأنبوبة الأخرى بغمسة إبرة من مزرعة *E. coli* ورج الأنبوب جيداً ثم صب كل أنبوبة في طبق بترى وأتركها لتتصلب.
- ٢- نظف الأقراص المعدنية وذلك بغمسها في محلول حامض النيتريك ثم تخلص من آثار الحامض بالماء.
- ٣- عقم الملقط بالتهيب الكحولى ثم ضع بواسطته قرص من النحاس في وسط أحد الأطباق الملقحة وقرص من الفضة في وسط طبق بترى آخر وذلك لكل ميكروب.
- ٤- حضن الأطباق الملقحة بالحضان على درجة ٣٧°م لمدة ٤.٨ ساعة.
- ٥- إفحص كل طبق وقدر قطر منطقة التأثير الديناميكي للمعدن موضع الدراسة باستخدام المسطرة
- ٦- ارسم ما تشاهده موضحاً المناطق المختلفة المحيطة بالقرص المعدني.

### تدريب (٢٢) : تأثير الصبغات على النمو الميكروبي

توجد صبغات تؤثر على نمو البكتيريا الموجبة لجرام ولا تؤثر على البكتيريا السالبة لجرام مثل صبغة الكريستال البنفسجي وصبغة أخضر الملاكيت. والبكتيريا الموجبة لجرام حساسة دائماً لفعل التركيزات المنخفضة من هذه الصبغات ، ويفيد ذلك في إيجاد بيئات إنتقائية تستخدم للتعرف على بعض أنواع البكتيريا مثل بكتيريا القولون ، وأيضاً في علاج الإصابات الجلدية الناتجة من بعض البكتيريا الموجبة لصبغة جرام . والتدريب التالي يوضح تأثير بعض الصبغات على نمو البكتيريا الموجبة لجرام.



## الأدوات والمواد المطلوبة :

صبغة كريستال بنفسجي تركيز ١٪ - عدد ٤ أنابيب بيئة أجار مغذى معقمة  
- أطباق بترى معقمة - مزرعة حديثة من كل من *E. Coli* و *B. subtilis* و *Streptomyces sp.*

## خطوات العمل :

١- إعمل سلسلة تخفيفات من محلول صبغة الكريستال البنفسجي (١٪) حتى تحصل على تخفيفات من الصبغة ١/١٠٠٠٠ ، ١/١٠٠٠٠٠ ، ١/١٠٠٠٠٠٠  
٢- خصص لكل تخفيف من التخفيفات الثلاثة طبق بترى معقم وانقل إليه امل من التخفيف الخاص به.

٣- سيح بيئة الأجار المغذى وصب محتويات كل أنبوبة فى طبق ثم حرك الطبق حركة رحوية حتى يتم خلط البيئة بمحلول الصبغة خلطاً جيداً .

٤- بعد تصلب البيئة ، قسم قاع كل طبق إلى ثلاثة أقسام ثم لقح أحد قسمي الطبق بمزرعة من *B. subtilis* والقسم الآخر بـ *E. coli* والقسم الثالث *Streptomyces sp.* وكرر عمليات التلقيح هذه بكل الأطباق المستعملة ثم حضن على درجة ٣٧°م لمدة ٨ : ساعة.

٥- دون النتائج فى الجدول التالى مع وضع علامة (+ أو -) أمام كل تركيز لتشير إلى وجود النمو من عدمه.

إسم الميكروب	تركيز محلول صبغة الكريستال البنفسجي			
	بدون صبغة	١٠ <sup>-٢</sup>	١٠ <sup>-٤</sup>	١٠ <sup>-٥</sup>
<i>B. subtilis</i>				
<i>E. coli</i>				
<i>Streptomyces sp.</i>				

### ثالثا : العوامل الحيوية :

#### التضاد الحيوي Antibiosis

يقصد بظاهرة التضاد الحيوي أن نمو ميكروب في وسط ما يؤدي إلى إيقاف نمو ميكروب آخر أو إيلائه . ومن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة التضاد هو نمو أحد الميكروبات في بيئة ما يؤدي إلى حدوث تغييرات بها تجعلها غير ملائمة لنمو الميكروب الآخر أو قد ينتج عن نشاط ميكروب ما إفراز مواد سامة تؤثر على نمو الميكروب الآخر . استخدام أحد الميكروبات لمكونات البيئة بمعدل أسرع من الميكروب الآخر . كذلك قد ينتج عن التفاعلات الأيضية لأحد الميكروبات مواد كيميائية عضوية مثل مضادات الحيوية تؤثر على نمو الميكروب الآخر .

#### تدريب (٢٣) : ظاهرة التضاد

##### الأدوات والمواد المطلوبة :

بيئة أجار مغذى معقمة - أطباق بترى معقمة - ميكروبات منتجة لمضادات الحيوية مثل البنيسيلليوم *Penicillium notatum* أو الإستربتوميسيس *Streptomyces grecians* ، وميكروب حساس للمضادات الحيوية مثل *E. coli* أو *Erwinia sp.*

##### خطوات العمل :

- ١- صب بيئة الأجار المغذى في طبق بترى وأتركه يتصلب.
- ٢- لقح الطبق بالميكروب المنتج لمضادات الحيوية ثم على مسافة منه لقح الطبق بالميكروب الحساس للمضادات الحيوية مثل *E. coli* أو *Erwinia sp.*
- ٣- حضن على درجة ٣٧°م لمدة ٤٨ ساعة.

٤- إحص الطبق ولاحظ أن الميكروب المنتج للمضاد الحيوي ينمو نمواً طبيعياً بينما الميكروب الآخر الحساس للمضاد الحيوي ينمو بعيداً عنه ويوجد بينهما منطقة خالية من النمو تسمى بمنطقة التضاد Inhibition zone نتيجة لإفراز مضادات الحيوية.

أسئلة:

١- عرف ما يلي :

أ- مضادات الحيوية Antibiotics

ب- درجة الحرارة المثلى Optimum temperature

ج- Oligodynamic action

د- Inhibition zone

٢- عرف كل من : Plasmolysis و Plasmoptysis

٣- تعيش الفطريات في الوسط ..... بينما تعيش البكتيريا في الوسط

.....

٤- إذا كان لديك مزرعة مختلطة من ميكروبي *E. coli* , *B. subtilis* فكيف

يمكنك الحصول على كل ميكروب بمفرده بحالة منفردة .

٥- كيف تثبت إنتاج مضاد حيوي بواسطة ميكروب معين .

## الدرس العملى الحادى عشر

### حاجة البكتيريا للأكسجين

#### *Oxygen Requirement for Bacteria*

يهدف هذا الدرس إلى التعرف على علاقة الأكسجين الحر بنمو الميكروبات ، وكذلك يهدف إلى التدريب على طرق إنشاء الميكروبات اللاهوائية ، فأنواع البكتيريا تختلف كثيراً فى إحتياجاتها للأكسجين الغازى ، فبعضها لا يستطيع النمو فى غياب الأكسجين وتسمى هوائية إجباراً Strict aerobes ، وبعضها لا يستطيع النمو إلا فى غياب الأكسجين وتكون لاهوائية إجباراً Strict anaerobes فى حين ينمو البعض الآخر فى وجود وغياب الأكسجين وبذلك تكون لاهوائية إختياراً Facultative anaerobes وهناك بكتيريا محبة للهواء بنسبة قليلة وهى Microaerophiles إذ تحتاج للأكسجين الحر لكن بتركيز محدود للغاية . أما البكتيريا المتحملة للهواء aerotolerant فهى تلك البكتيريا اللاهوائية التى تتحمل وتستطيع النمو فى وجود نسبة من الأكسجين أقل من تلك الموجودة بالجو العادى .

أولاً : إختبار الإحتياج الأكسجيني للبكتيريا

#### **Examination of oxygen requirement for bacteria**

يمكن تعيين نوع البكتيريا بالنسبة لحاجتها من الأكسجين بطريقتين هما طريقة الزرع بالاهتزاز Shake culture method وطريقة السرع بالوخز Stab culture method .



## تدريب رقم (٢٤) : طريقة المزرعة المهتزة

يجرى هذا التدريب بغرض إكساب الدارس مهارة تحديد حاجة البكتيريا للأكسجين بطريقة المزرعة المهتزة .

### الأدوات والمواد المطلوبة :

أنابيب بيئة آجار الجلوكوز - مزرعة سائلة لكل من ميكروب *Serratia* sp. و *Lactobacillus* sp. و *Bacillus* sp. و *Clostridium* sp. - ماصة ١ سم<sup>٣</sup> معقمة - جهاز رج أنابيب اختبار vortex .

### خطوات العمل :

- ١- سيح أنابيب بيئة آجار الجلوكوز العميق على حمام مائي على ١٠٠°م ثم بردها إلى ٤٥°م
- ٢- لقح البيئة بالميكروبات المراد اختبارها كل على حدى بواسطة ١/٢ سم<sup>٣</sup> بماصة معقمة .
- ٣- هز الأنبوبة جيداً باستخدام جهاز الرج vortex لينشر الميكروب في البيئة .
- ٤- ضع الأنبوبة في حامل وإتركها لتتصلب .
- ٥- حضن المزرعة قائمة على ٣٠°م لمدة ٤٨ ساعة ، ولاحظ مكان نمو الميكروب بعد فترة انتحاضين هز هو على السطح فقط (ميكروب هوائي حتمي) أو في قاع الأنبينة فقط (ميكروب لاهوائي حتمي) ، أو أسفل سطح البيئة بقليل (ميكروب محب لكمية قليلة من الأكسجين) ، أو النمو موزع في الأنبينة كلها (ميكروب لاهوائي اختياري) .
- ٦- سجل ما تحصل عليه من نتائج في جدول كالاتي وارسم ما تشاهده .

مكان النمو في الأنبوبة				إسم الميكروب
أسفل	منتشر	تحت السطح	سطحي	
-	-	-	+	<i>Serratia sp.</i>
-	-	+	-	<i>Lactobacillus sp.</i>
-	+	-	-	<i>Bacillus sp.</i>
+	-	-	-	<i>Clostridium sp.</i>

### تدريب رقم (٢٥) : طريقة الوخز

يجرى هذا التدريب بغرض تنمية مهارة الدارس في تحديد حاجة البكتيريا للأكسجين بطريقة الوخز .

### الأدوات والمواد المطلوبة :

أنابيب بيئة آجار الجلوكوز - مزرعة سائلة لكل من ميكروب *Serratia sp.* و *Lactobacillus sp.* و *Bacillus sp.* و *Clostridium sp.* - إبرة تلقح مستقيمة .

### خطوات العمل :

- ١- نقح بيئة آجار الجلوكوز بالميكروب المراد باختبار عن طريق وخر جزء من النمو الميكروبي على طرف إبرة التلقح المستقيمة بطريقة الوخز .
- ٢- حضن المزرعة على ٣٠°م لمدة ٨ ساعات ، ثم لاحظ مكان النمو على طول خط الوخز وما إذا كان هذا النمو على الجزء السطحي من خط الوخز (ميكروب هوائي حتمي) ، أو في الجزء السفلي فقط من خط الوخز (ميكروب لاهوائي حتمي) . أو تحت السطح بقليل على خط الوخز (ميكروب محب لكمية قليلة من الأكسجين) ، أو على طول خط الوخز (ميكروب اختياري التهوية) .

٣- سجل ما تحصل عليه من نتائج في جدول كالاتي وارسم ما تشاهده .

اسم الميكروب	مكان النمو في الأنبوبة			
	سطحي	تحت السطح	منتشر	أسفل
<i>Serratia sp.</i>	+	-	-	-
<i>Lactobacillus sp.</i>	-	+	-	-
<i>Bacillus sp.</i>	-	-	+	-
<i>Clostridium sp.</i>	-	-	-	+

ثانياً : طرق تنمية البكتيريا اللاهوائية

تعتمد تنمية البكتيريا اللاهوائية إما علي توفير وسط خالي من الأكسجين ، أو علي إستهلاك الأكسجين الموجود في الوسط الذي تنمو فيه البكتيريا وذلك بإستعمال طرق بيولوجية أو كيميائية خاصة سواء في أطباق بترى أو في أنابيب إختبار .

تدريب رقم (٢٦) تنمية البكتيريا اللاهوائية بطريقة البيروجالول

فكرة الإختبار :

تستخدم هذه الطريقة في تنمية البكتيريا اللاهوائية في أنابيب إختبار تحتوى على بيئات غذائية مائلة . وتعتمد الفكرة علي إمتصاص الأكسجين من جو البيئة بواسطة بيروجالات الصوديوم والناجمة من إتحاد الصودا الكاوية مع محلول حمض البيروجاليك وجعل الوسط حول البيئة خالياً من الأكسجين تماماً مما يسمح للميكروب اللاهوائي بالنمو .

الأدوات والمواد المطلوبة :

أنابيب بيئة أجار الجلوكوز ومستخلص الخميرة المائلة - مزرعة ميكروب لاهوائي *Clostridium sporogenes* وآخر هوائي *Serratia*

*marcescens* - محلول حمض البيروجاليك ٥٠٪ - محلول سودا كاوية ١٠٪ - ماصات ١ سم<sup>٣</sup> - قطن ماص ومقص وسدادات كاوتشوك - ساق زجاجية .

#### خطوات العمل:

- ١- لقح بيئة الأجار المائل بالميكروب اللاهوائي بإبرة التلقيح ذات العقدة وآخر بالميكروب الهوائي .
- ٢- عقم فوهة أنبوبة بيئة الأجار الملقحة ، وأعد السدادة القطنية لمكانها بعد التعقيم.
- ٣- قص الجزء القطني الخارج من فوهة الأنبوبة ، ثم عرض فوهة الأنبوبة للهب حيث يحترق جزء من السدادة ، وإدفع السدادة بقضيب زجاجي داخل الأنبوبة لمسافة تبعد عن سطح بيئة الأجار المائل حوالي ٢,٥ سم .
- ٤- ضع قطعة قطن ماص فوق السدادة التي تدفعها داخل الأنبوبة ، وضع فوقها ٠,٥ سم<sup>٣</sup> من محلول حامض البيروجاليك ، ثم نضف ٠,٥ سم<sup>٣</sup> من محلول الصودا الكاوية وغطى الأنبوبة على الفور بسدادة كاوتشوك .
- ٥- إقلب الأنبوبة بسرعة لترتكز على السدادة الكاوتشوك وحضن على ٣٠°م لمدة ٤-٥ أيام وتابع النمو بعد فترة التحضين .

تدريب رقم (٢٧) : تنمية البكتيريا اللاهوائية بطريقة الفاسبار

#### فكرة الاختبار:

تستخدم هذه الطريقة لتنمية البكتيريا اللاهوائية في أنابيب اختبار تحتوى على مزارع سائلة عن طريق حجب البيئة عن اتوسط الخارجى باستعمال الفاسبار بعد تلقيح البيئة بالميكروب اللاهوائي . وبعد ذلك تحضن البيئة على درجة الحرارة المناسبة لمدة ١٥ يوم مع ملاحظة النمو يوميا .



### الأدوات والمواد المطلوبة :

أنابيب بيئة بويون الجلوكوز المعقمة - فاسبار Vaspar ( فازلين + شمع  
برافين بنسبة ١:١ ) معقم - الميكروب اللاهوائي *Clostridium*  
*sporogenes* - ميكروب هوائي مثل *Serratia marcescens* - حمام مائي  
- إبرة التلقيح ذات العقدة .

### خطوات العمل :

- ١- إغلي بيئة بويون الجلوكوز في حمام مائي على ١٠٠°م لمدة ١٥ دقيقة  
لطررد الأكسجين المذاب فيها ثم بردها تبريداً فجائياً.
- ٢- لقح إحدى الأنابيب بالميكروب اللاهوائي وأخرى بالميكروب الهوائي .
- ٣- سيح الفاسبار المعقم ثم برده إلى ٥٠°م وصبه فوق سطح البيئة الملقحة  
في الأنبوبتين حتى يكون طبقة علي سطحها سمكها اسم.
- ٤- حضن المزارع علي درجة الحرارة المناسبة للمدة المطلوبة ، حيث  
يستدل علي النمو بعد فترة التحضين ، فإذا كان الميكروب من الميكروبات  
المخمرة للجلوكوز فإنه سيكون غاز يدفع طبقة الفاسبار إلى أعلى مما يدل  
علي نمو الميكروب.
- ٥- صف وارسم ما تشاهده .
- ٦- سجل ارتفاع المسافة التي تحركها طبقة الفاسبار باستخدام المسطرة .

تدريب رقم (٢٨) : تنمية البكتيريا اللاهوائية باستخدام ميكروب هوائي

### فكرة الاختبار:

تتخلص الطريقة في زراعة ميكروب لاهوائي علي بيئة أجار  
الجلوكوز في طبق بترى بالتخطيط ، كما يزرع ميكروب هوائي بالتخطيط  
علي طبق آخر وعلي نفس البيئة . يوضع الطبقين علي بعضهما مرتكزين

علي الحواف ، ويحكم لصق الحافتين وذلك لحجز الهواء عن الداخل ، ثم تحضن في الحضان علي الدرجة المطلوبة ولمدة المطلوبة . يلاحظ أن الميكروب الهوائي ينمو أولاً حتى يستهلك الأكسجين الموجود داخل الحيز المغلق ثم يتوقف عن النمو ليعقبه الميكروب اللاهوائي فسي النمو حيث أصبحت الظروف مناسبة .

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

أنابيب بيئة آجار جلوكوز مغذى عميق معقم - ٢ طبق بترى معقم - ميكروب لاهوائي *Clostridium sporogenes* - ميكروب هوائي *Serratia marcescens* .

#### خطوات العمل :

- ١- سيح أنابيب بيئة آجار الجلوكوز المغذى العميق علي حمام مائى على ١٠٠م ثم بردها عند ٥٠م .
- ٢- صب أنبوبة تحتوى على البيئة الغذائية فى كل طبق معقم ثم إترك الأطباق حتى تتصلب .
- ٣- لقح أحد الطبقين بالميكروب الهوائي والطبق الثاني بالميكروب اللاهوائي بطريقة التخطيط وتحت شروط التعقيم .
- ٤- ثبت حافتي الطبقين علي بعضهما بإحكام لمنع وصول الأكسجين إلى الداخل وذلك تحت شرط التعقيم .
- ٥- حضن الطبقين الملتصقين علي درجة ٣٠م لمدة ٤٨ ساعة .
- ٦- صف وارسم ما تشاهده .

## تدريب رقم (٢٩) : تنمية البكتيريا اللاهوائية باستخدام طبق بروور

### فكرة الاختبار:

طبق بروور Brewer dish يشبه طبق بترى العادى غير أن بغطائه بروز أو حافة داخلية تتطبق علي سطح البيئة التى توضع بقاعدة الطبق مما يؤدى إلى ترك حيز من الهواء فوق سطح هذه البيئة منفصلاً عن الجو الخارجى . ومع استعمال بيئة تحتوي علي مادة تمتص الأكسجين من هذا الحيز فإنه يتوفر وسط لاهوائى يسمح بنمو البكتيريا اللاهوائية الملقحة بالطبق .

### الأدوات والمواد المطلوبة:

مزرعة ميكروب لاهوائى *Cl. sporogenes* - طبق بروور المعقم - أنبوبة بيئة أجار الثيوجليكولات المعقمة - حمام مائى - إبرة التلقيح ذات العقدة .

### خطوات العمل :

- ١- سيح بيئة أجار الثيوجليكولات علي ١٠٠°م فى الحمام المائى ثم يبردها إلى ٥٠°م وصبها في طبق بروور ثم يتركها لتتجمد .
- ٢- خطط بإبرة التلقيح المحملة بالميكروب اللاهوائى علي سطح البيئة .
- ٣- ضع غطاء الطبق مكانه لتلامس حافته الداخلية سطح البيئة تاركة حيزاً محجوزاً عن الجو الخارجى.
- ٤- ضع الطبق في الحضان علي درجة الحرارة المناسبة ولمدة المطلوبة.
- ٥- لاحظ النمو. حيث يتم إمتصاص الأكسجين من المنطقة المحصورة بها الهواء عن طريق مادة الثيوجليكولات الداخلة في تركيب البيئة وينتج عن ذلك وسطاً صالحاً لنمو البكتيريا غير الهوائية .

تدريب رقم (٣٠) : تنمية البكتيريا اللاهوائية باستخدام طبق ماك لويد

فكرة الاختبار:

طبق ماك لويد Mc leod dish هو طبق بترى عادي إلا أن غطاءه من الزجاج وقاعدته من الخزف ومقسمة إلى قسمين كل منهما على شكل نصف دائرة . وتعتمد فكرة تنمية البكتيريا اللاهوائية باستعمال هذا الطبق على استعمال مواد كيميائية من شأنها أيضاً إمتصاص الأكسجين من انطبق مع إحكام غلقه بمادة لاصقة تحول دون دخول الهواء إلى الداخل .

الأدوات والمواد المطلوبة :

- مزرعة للميكروب اللاهوائي *Cl. sporogenes* - طبق ماك لويد المعقم -
- بيئة آجار الجلوكوز المغذي المعقمة - محلول حمض البيروجاليك ٥٠ ٪ -
- محلول الصودا الكاوية ٢٥ ٪ - حمام مائي - إبرة التلقيح ذات العقدة - مادة لاصقة .

خطوات العمل :

- ١- سيح بيئة آجار الجلوكوز ثم يبردها إلى ٥٠°م وصبها في الغطاء الزجاجي لطبق ماك لويد وأتركها حتى تتصلب .
- ٢- لقح البيئة من مزرعة الميكروب اللاهوائي بطريقة التخطيط .
- ٣- ضع الغطاء الزجاجي فوق القاعدة الخزفية وذلك بعد أن تضع ١٠ سم<sup>٣</sup> من محلول الصودا الكاوية ٢٥ ٪ في أحد نصفي الطبق و٤ سم<sup>٣</sup> من محلول حمض البيروجاليك ٥٠ ٪ في النصف الآخر مع إحكام غلق الطبق بواسطة مادة لاصقة حتى لا يدخل الهواء الخارجي إلى داخل الطبق .



- ٤- إمساك الطبق بإحدى اليدين ، وحركه يمينا ويسارا بهدوء حتى تمتزج الصودا الكاوية مع حمض البيروجاليك وتتكون بيروجالات الصوديوم التي تمتص الأكسجين من جو الطبق لتوفر ظروفًا لاهوائية .
- ٥- ضع الطبق في الحضان على درجة الحرارة والمدة المطلوبة لنمو الميكروب ولاحظ النمو بعد فترة التحضين.

تدريب رقم (٣١) : تنمية البكتيريا اللاهوائية باستخدام جهاز ماكنتوش وفيلدس **Mc Intosh and Fieldes anaerobic Jar**

#### فكرة الاختبار:

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق المستخدمة لزراعة الميكروبات اللاهوائية ويستعمل لذلك جهاز ماكنتوش وفيلدس ، وفيه يحل الهيدروجين محل الأكسجين الموجودة بالجهاز ثم تزال آثار الأكسجين الباقية باتحادها مع الهيدروجين على سطح سخان كهربائي ، وفي نفس الوقت يوضع مع الأنابيب والأطباق المحتوية على البيئة الملقحة بالميكروب اللاهوائي المراد تنميته أنبوبة تحتوي على دليل اختبار وجود الأكسجين ، ثم يوضع الجهاز في الحضان على درجة الحرارة المناسبة لنمو الميكروبات بعد التأكد من تمام إحلال الهيدروجين محل الأكسجين وذلك عندما يصبح دليل الأكسجين عديم اللون.

#### الأدوات والمواد المطلوبة:

مزرعة الميكروب اللاهوائي - الأنابيب والأطباق المحتوية على  
البيئات المراد تنمية الميكروبات عليها - جهاز ماكنتوش وفيلدس - بطارية

كهربائية - إسطوانة هيدروجين - فازلين - أنبوبة تحتوي على دليل الأكسجين .

#### خطوات العمل :

١- سيح أنابيب البيئة الصلبة علي  $100^{\circ}\text{C}$  وبردها إلى  $50^{\circ}\text{C}$  . ثم صبها في الأطباق ولقحها بالميكروب اللاهوائي بعد أن تبرد وتتجمد . أما إذا كانت البيئة سائلة فتغلى في حمام مائي علي  $100^{\circ}\text{C}$  لمدة ١٠ دقائق لطرد الهواء ثم تلقح بعد تبريدها .

٢- ضع الأنابيب والأطباق وأنبوبة دليل الأكسجين في وعاء الجهاز .

٣- غطى الجهاز بعد وضع الفازلين على حافته ثم أحكم قفل الغطاء بالمسمار اللولبي .

٤- مرر غاز الهيدروجين إلى وعاء الجهاز من إسطوانة الهيدروجين خلال صنبور تمرير الهيدروجين وإستمر في تمرير الغاز لمدة كافية ثم أقفل الصنبور .

٥- وصل السخان بالكهرباء حتى تتكون شرارة كهربائية تساعد على إتحاد الهيدروجين ببقايا الأكسجين الموجودة بالوعاء فتتكون قطرات مائية على جدار الوعاء مما يدل على خلو الجهاز من الأكسجين مع ملاحظة اختزال لون دليل الأكسجين .

٦- ضع الجهاز في الحضان على درجة الحرارة والمدة المطلوبة ولاحظ نمو الميكروبات بعد إنتهاء فترة التحضين .

أسئلة :

- ١- إلى ماذا تعزو نمو البكتيريا اللاهوائية في طريقة البيروجالول ؟
- ٢- أذكر الاسم العلمي لميكروبات لا ينجح معها اختبار الفاسبار.
- ٣- ما هو الأساس النظري الذي تعتمد عليه فكرة تنمية البكتيريا اللاهوائية باستخدام طبق بروور ؟
- ٤- ما هي فكرة استخدام جهاز ماكنتوش وفيلبس لتنمية البكتيريا اللاهوائية ؟
- ٥- أذكر طريقة لتنمية البكتيريا اللاهوائية في أطباق وأخرى في مزارع صلبة مائلة وثالثة في مزارع سائلة.

## الدرس العملى الثانى عشر

### النشاط الإنزيمى للبكتيريا

#### *Enzymatic Activities of Bacteria*

يستهدف هذا الدرس التعرف على بعض النظم الإنزيمية التى تمتلكها الكائنات الحية الدقيقة والتى يمكن عن طريقها التعرف على الميكروبات وتمييزها عن بعضها البعض. وفيما يلي أمثلة لبعض الإنزيمات المميزة للبكتيريا الموجودة بالأوساط المختلفة الموجودة حولنا .

#### تدريب رقم (٣٢) : التحليل المائى للنشا Starch hydrolysis

من المعروف أن جزئ النشا عبارة عن وحدات من الجلوكوز  $\alpha$ -glucose ترتبط مع بعضها في سلسلة مستقيمة أو متفرعة برابطة جليكوسيدية . ونظراً لكبر حجم جزئ النشا ولعدم قابليته للذوبان في الماء فإن البكتيريا لا تستطيع استخدامه ، وهناك من الميكروبات ماله القدرة على إفراز إنزيمات الأميليز amylase (الدياستيز) التي تحلل جزئ النشا إلى نواتج مثل الدكستريانات ، والمالتوز ، والجلوكوز . وتستخدم قدرة الميكروبات على تحليل النشا في تعريفها وتفريقها عن غيرها من الميكروبات . ويهدف هذا التدريب إلى الكشف عن تحليل النشا ميكروبياً للتمييز بين الميكروبات المحللة وغير المحللة له .

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

مزارع بكتيرية - أطباق بترى معقمة - أنابيب آجار النشا العميق - محلول

اليود - ميكروب *E. coli* - ميكروب *Bacillus subtilis*



### طريقة العمل :

- ١- سيح أنابيب آجار النشا العميق في حمام مائى ، ثم يبرد إلى  $45^{\circ}\text{C}$  ، وصب محتويات كل أنبوبة في طبق بترى معقم ، ثم حرك كل طبق حركة رحوية هائلة لإنتظام توزيع البيئة بالطبق ، ولترك البيئة لتبرد وتتجمد.
- ٢- لقم أحد الأطباق بغمسة إبرة من المزرعة المختبرة فى وسط الطبق ، ولقم طبق آخر بنفس الطريقة من مزرعة أخرى ، وهكذا.
- ٣- حضن الأطباق مقلوبة على درجة  $37^{\circ}\text{C}$  لمدة ٤٨ ساعة.
- ٤- بعد إنتهاء مدة التحضين إغمر الأطباق بمحلول اليود (كشاف).
- ٥- لاحظ تكون هالة رائية عديمة اللون نتيجة تحليل النشا حول مستعمرة الميكروب المحلل للنشا بينما بقية البيئة تظهر بلون أزرق . لاحظ أن الدكستريانات والمالتوز والجلوكوز لا تعطى التفاعل اللوني مع اليود . أما فى حالة الميكروب غير المحلل للنشا فإن اللون الأزرق يسود كل البيئة.

### تدريب رقم (٣٣) : التحليل المائى للكازين Casein hydrolysis

من المعروف أن الكازين هو المكون البروتيني الأساسى فى اللبن ، وهو عبارة عن فوسفوبروتين . ويوجد الكازين فى اللبن كمعلق غروى يعطى للبن اللون الأبيض غير الشفاف . وتقوم بعض الميكروبات بتحليل الكازين - من خلال عملية تسمى الببتة peptonization إلى مشتقات قابلة للذوبان وأكثر شفافية من الكازين ، ويتم ذلك بإفرازها للإنزيمات المحللة للكازين Caseinase. ويفيد التعرف على قدرة ميكروب ما على تحليل الكازين فى تعريف هذا الميكروب وتميزه عن غيره من الميكروبات .

### الأدوات والمواد المطلوبة :

مزارع بكتيرية - أطباق بتري معقمة - أنابيب آجار مغذى عميق - لبن  
فرز (خض) معقم - ماصات اسم<sup>٢</sup> معقمة - محلول HCl ١٠٪.

### خطوات العمل :

- ١- سيح أنابيب الآجار المغذى العميق ثم بردها إلى ٤٥°م.
- ٢- ضع اسم<sup>٢</sup> من اللبن الفرز المعقم باستخدام ماصة معقمة في كل طبق  
من أطباق بتري.
- ٣- صب أنبوبة آجار مغذى في كل طبق وحرك الطبق رحريراً بهدوء حتى  
ينتشر اللبن الفرز في الآجار المغذى بانتظام.
- ٤- أترك البيئة تتجمد ثم لقح بالتخطيط كل طبق بأحد الميكروبات المختبرة.
- ٥- حضن الأطباق مقلوبة على ٣٧°م لمدة ٢٤ ساعة .
- ٦- إختبر الأطباق لوجود منطقة رائقة clear zone حول النمو الميكروبي.
- ٧- أغمر الأطباق بمحلول HCl تركيز ١٠٪ فإذا ظلت المنطقة الزائقة  
موجودة وزادت وضوحاً فالنتيجة موجبة . وإذا لم تكن المنطقة موجودة  
أى غير واضحة للعين وظهرت وزادت وضوحاً بعد إضافة محلول  
الحامض فالنتيجة موجبة أيضاً أما عدم وجود المنطقة الزائقة قبل أو بعد  
إضافة الحامض تعتبر النتيجة سالبة .

### تدريب رقم (٣٤) : إسالة للجيلاتين Gelatin liquefaction

من المعروف أن الجيلاتين هو عبارة عن مادة بروتينية صعبة  
التحلل، تحضر من الكولاجين Collagen وهو أحد مكونات النسيج الضام  
والأوتار في جسم الحيوانات . وبتحلل الجيلاتين يفقد قدرته على التصلب  
ويصبح سائلاً . ويمكن أن يتم هذا بواسطة إنزيم الجيلاتينيز gelatinase

الذى تفرزه كثير من الميكروبات خارج خلاياها . وفي العادة يعتبر الميكروب المحلل للجيلاتين محلل للبروتين proteolytic وعموماً يفيد اختبار تحليل الجيلاتين في تعريف الميكروبات .

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

مزارع بكتيرية - أنابيب بيئة الجيلاتين المغذى العميق

#### خطوات العمل :

- ١- لقح بالوخز أنابيب محتوية على بيئة الجيلاتين المغذى العميق بالمزارع المختبرة كل على حدى ، مع ترك واحدة بدون تلقح للمقارنة .
- ٢- حضن الأنابيب على  $37^{\circ}\text{C}$  لمدة ٤٨ ساعة.
- ٣- إنتقل الأنابيب إلى الثلجة أو ضعها فى كأس به ماء متلج لمدة ساعة وإختبر لإسالة الجيلاتين.
- ٤- لاحظ أن تجمد الجيلاتين يدل على عدم قدرة الميكروب على تحليله بينما إسالته تثبت العكس ، مع ملاحظة أن بيئة الجيلاتين المغذى فى الحالة الطبيعية سائلة hydrosol على  $25^{\circ}\text{C}$  وصلبة hydrogel على درجة أقل من  $25^{\circ}\text{C}$ .

#### تدريب (٣٥) : التحليل المائى للدهون Lipids hydrolysis

تستطيع بعض الميكروبات تحليل الدهون مثل الجليسيريدات الثلاثية triglycerides إلى أحماض دهنية وجليسرول ، وذلك لإفرازها إنزيم الليباز lipase خارج خلاياها . وينتج عن ذلك ترنخ الزيوت والدهون وفسادها حيث يؤدى تكون الأحماض الدهنية إلى ظهور طعم ورائحة الترنخ . ولذلك يجب العمل على تجنب وجود مثل هذه الميكروبات فى المواد الدهنية

المحفوظة باختلاف أنواعها . ويهدف هذا التدريب إلى التعرف على بعض الميكروبات وتشخيصها من خلال قدرتها على تحليل الدهون من عدمه.

#### الأدوات والمواد المطلوبة:

مزارع بكتيرية - زيت بذرة قطن معقم أو زبد معقم سايح - أطباق بتري معقمة - ماصات معقمة - أنابيب آجار مغذى عميق - محلول كبريتات نحاس .

#### خطوات العمل :

- ١- سيح أنابيب الآجار المغذى العميق فى حمام مائي ثم يبرد إلى ٤٥°م .
- ٢- ضع فى كل أنبوبة ١ سم<sup>٣</sup> من زيت بذرة القطن المعقم (أو الزبد المعقم) ورج جيداً حتى يتكون مستحلب ، وصب محتويات كل أنبوبة فى طبق بتري معقم وحركه حركة رحوية لتوزيع البيئة بانتظام ثم اتركه يبرد لتتجمد البيئة.
- ٣- لقح كل طبق بأحد الميكروبات موضع الاختبار .
- ٤- حضن الأطباق مقلوبة على ٣٧°م لمدة ٤٨ ساعة .
- ٥- بعد إنتهاء مدة التحضين أغمر الأطباق بمحلول كبريتات النحاس .
- ٦- لاحظ وجود لون أخضر مزرق Bluish green حول المجاميع المحللة للدهون نتيجة تفاعل كبريتات النحاس مع الأحماض الدهنية الناتجة عن تحليل الميكروب للدهن .

#### التحليل المائى للسليولوز Cellulose hydrolysis

جزئ السليولوز عبارة عن وحدات عديدة من الجلوكوز ( $\beta$ -glucose). وعند إرتباط وحدتين من سكر الجلوكوز يتكون سكر السلوبيوز cellobiose، ثم بارتباط وحدات سكر السلوبيوز معا يتكون جزئ السليولوز . وتحلل بعض



الميكروبات السليلوز فى خطوتين ، أولاً إلى ساربيوز ، وثانياً إلى الجلوكوز طبقاً للمعادلة الآتية: سليلوز ← سلوبيوز ← ٢ وحدة جلوكوز .

وتقسم الميكروبات المحللة للسليلوز إلى ميكروبات هوائية Aerobes وهى تحلل السليلوز إلى جلوكوز ثم  $\text{CO}_2$  و  $\text{H}_2\text{O}$  وأنشطتها ميكروب *Cytophaga sp.* المتواجد بالتربة الزراعية بكثرة . وميكروبات لا هوائية Anaerobes وهى تحلل السليلوز إلى أحماض عضوية و  $\text{CO}_2$  و  $\text{H}_2\text{O}$  و  $\text{CH}_4$  والموجودة فى روث الحيوانات بكثرة ومن أمثلتها ميكروب *Cl. Dissolvans*

ويهدف هذا التدريب إلى التعرف على البكتيريا من حيث قدرتها على تحليل السليلوز من عدمه تحت الظروف الهوائية أو اللاهوائية.

تدريب (٣٦) : التحليل المائى للسليلوز هوائياً

الأدوات والمواد المطلوبة :

بيئة دوبس Dubos cellulose medium المعقمة فى أنابيب اختبار وهى تتكون من أملاح معدنية لازمة للنمو وشرائط من ورق الترشيح كمصدر للكربون - عينة تربة زراعية خصبة غنية بالمواد العضوية.

خطوات العمل :

- ١- لقع أنابيب بيئة دوبس بعينة التربة الموجودة أمامك.
- ٢- حضن على ٢٨ - ٣٠°م لمدة شهر.
- ٣- إفحص الأنابيب أسبوعياً .
- ٤- لاحظ ظهور تآكل shot holes or disintegration أو بقع صفراء أو بنية بشريط ورق الترشيح فى حالة الميكروبات الهوائية المحللة للسليلوز .

### تدريب (٣٧) : التحليل المائي للسليولوز لاهوائياً

#### الأدوات والمواد المطلوبة:


بيئة أومليانسكى Omeliansky's cellulose medium المعقمة فى أنابيب اختبار وهى تتكون من أملاح معدنية لازمة للنمو وشرائط من ورق الترشيح كمصدر للكربون مغمورة فى البيئة - عينة من سماد الإسطبل - فاسبار معقم .

#### خطوات العمل :

- ١- لقح أنابيب بيئة أومليانسكى بعينة من سماد الإسطبل.
- ٢- ضع كمية قليلة من الفاسبار المعقم السايح على سطح البيئة الملقحة تحت شروط التعقيم لجعل الظروف لاهوائية.
- ٣- أترك الأنابيب فى جو المعمل.
- ٤- إفحص الأنابيب أسبوعياً لملاحظة ظهور تآكل Shot holes or disintegration فى أجزاء ورقة الترشيح أو بقع صفراء أو بنية فى حالة الميكروبات اللاهوائية المحللة للسليولوز مع إندفاع طبقة الفاسبار لأعلى نتيجة تكون غازات من تحليل السليولوز تحت هذه الظروف . كذلك يفيد هذا الاختبار فى المقارنة بين القدرة التخمرية للميكروبات المختلفة من خلال قياس طول عمود الغاز الناتج نتيجة رفع طبقة الفاسبار لأعلى .

### تدريب (٣٨) : الكشف عن إنزيم الكاتاليز Catalase test

تحتوى الميكروبات الهوائية على إنزيم الكاتاليز ، وهو أحد إنزيمات التنفس، والذي يحفز تفاعل تحلل فوق أكسيد الهيدروجين  $H_2O_2$  مع تحرير وإنفراد الأكسجين ، كما فى التفاعل التالى



أما الميكروبات السالبة للكatalيز فإنها تكون لاهوائية . ولذلك يهدف هذا التدريب إلى التعرف على إمتلاك الميكروبات للكatalيز من عدمه .

#### الأدوات والمواد المطلوبة:

مزارع آجار مائلة للميكروبات موضع الدراسة بعمر ٢٤-٤٨ ساعة - محلول ٣٪  $\text{H}_2\text{O}_2$  .

#### خطوات العمل :

- ١- أضف بضع نقط من محلول  $\text{H}_2\text{O}_2$  إلى المزارع المائلة.
- ٢- لاحظ تصاعد غاز الأكسجين بسهولة كفقاعات شفافة في حالة الميكروبات الموجبة وهي تتشبه الفقاعات التي تخرج من المياه الغازية عند وضعها في الكوب .

#### تدريب (٣٩) : الكشف عن إنزيم الأكسيداز Oxidase test

تستطيع بعض الميكروبات أكسدة بعض الأمينات العطرية مثل مركب P-aminodimethylaniline حيث تكون نواتج نهائية ملونة . وتعتمد عملية الأكسدة هذه على نشاط إنزيم السيتوكروم أكسيداز في هذه الميكروبات . ويفيد اختبار الأكسيداز في تمييز البكتيريا المعوية عائلة *Enterobacteriaceae* والتي تتميز بصفة خاصة بأنها سالبة لاختبار الأكسيداز ، وكذلك يفيد في عملية تعريف البكتيريا بصفة عامة.

#### الأدوات والمواد المطلوبة:

مزارع بكتيرية مائلة - شرائط مغمورة في دليل اختبار الأكسيداز.

### خطوات العمل :

- ١- إنقل بإبرة تلقيح معقمة جزء من النمو من المزرعة المختبرة ، ثم إنشر جيداً مع الضغط على جزء من شريط الاختبار .
- ٢- بعد نحو نصف دقيقة سجل التغير فى اللون .
- ٣- لاحظ ظهور لون بنفسجى مزرق Bluish violet دليلاً على أن النتيجة موجبة .

### أسئلة:

- ١- ما هو الإنزيم المسئول عن تحليل الكازين ؟
- ٢- ما هى نواتج تحليل الكازين إنزيمياً؟
- ٣- أذكر أمثلة لأسماء علمية لميكروبات تعطى نتيجة موجبة وأخرى تعطى نتيجة سالبة مع جميع الاختبارات المذكورة فى هذا الدرس العملى .
- ٤- كيف تكشف عن أفراد عائلة *Enterobacteriaceae* باختبار واحد سريع .
- ٥- وضح كيفية الكشف عن تحليل السليلوز هوائى ولاهوائى فى أنابيب اختبار .



النشاط الإنزيمي للبكتيريا

---

## الدروس العملية الثالث عشر

### تمييز البكتيريا

#### *Bacterial Differentiation*

تتعدد وتتووع الجنس والأنواع البكتيريا الموجودة فى البيئات الغذائية والأوساط المختلفة بالبيئة المحيطة بالإنسان ويتميز كل نوع منها بخصائص مورفولوجية وفسولوجية ومزرعية تجعله مختلفاً تماماً عن الأنواع الأخرى. وعند محاولة التعرف على أى نوع من هذه الأنواع لابد من إجراء مجموعة من الإختبارات التمييزية مثل صبغ البكتيريا بطرق الصبغ المختلفة ، وقياس أحجامها ودراسة قدرتها على الحركة وكذلك دراسة العوامل التى تؤثر على نموها ، بالإضافة إلى دراسة النشاط الإنزيمى لها. وفيما يلى سوف نناقش هذه الإختبارات بشئ من التفصيل.

#### **صبغ البكتيريا Bacterial staining**

تختلف البكتيريا عن الأحياء الدقيقة الأخرى فى أنها شفافة وأصغر حجماً ولذلك يتطلب فحصها ضرورة تهيئة أنسب الظروف لرؤيتها ميكروسكوبياً . ويعنى هذا أن يكون الميكروسكوب نظيفاً ، وفى حالة جيدة ، والإضاءة مناسبة ، وأن تكون التحضيرات البكتيرية للفحص الميكروسكوبى مجهزة بدقة . ومن المعروف أن الخلايا البكتيرية خلايا شفافة لإحتوائها على نسبة عالية من الماء لذا يصعب فحصها وإختبارها وتمييزها إلا بعد صبغها بصبغات خاصة وعلى صورة أغشية مثبتة .

لذلك يهدف هذا الدرس إلى تنمية قدرة الدارس على التعامل مع طرق الصبغ المختلفة للبكتيريا حتى يسهل عليه التعرف على أشكالها المختلفة ونظم تجمعها كإحدى الطرق الهامة في التعرف على الأجناس والأنواع البكتيرية المختلفة.

### الصبغة :

الصبغة هي عبارة عن مركبات عضوية تحتوى على شقين أحدهما منتج للون والآخر مثبت له . ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين الأولى منها صبغات حامضية والتي فيها يسلك الجزء المنتج للون من الصبغة مسلك الأنيونات فيشار إليها على أنها صبغات حامضية مثل صبغة النيجروسين، وتستعمل في صبغ السيروبلازم الخلوى . بينما الثانية هي صبغات قاعدية حيث يسلك الجزء المنتج للون من الصبغة مسلك الكاتيونات فتكون بذلك صبغات قاعدية مثل معظم الصبغات المستخدمة في المعمل مثل صبغة الفوكسين وأزرق الميثيلين والجنسيان البنفسحى (الكريستال) وأخضر المالاكيت ، وتستعمل في صبغ الحبيبات والمركبات الحامضية بالخلية .

### الصبغ:

هناك عدة نظريات تفسر على أساسها حدوث عملية الصبغ منها ما يستند إلى أسس فيزيائية ومنها ما يفسر على أسس كيميائية كالآتى :

#### ١ - النظرية الفيزيائية:

تفسر هذه النظرية عملية الصبغ على أنها تحدث نتيجة الخاصية الشعرية أو القوى الإسموزية أو الإمتصاص أو الإمتصاص، دون أن يتكون مركب كيميائي جديد . وبالتالي يمكن بسهولة إسترجاع كل الصبغة تقريباً من الخلايا البكتيرية المصبوغة عقب غمرها لمدة طويلة فى الماء أو الكحول أو فى المذيبات الأخرى.

## ٢- النظرية الكيميائية:

تفسر هذه النظرية عملية الصبغ على أساس كيميائي بحث ، حيث تتفاعل الصبغات الحمضية مع المكونات القاعدية بالخلية (السييتوبلازم) ، والصبغات القاعدية تتفاعل مع المكونات الحمضية بالخلية (الأحماض النووية) ، وعلى هذا يمكن القول بأنه يحدث تفاعل كيميائي بين الصبغة ومكونات الخلية البكتيرية فيتكون مركب جديد له صفات طبيعية وكيميائية مختلفة عن المكونات الأصلية المشتركة في التفاعل ، وبالتالي لا يمكن إسترجاع الصبغة بواسطة الماء أو المذيبات.

## ٣- النظرية الفيزيائية الكيميائية:

لا تتم عملية الصبغ بالبساطة السابق ذكرها وربما لا تفسر النظريات السابقة عملية الصبغ ، ولكن قد يكون صبغ الخلايا البكتيرية عبارة عن عملية فيزيائية وكيميائية تحدث في نفس الوقت.

### أنواع الصبغ :

يمكن تقسيم الصبغات إلى نوعين حسب قدرتها على تخلل جدار الخلية من عنده وهما الصبغ الموجب وفيه تستطيع الصبغة التخلل خلال جدر الخلايا البكتيرية وذلك نظراً لصغر حجم جزيئاتها وإكسابها اللون الخاص بها. والصبغ السالب وفيه يتم صبغ الوسط دون الخلية حيث لا تستطيع جزيئات الصبغة تخلل الجدار الخلوي للبكتيريا وذلك لكبر حجم جزيئاتها ويستخدم هذا النوع من الصبغ عند الرغبة في قياس حجم البكتيريا حيث تكون الخلية البكتيرية بحجمها الطبيعي .

## طرق الصبغ :

تقسم طرق الصبغ على حسب عدد الصبغات المستخدمة إلى طريقتين الأولى هو الصبغ البسيط وفيه يستعمل نوع واحد من الصبغات تعطى الميكروب اللون الخاص بها والثاني هو الصبغ المركب (المزدوج أو التفريقي) وفيه يستخدم نوعين أو أكثر من الصبغات مثل الصبغ بطريقة جرام ، صبغ الجراثيم البكتيرية ، صبغ البكتيريا الصامدة (المقاومة) للأحماض وكذلك صبغ الغلاف البكتيري .

وتتضمن خطوات الفحص الميكروسكوبى للخلايا البكتيرية فى تحضير غشاء من البكتيريا قيد الدراسة وتثبيتته ، صبغ الغشاء وتجفيفه وأخيراً فحص الغشاء باستعمال العدسة الزيتية المنغسة .

تدريب رقم (٤٠) : تحضير الغشاء البكتيري وتثبيتته

### Preparation and fixation of bacterial smear

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

- لهب بنزن - إبرة التلقيح ذات العقدة - ماء معقم - مزرعة بكتيرية - شريحة زجاجية - حامل الإبرة - ميكروسكوب ضوئى - زيت سيدر - زيلول لتنظيف عدسات الميكروسكوب قبل الإستعمال وبعده - صبغات.

#### خطوات العمل :

- ١- نظف شريحة زجاجية جيداً ومررها على اللهب عدة مرات للتعقيم الجزئى وللتخلص من آثار ما قد يكون عالقا بها من حبيبات دهنية ، ثم ضع الشريحة على حامل الشرائح لتبرد.
- ٢- عقم إبرة التلقيح ذات العقدة بوضع السلك على اللهب بميل رأسياً إلى درجة الاحمرار ثم مرر يد الإبرة فى اللهب مع إدارتها ثلاث مرات.



- ٣- بعقدة الإبرة المعقمة خذ نقطة ماء معقم وضعها بوسط الشريحة.
- ٤- إمسك المزرعة البكتيرية المائلة من أسفل باليد اليسرى فى وضع مائل بحيث يظهر النمو للبكتيرى إلى أعلى . وباليد اليمنى عقم إبرة التلقيح كما سبق وبواسطة الأصبع الصغير لليد اليمنى إنزع الغطاء القطنى للأنبوبة مع مراعاة عدم ملامسته لأى سطح خارجى ثم مرر فوهة المزرعة فى اللهب مرتين وخذ جزء صغير من النمو البكتيرى على طرف الإبرة السابق تعقيمها مع الحذر من خدش المزرعة . بعد ذلك يعاد تمرير فوهة الأنبوبة على اللهب ثانية وتعاد السدادة القطنية مكانها وتوضع الأنبوبة فى حاملها الخاص بها.
- ٥- إمزج جيداً النمو البكتيرى العالق بطرف الإبرة بنقطة الماء الموجودة على الشريحة ثم وزع المعلق المتكون على مساحة مناسبة تسمح بظهور الغشاء رقيقاً.
- ٦- عقم الإبرة كالمعتاد وضعها على حاملها مع ملاحظة أن تعقيم الإبرة قبل وبعد الإستعمال أمراً لا بد منه .
- ٧- جفف التحضير بتعريض الشريحة أعلى اللهب على مسافة مناسبة بحيث يكون الغشاء المحضر إلى أعلى .
- ٨- ثبت الغشاء وذلك لظئمان عدم زواله فى الخطوات التالية ، ويستم ذلك بتمرير الشريحة على اللهب ثلاث مرات بحيث يكون الغشاء على السطح العلوى ثم توضع الشريحة على الحامل وتترك حتى تبرد .

#### صبغ الغشاء Staining of smear

- ١- بعد تحضير الغشاء وتثبيتته كما سبق شرحه توضع الشريحة على حامل الصبغات وتصبغ بالطريقة المطلوب إستعمالها والتي سيأتى وصف كل منها فى التمارين التالية .

٢- بعد ذلك يتم التخلص من الزائد من الصبغة الموجودة على الشريحة في الحوض المعد لذلك ثم يتم غسل الغشاء من الصبغة بإحتراس بتيار هادئ من الماء حتى يصير ماء الغسيل رائقاً . ثم تجفف الشريحة بوضعها بين ورقتي نشاف ثم أعلى اللهب على مسافة مناسبة .

### تدريب رقم (٤١) : فحص الغشاء البكتيري باستعمال العدسة الزيتية المنغوسة

١- نظف أجزاء الميكروسكوب خاصة الأجزاء البصرية ثم اضبط الضوء الداخل إلى الميكروسكوب بالإستعانة بالمرآة والمكثف والحجاب حتى ترى المجال الميكروسكوبي مضاءاً إضاءة كاملة ومنتظمة في جميع أجزائه.

٢- ضع الشريحة على مسرح الميكروسكوب وثبت بالمقابض ، وضع نقطة من زيت السيدر على الغشاء ، وحرك القطعة الأنفية لجعل العدسة الزيتية على إستقامة أنبوبة جسم الميكروسكوب.

٣- إغمس العدسة الزيتية في نقطة الزيت حتى تلامس الشريحة برفق وذلك باستعمال المعدل التقريبي Coars adjustment ويجرى ذلك والعين في مستوى المسرح مع الحذر الشديد من نزول العدسة أكثر من ذلك وإلا كسرت الشريحة وحدث خنث للعدسة.

٤- إنظر خلال العينية وبواسطة المعدل التقريبي إرفع أنبوبة الميكروسكوب إلى أعلى ببطء حتى ترى لون الصبغة عند ذلك إستعمل المعدل الدقيق Fine adjustment حتى ترى خلايا البكتيريا بوضوح.

## الدرس العملى الرابع عشر

### الصبغ البسيط

#### Simple Staining

يستعمل الصبغ البسيط للتعرف على شكل خلايا الميكروب ونظام تجمعه. والصبغات الشائعة الإستعمال هي صبغة الفوكسين المخفف Diluted fuchsin أو السفرانين Safranin وهى من مشتقات الإنيلين ولونها أحمر، ومدة التعرض لها دقيقة واحدة. وصبغة أزرق الميثيلين Methylene blue وهى صبغة ضعيفة نسبياً ومدة التعرض لها ٥ دقائق .

تدريب رقم (٤٢) : صبغ البكتيريا بالفوكسين أو السفرانين

الأدوات والمواد المطلوبة :

مزارع مائلة عمرها ٢٤ ساعة من *Bacillus subtilis*, *Micrococcus luteus*, *Streptomyces albus*, *Pseudomonas fluorescens*, السفرانين - شرائح نظيفة - حوض الصبغ - ورق نشاف .

خطوات العمل:

- ١- جهاز غشاء من كل من المزارع المذكورة وثبته بالحرارة كما سبق شرحه وإتركه ليبرد.
- ٢- إصبغ الغشاء بوضع قليل من صبغة الفوكسين المخفف أو صبغة السفرانين على الغشاء البكتيرى وإترك الشريحة لمدة دقيقة واحدة .
- ٣- تخلص من الزائد من الصبغة بصبها فى حوض الصبغ ثم اغسل الشريحة بإحتراس شديد بتيار هادئ من الماء .

الصبغ البسيط.

٤- جفف الشريحة بين ورقتي نشاف نظيف ، ثم أعلى الذهب على مسافة مناسبة عدة مرات .

٥- ضع نقطة من زيت السيدر على الغشاء ثم إفحصه ميكروسكوبياً مستعملاً العدسة الزيتية المنغمسة .

٦- صف وارسم ما تشاهده ولاحظ شكل الخلايا ونظام التجمع ثم أكتب البيانات في الجدول التالي .

	الاسم العلمى للميكروب	اسم الصبغة المستخدمة	لون الصبغة المستخدمة	اللون النهائي للميكروب	شكل خلية الميكروب	نظام تجمع الميكروب	الرسم
١							
٢							
٣							
٤							
٥							

تدريب رقم (٤٣) : صبغ البكتيريا بأزرق الميثيلين

الأدوات والمواد المطلوبة:

مزرعة مائلة من الخميرة *Saccharomyces cerevisiae* عمرها ٢٤ ساعة

- أزرق الميثيلين - شرائح زجاجية نظيفة - لهب بنزن - إبرة التلقيح ذات العقدة .

### خطوات العمل :

- ١- جهاز غشاء من مزرعة الخميرة وثبته وجففه كالمعتاد.
- ٢- إصبغ الغشاء بصبغة أزرق الميثيلين بوضع قليل من الصبغة على الغشاء لمدة ٥ دقائق ، ثم تخلص من الزائد من الصبغة وإغسل الشريحة بالماء وجففها كما سبق.
- ٣- ضع على التحضير نقطة من زيت السيدر وإفحص مستعملاً العدسة الزيتية المنغمة كما سبق إيضاحه .
- ٤- صف وإرسم ما تشاهده ، لاحظ شكل الخلايا ونظام التجمع ثم أكتب البيانات في الجدول التالي .

	الاسم العلمي للميكروب	اسم الصبغة المستخدمة	لون الصبغة المستخدمة	اللون النهائي للميكروب	شكل خلية الميكروب	نظام تجمع الميكروب	الرسم
١							
٢							



أسئلة :

- ١- هل يمكن رؤية الخلية البكتيرية دون صبغها ولماذا؟
- ٢- عرف الصبغة وأذكر أنواع الصبغات المستخدمة في فحص البكتيريا .
- ٣- أذكر طرق الصبغ المختلفة
- ٤- أكمل الجمل الآتية :
  - أ- الصبغ ..... وتستعمل فيه صبغة واحدة بينما الصبغ ..... يستعمل فيه نوعين أو أكثر من الصبغات.
  - ب- ميكروب الـ *Bacillus subtilis* شكله ..... ونظام التجمع السائد فيه هو ..... بينما ميكروب ..... شكله كروى ويتجمع في ..... أما ميكروب الـ *Saccharomyces* شكله ..... ولكن ميكروب ..... شكله خيطي.

## الدروس العملية الخامس عشر

### الصبغ التفريقي

#### *Diferentiation stainig*

#### الصبغ التفريقي :

ويشتمل الصبغ المزدوج أو التفريقي على عدة طرق للصبغ مثل الصبغ بطريقة جرام وصبغ الجراثيم البكتيرية وصبغ البكتيريا الصامدة (المقاومة) للأحماض وكذلك صبغ الغلاف. وفي أى طريقة من هذه الطرق فإنه يستخدم نوعين أو أكثر من الصبغات وتسمى الصبغة الأولى بالصبغة الأساسية بينما تسمى الصبغة الثانية بالصبغة المضادة . وإذا اكتسب الميكروب لون الصبغة الأساسية فإنه يعتبر موجب لهذه الطريقة من الصبغ ، بينما إذا كان اللون النهائى له هو لون الصبغة المضادة فإنه يعتبر سالبا لهذه الطريقة من الصبغ . وفيما يلى سوف نتناول كل طريقة من الطرق السابقة بشئ من التفصيل.

#### الصبغ بظرية جرام

#### *Gram Staining*

ويهدف هذا الدرس إلى تدريب الدارس على صبغ البكتيريا بطريقة جرام (Christian Gram 1884) وهى أهم طرق الصبغ المستخدمة فى تمييز الميكروبات والفرقة بينها وذلك لإمكانية التعرف عليها . ويرجع أهمية الصبغ بطريقة جرام إلى أنها تعتبر من أهم الطرق المستعملة للفرقة بين أجناس البكتيريا المختلفة إذ بواسطتها يمكن وضع البكتيريا فى مجموعة

البكتيريا الموجبة لصبغة جرام ( $G^+$ ) Gram positive bacteria أو توضع في مجموعة البكتيريا السالبة لصبغة جرام ( $G^-$ ) Gram negative bacteria.

كذلك لها أهمية كبيرة للحكم على مدى نقاوة المزرعة البكتيرية . ولقد وجد أن هناك أنواع كثيرة من البكتيريا تظهر أحيانا موجبة وأحيانا أخرى سالبة للصبغة ويطلق عليها البكتيريا المختلفة لصبغة جرام Gram variable bacteria وذلك بسبب صعوبة الطريقة في عملية إزالة اللون Decolorization حيث أن عدم الدقة في إجراء عملية الصبغ لبعض أنواع البكتيريا يؤدي إلى نتائج خاطئة إذ تظهر بعض البكتيريا موجبة بتقصير مدة إزالة اللون وسالبة بإطالة هذه المدة . كذلك عدم الدقة في تجهيز الغشاء البكتيري حيث إنه إذا لم يكون الغشاء متجانس فإنه يستحيل الحصول على نتائج صادقة لصعوبة ضبط عملية إزالة اللون بمذيبات الصبغ .

كذلك يمثل عمر المزرعة المستخدمة وعدم تناسب البيئة الغذائية لها عاملاً أساسياً حيث يجب أن تكون البكتيريا حديثة العمر ما بين ١٨-٢٤ ساعة نامية في بيئة غذائية مناسبة . وإنخفاض درجة الـ pH والذي يضعف من قدرة البكتيريا على تقبل الصبغة ، هذا علاوة على معاملة الخلايا بإنزيم اريبونوكليز Ribonuclease الذي يتسبب في تكسير الجدار الخلوي المسئول عن الإيجابية والسلبية تجاه هذه الصبغة .

### نظرية الصبغ بطريقة جرام : Theory of Gram stain

تتلخص نظرية هذه الطريقة في أنه إذا صبغت البكتيريا بصبغة الجنسيان أو الكريستال البنفسجي ثم عوملت بمحلول اليود فإن بعضها يصعب إزالة الصبغة منها بالكحول أو الأسيتون وتظل خلاياها محتفظة باللون البنفسجي ، ويطلق على مثل هذه البكتيريا موجبة لصبغة جرام بينما

يوجد أجناس أخرى من البكتيريا إذا عوملت نفس المعاملة فإنه يمكن إزالة صبغة الجنسيان منه بسهولة بالمذيب المستخدم وبذلك يكتسب لون الصبغة المضادة وتسمى بالبكتيريا السالبة لجرام .

والسبب في هذا الاختلاف هو أن الميكروبات الموجبة لجرام تحتوي على مركبات خاصة في الغشاء السيئوبلازمي تتفاعل مع الجنسيان واليود مجتمعين مكونة مركباً معقداً يصعب على المذيب إزالته . والميكروبات السالبة لجرام لا يتكون فيها مثل هذا المركب المعقد وبالتالي يسهل على المذيب إزالة صبغة الجنسيان ، وعليه تصبغ هذه الميكروبات بالصبغة المضادة وهي الفوكسين أو السفرائين ويصبح لونها أحمر . ولقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن المادة التي تتحد مع الجنسيان واليود لتكوين المركب المعقد هي ملح الماغنسيوم للحامض النووي RNA . ولقد أدخلت على هذه الطريقة من الصبغ بعض التعديلات من حيث زمن الصبغ وطريقة العمل ، ومن أهم هذه التعديلات تعديل هوكر والذي تستعمل فيه صبغة الجنسيان البنفسجي كصبغة أساسية وصبغة الفوكسين كصبغة مضادة .

تدريب رقم (٤٤) : صبغ البكتيريا بطريقة جرام تعديل هوكر

الأدوات والمواد المطلوبة:

مزارع مائلة عمرها ٢٤ ساعة من كل من : *Bacillus subtilis* ،  
— *Pseudomonas fluorescens* *Streptomyces albus* ، *Micrococcus luteus*  
صبغة الجنسيان . (كريستال بنفسجي) — محلول اليود — كحول إيثانول ٩٥% —  
فوكسين مخفف أو سفرائين مخفف — ورق نشاف — شرائح زجاجية نظيفة.

طريقة العمل :

١- حضر غشاء من المزرعة المراد فحصها وثبته كالمعتاد.

- ٢- أغمر الغشاء بصبغة الجنسيان البنفسجي لمدة دقيقة ثم أزل الصبغة من على الشريحة في حوض الصبغ واغسل الغشاء بالماء.
  - ٣- أغمر الغشاء بمحلول اليود لمدة دقيقة واحدة ثم اغسل بالماء وجفف بين ورقتي نشاف.
  - ٤- ضع قليلاً من الكحول على الغشاء نقطة بنقطة مع إمالة الشريحة إلى الأمام وإلى الخلف وكرر هذه العملية حتى يصبح لون الكحول المزال رائقاً ثم اغسل بالماء.
  - ٥- أغمر الغشاء بالفوكسن المخفف أو السفرائين المخفف لمدة نصف دقيقة ثم أزل الصبغة واغسل بالماء.
  - ٦- جفف الشريحة كالمعتاد بين ورقتي نشاف ثم على اللهب.
  - ٧- افحص باستخدام العدسة الزيتية المنغمة .
  - ٨- صف وارسم ما تشاهده ودون نتيجة الصبغ.
- أسئلة :

١- أكمل ما يأتي:

- عند صبغ ميكروب *Bacillus subtilis* بتكنيك جرام (تعديل هوكر) تستخدم صبغة ..... كصبغة أساسية ولونها ..... ومدة الصبغ بها ..... ثم يستخدم محلول اليود بغرض ..... وذلك بوضعه على الغشاء لمدة ..... وبعد الغسيل بالكحول تستخدم صبغة ..... ولونها ..... ومدة الصبغ بها ..... وتسمى بالصبغة ..... وعند الفحص الميكروسكوبي بالزيتية المنغمة وجد أن شكل الخلية لهذا الميكروب هو ..... ونظام تجمعها السائد هو ..... واللون النهائي لها ..... وتسمى بكتيريا ..... لجرام .
- ٢- علل لوجود البكتيريا المختلفة لصبغة جرام.



الصبيغ التفريفي

١	٢	٣	٤
الإسم العلمي للميكروب			
نوع الصبيغ			
التكيف المستخدم			
الصبيغة الأساسية			
لون الصبيغة الأساسية			
الصبيغة المضادة			
لون الصبيغة المضادة			
اللون النهائي للميكروب			
النتيجة			
الرسم			



## الدرس العملى السادس عشر

### صبغ الجراثيم البكتيرية

#### *Staining of Bacterial Spores*

تكون بعض أنواع من البكتيريا أجساما ذات جدر سميكة وتكون واحدة فقط فى كل خلية وتسمى بالجرثومة Spore . ومن أهم الأجناس البكتيرية التى تكون جراثيم جنس *Bacillus* و جنس *Clostridium* وكلاهما يلعب دورا خطيرا فى فساد الأغذية المعلبة علوة على دورهما فى خصوبة التربة الزراعية . والجرثومة تكون أقل قابلية للصبغ عن الخلايا الخضرية بسبب جدارها السميك وتركيز انبروتوبلازم نتيجة نقص الماء فيه . فإذا صبغت الخلايا البكتيرية المحتوية على انجراثيم بالصبغات العادية فإن الجرثومة لا تصبغ وتظهر كبقعة رائقة لامعة بينما تصبغ بقية الخلية بلون الصبغة المستعملة . وعند صبغ انجراثيم بطرق خاصة فإنها تحتفظ بالصبغة ويتعذر إزالتها ، أما الأجزاء الخضرية من الخلية فتزال منها الصبغة عند غسيلها بالماء فيسهل صبغها بعد ذلك بإحدى الصبغات المضادة البسيطة وهناك عدة طرق لصنع الجراثيم من أهمها طريقة شيفروفلتون .

لذلك يهدف هذا الدرس إلى تدريب الدارس على إحدى طرق انصبغ الهامة المستخدمة فى تمييز الميكروبات القادرة على تكوين الجراثيم والتفرقة بينها لسهولة التعرف عليها خاصة أنها تنعبد الدور الأساسى فى تلوث وفساد الأغذية المعلبة بجانب دورها البارز فى خصوبة الأراضى الزراعية .

## تدريب رقم (٤٥) : صبغ الجراثيم البكتيرية بطريقة شيفروفلتون

### الأدوات والمواد المطلوبة:

مزارع مائلة عمرها ٧٢ ساعة من كل من  
*Bacillus subtilis*, *Micrococcus luteus*, *B. stearothermophilus*,  
*Pseudomonas fluorescens* - أخضر الملاكيت ٥% كصبغة أساسية -  
فوكسين مخفف أو محلول السفرانين ٠,٥% كصبغة مضادة - شرائح زجاجية  
نظيفة - ميكروسكوب ضوئي .

### طريقة العمل:

- ١- حضر غشاء بكتيري لكل مزرعة من المزارع السابقة وثبته كالمعتاد.
- ٢- أغمر الغشاء بصبغة أخضر الملاكيت ثم سخن بإمرار اللهب تحت الشريحة إلى أن يبدأ البخار في التصاعد فاعد اللهب ، وكرر ذلك لمدة ٥ دقائق مع مراعاة عدم جفاف الصبغة أو غليانها.
- ٣- تخلص من الصبغة المتبقية على الشريحة ثم اغسل الغشاء جيداً بالماء.
- ٤- أغمر الغشاء بالفوكسين المخفف لمدة نصف دقيقة ثم اغسل الغشاء جيداً بالماء.
- ٥- جفف الشريحة أعلى اللهب واختبر انغشاء ميكروسكوبياً مستعملاً العدسة الزيتية المنغმسة .
- ٦- صف وإرسم ما تشاهده مع تدوين ملاحظاتك من حيث :  
لون الجرثومة وموضعها في الخلية - لون الجزء الأخضرى من الخلية  
البكتيرية المتجرثمة (sporangium) - قطر الجرثومة بالنسبة لقطر  
الخلية ولاحظ ظهور الخلايا الخضرية باللون الأحمر وظهور الجراثيم  
باللون الأخضر.

١	٢	٣
الإسم العلمي للميكروب		
نوع الصبغ		
التكنيك المستخدم		
الصبغة الأساسية		
لون الصبغة الأساسية		
الصبغة المضادة		
لون الصبغة المضادة		
اللون النهائي للميكروب		
النتيجة		
الرسم		



أسئلة :

١- علل : مقاومة الجرثومة البكتيرية للصبغ بالطرق البسيطة

٢- أكمل ما يأتى:

أ- يستخدم تكنيك ..... لصبغ الجراثيم البكتيرية والصبغة الأساسية فيه  
هى صبغة ..... وتستعمل بتركيز ..... % مع ..... والحذر  
من ..... ولمدة ..... وهى ذات لون ..... أما الصبغة  
المضادة فهى صبغة ..... ولونها ..... وتستخدم لمدة  
..... بدون ..... وتظهر الجرثومة باللون ..... وهو لون  
الصبغة ..... بينما يظهر الجزئ الخضرى بلون ..... وعند صبغ  
ميكروب *Pseudomonas fluorescens* بهذه الطريقة كان اللون النهائى  
لخلاياه ..... نظراً لعدم قدرة هذه الخلايا على تكوين .....

## الدرس العملى السابع عشر

### صبغ البكتيريا الصامدة للأحماض

#### *Staining of Acid Fast Bacteria*

توجد بعض أنواع من البكتيريا تكسو جدرها الخلوية طبقة دهنية أو شمعية لا تسمح للصبغة بتخللها عند الصبغ بالطرق البسيطة أو المعتادة ، ولهذا يستخدم لصبغها طرق خاصة يستعمل فيها محلول صبغة قوية يحتوى على مثبت للون Mordant of colour كالفيول ويترك عليها مدة طويلة أو يسخن قليلاً . ومتى صبغت هذه الأنواع من البكتيريا تثبت فيها الصبغة ويتعذر إزالتها منها حتى بإستعمال كحول مضاف إليه حامض acid alcohol ولهذه الخاصية أطلق عليها لفظ الصامدة أو المقاومة للأحماض . ولقد تطورت عدة طرق لإختبار هذه الخاصية وهى كلها تعديلات للطريقة الأساسية التى تنحصر فى الصبغ بكاربول الفوكسين كصبغة أساسية ثم إزالة اللون بالكحول ثم إضافة صبغة جديدة كصبغة مضادة .

لذلك يهدف هذا الدرس إلى تدريب الطالب على إحدى طرق الصبغ الهامة المستخدمة فى التفرقة بين الميكروبات وتشخيص بعض الأمراض الخطيرة والتى قد تسبب أيضاً تلوث وفساد بعض الأغذية . وترجع أهمية هذه الطريقة فى تشخيص مرض السل حيث أن ميكروب السل *M. tuberculosis* يتبع البكتيريا الصامدة للأحماض وهذا الميكروب هو الأساس فى بستره اللبن .

تدريب رقم (٤٦) : صبغ البكتيريا الصامدة للأحماض بطريقة زيل نلسون

الأدوات والمواد المطلوبة:

مزرعة مائلة لميكروب *Mycobacterium phlei* - ومزرعة مائلة لميكروب *Pseudomonas flourescens* - صبغة الكربول فوكسين المركز - كحول حامضى - صبغة أزرق الميثيلين - شرائح زجاجية نظيفة.

خطوات العمل:

- ١- حضر غشاء من البكتيريا المراد صبغها وثبته كالمعتاد.
- ٢- إغمر الغشاء بصبغة الكربول فوكسين ، ثم عرض الشريحة أعلى اللهب حتى تبدأ الصبغة فى التبخر .
- ٣- تكرر هذه العملية لمدة ٣-٥ دقائق مع مراعاة عدم جفاف الصبغة أو غليانها.
- ٤- أترك الغشاء يبرد فى الهواء ثم إغسله بالماء.
- ٥- إغمس الشريحة فى كأس به كحول حامضى لبضع ثوانى حتى يصبح لون الغشاء أحمر باهت Faint pink ثم إغسل جيداً بالماء لإزالة أثر الحامض المتبقى.
- ٦- إغمر الغشاء بصبغة أزرق الميثيلين لمدة ١-٢ دقيقة ثم إغسل بالماء وجفف أعلى اللهب كالمعتاد.
- ٧- إختبر الغشاء ميكروسكوبياً باستعمال العدسة الزيتية .
- ٨- صف وإرسم ما تشاهده مع ملاحظ أن الميكروبات المقاومة للأحماض تظهر باللون الأحمر بينما الميكروبات غير المقاومة للأحماض تظهر باللون الأزرق.

	٢	١
الاسم العلمي للميكروب		
نوع الصبيغ		
التكنيك المستخدم		
الصبغة الأساسية		
اللون الأساسي للصبغة		
الصبغة المضادة		
اللون المضاد للصبغة		
اللون النهائي للميكروب		
النتيجة		
الرسم		

أسئلة :

- ١- أذكر الأهمية الطبية لتكنيك الصبغ الصامد للأحماض .
- ٢- ما هو سبب مقاومة بعض أنواع البكتيريا للصبغ الصامد للأحماض.
- ٣- أكمل ما يأتي :

عند صبغ ميكروب *Mycobacterium phlei* بتكنيك زيل نلسن تستخدم صبغة ..... كصبغة أساسية ولونها ..... ومدة التعرض لها ..... مع مراعاة ..... وبعد الغسيل بالكحول الحامضي تستخدم صبغة ..... ولونها ..... ومدة التعرض لها ..... وعند الفحص الميكروسكوبي نلاحظ أن شكل هذا الميكروب ..... ونظام تجمعه ..... ولونه ..... لأنه .....



## الدرس العملى الثامن عشر

### الصبغ السالب

#### *Negative Staining*

يعتبر تكتيك الصبغ السالب للأغشية البكتيرية ذات أهمية كبرى فى فحص وتمييز البكتيريا . وتستخدم هذه الطريقة عند الرغبة فى قياس حجم الخلية البكتيرية حيث تظهر الخلايا بحجمها الطبيعي لعدم استخدام الحرارة مطلقاً أثناء إجراء خطوات الصبغ بهذه الطريقة . كما تستخدم هذه الطريقة لدراسة الشكل الظاهري للبكتيريا وتسمى بالصبغة السالبة لأنه يتم صبغ الشريحة دون الخلايا البكتيرية . فتظهر الخلايا شفافة غير مصبوغة ، بينما تظهر بقية الشريحة ملونة . ويرجع السبب فى عدم تخلل الصبغة جسم الخلية هو أن الصبغة المستخدمة تكون ذات جزيئات كبيرة لا تتفذ خلال الجدار الخلوى مثل الحبر الهندى Indian ink أو قد تكون صبغات حامضية عديمة أو قليلة التأثير على محتويات البروتوبلازم القاعدية مثل صبغة النيجروسين Nigrosin .

لذلك يهدف هذا الدرس إلى تنمية معرفة الدارس بإحدى الطرق المستخدمة فى التعرف على شكل وحجم الخلية البكتيرية والتي تفيد فى تشخيص البكتيريا التي تلعب دوراً هاماً فى حياتنا لوجودها فى كل الأوساط المحيطة بالإنسان مثل دورها فى خصوبة التربة الزراعية علاوة على أنها تسبب تلوث وفساد بعض الأغذية .

### تدريب رقم (٤٧) : الصبغ السالب للبكتيريا

يجرى هذا التدريب بهدف تعريف الطالب بطريقة إجراء تكتيك الصبغ السالب والذي يفيد في قياس حجم الخلية البكتيرية ودراسة نظام التجمع الخلوى .

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

مزارع بكتيرية عمر ٢٤ ساعة لميكروب *Bacillus cereus* وميكروب *Saccharomyces cerevisiae* - حبر هندي أو نيجروسين - شرائح زجاجية نظيفة.

#### خطوات العمل:

- ١- ضع غمسة من المزرعة الموجودة أمامك على شريحة زجاجية نظيفة مع وضع نقطة من الحبر الهندي بدلاً من نقطة الماء .
- ٢- إنشر المخلوط على الشريحة جيداً .
- ٣- إترك الغشاء ليحجف في الهواء وإحذر من إستخدام الحرارة .
- ٤- إفحص بإستعمال العدسة الزيتية المنغمسة
- ٥- صف وإرسم ما تشاهده حيث يظهر الحقل الميكروسكوبي ملوناً بينما تظهر الخلايا شفافة.

#### أسئلة :

- ١- أنكر أهمية تكتيك الصبغ السالب - مع ذكر أسماء الصبغات المستخدمة في هذا التكتيك - وأهم ما يميز هذه الصبغات.
- ٢- يستخدم تكتيك الصبغ السالب بغرض ..... و .....
- ٣- لماذا لا يستخدم اللهب في تجفيف الشرائح عند إجراء هذا الصبغ .
- ٤- لماذا تظهر الخلايا البكتيرية شفافة عند فحصها بهذه الطريقة .

## الدرس العملى التاسع عشر

### قياس حجم الخلية البكتيرية

#### *Measurement of Bacterial Cell Size*

لطول وعرض الخلية البكتيرية العصوية أو قطر الخائيا البكتيرية الكروية أو خلية الخميرة أهمية فى تمييز أجناسها وأنواعها ، إذ تختلف أنواع البكتيريا فى طولها وعرضها وقطرها ، ولذا يعتبر قياس حجمها ضمن الطرق المورفولوجية للتعرف عليها . وتختبر البكتيريا المراد قياسها باستخدام الأغشية المصبوغة ، ولو أن تجفيف الغشاء ونثبيته يسببان إنكماشها ، لذلك كان من الأفضل استخدام تكتيك الصبغ انسالب عند الرغبة فى الحصول على الحجم الحقيقي للبكتيريا . ووحدة القياس المستعملة لقياس حجم الخلايا هى الميكرون (1/1000 من المليميتر) . ولقياس حجم البكتيريا تستعمل عدسة عينية خاصة بجهازه بميكروميتر Micrometer أى مقياس مدرج لكنه مجهول وتسمى العينية الميكرومترية . ولمعرفة ما يساويه كل قسم من أقسام ميكروميتر العدسة العينية بالميكرونات تستخدم شريحة ميكرومترية خاصة بها مقياس طوله 2 مم ومقسم إلى 200 قسم من الأقسام المتساوية ، أى أن كل قسم منها يساوى 1/100 مم أى 10 ميكرون.

لذلك يهدف هذا الدرس إلى إكساب الدارس مهارة قياس أحجام الخلايا البكتيرية كإحدى الوسائل الهامة فى التفرقة بينها وسهولة التعرف عليها وذلك فى مجالات الميكروبيولوجيا المختلفة مثل ميكروبيولوجيا الأراضى والمياه والأغذية والألبان .

## تدريب رقم (٤٨) : معايرة العدسة العينية الميكرومترية

يجرى هذا التدريب بغرض تقدير ما يساويه كل قسم من أقسام العدسة العينية الميكرومترية المجهولة بإستعمال العدسة الشيئية الكبرى أو الزيتية وبالإستعانة بالشريحة الميكرومترية تمهيداً لإستخدامها فى قياس حجم الخلية البكتيرية أو قياس حجم خلية الخميرة أو جراثيم الفطر .

### الأدوات والمواد المطلوبة:

مقياس العينية Ocular micrometer - الشريحة الميكرومترية Stage micrometer - تحضير لأغشية بكتيرية مصبوعة بطريقة الصبغ السالب - مزرعة مائلة لميكروب *Bacillus sp.* - مزرعة مائلة لميكروب *Saccharomyces cerevisiae* - مزرعة مائلة لميكروب *Pseudomonas putida*

### خطوات العمل :

- ١- ضع الشريحة الميكرومترية على مسرح الميكروسكوب وثبتها بالمقابض ثم إفحص بالعدسة الشيئية الصغرى حتى ترى المقياس فى وسط مجال النظر ويمكن رؤيته بوضوح إذا حُجب الضوء جزئياً بواسطة الحجاب.
- ٢- إستبدل الشيئية الصغرى بالكبرى أو بالعدسة الزيتية المنغمسة مع وضع نقطة من زيت السيدر على الشريحة ، واضبط بواسطة المعدل الدقيق حتى ترى المقياس المدرج.
- ٣- إرفع عينية الميكروسكوب العادية وإستبدلها بالعينية الميكرومترية واضبط بالمعدل الدقيق حتى ترى مقياس العينية ومقياس الشريحة متوازيان ومنطبقان.

- ٤- حدد خط من العينية منطبق على خط من خطوط مقياس الشريحة ، ثم حدد خطين تاليين منطبقين ثم عد الأقسام المحصورة بين خطي العينية وعدد الأقسام المحصورة بين خطي الشريحة الميكرومترية .
- ٥- إحسب طول كل قسم من أقسام العينية الميكرومترية. وهو يساوى عدد أقسام الشريحة  $\times 10$  مقسوماً على عدد أقسام العينية.
- ٦- استبدل الشريحة الميكرومترية بالتحضير المراد قياس حجم خلاياه وإستخدم الميكروميتر العيني بعد معايرته فى قياس حجم الخلية وذلك بتحريك التحضير إلى أن يقع أحد طرفى الخلية على أحد أقسام العدسة ثم حدّد بالنظر عدد الأقسام المحصورة بين طرفى الخلية.
- ٧- يقاس الطول والعرض للخلية البكتيرية العصوية *Bacillus sp.* أو طول وعرض الخلية البكتيرية العصوية القصيرة ويقاس القطر بالنسبة للخلية البكتيرية كروية أو خلية الخميرة *Saccharomyces cerevisiae* .

#### تدريب رقم (٤٩) : تقدير المعامل الميكروسكوبى

يعرف المعامل الميكروسكوبى على أنه عبارة عن عدد الحقول الميكروسكوبية الموجودة فى مساحة مقدارها اسم<sup>٢</sup> ولتقديره لابد أولاً من تقدير قطر المجال الميكروسكوبى والذي منه يمكن حساب مساحته . لذلك يكون الغرض من التدريب هو أكساب الدارس مهارة تقدير أعداد الميكروبات فى أوساطها الطبيعية المختلفة مثل الماء أو أى مادة غذائية أو اللبن. كذلك يجب أن يعرف كيفية تقدير المعامل الميكروسكوبى لاستخدامه فى المعادلات الحسابية الخاصة بتقدير أعداد البكتيريا فى العينات تحت الدراسة .



## الأدوات والمواد المطلوبة:

الشريحة الميكرومترية Stage micrometer - ميكروسكوب ضوئي

### خطوات العمل :

١- ضع الشريحة الميكرومترية على مسرح الميكروسكوب وحركها إلى أن

تقع بداية التدرج على محيط الحقل الميكروسكوبي .

٢- قدر عدد الأقسام من الشريحة الميكرومترية المحصورة بين المحيطين

داخل الدائرة ولتكن ٤ أقسام وبذلك يكون قطر المجال الميكروسكوبي =

$$٤ \times ١٠ = ٤٠ \text{ ميكرون.}$$

٣- عين مساحة المجال الميكروسكوبي كالاتى : مساحة الدائرة =  $\pi r^2$

$$\text{مساحة المجال الميكروسكوبي} = ٣,١٤ \times ٢٠^2$$

$$= ٣,١٤ \times ٤٠٠$$

$$= ١٢٥٦ \text{ ميكرون مربع}$$

$$\text{مساحة اسم}^2 \text{ بالميكرونات المربعة} = (١٠ \times ١٠٠٠)^2$$

$$= ١٠^4 \text{ ميكرون مربع}$$

$$\text{إذن المعامل الميكروسكوبي} = ١٠^4 \div ١٢٥٦ = ٤٩٧٦$$

$$= ٥٠٠٠ \text{ حقل ميكروسكوبي تقريبا}$$

### أسئلة :

١- عرف المعامل الميكروسكوبي وأهميته .

٢- أذكر وظيفة كل من :

الشريحة الميكرومترية - العدسة الميكرومترية

## الدرس العملى العشرين

### إختبار الحركة فى البكتيريا

#### *Examination of Bacterial Motility*

الغرض من الدرس هو تنمية مهارة الدارس فى التعرف على انبكتيريا من خلال إكسابه القدرة على إجراء إختبار حركة البكتيريا كأحد الفروق التمييزية الهامة بين الميكروبات . حيث تنقسم البكتيريا من حيث قدرتها على الحركة إلى مجموعتين هما البكتيريا المتحركة حركة حقيقية وانبكتيريا غير المتحركة . وحركة انبكتيريا تلاحظ بدقة فى المزارع السائلة، وتنشأ الحركة فى أغلب أنواع البكتيريا نتيجة وجود زوائد تمتد من الخلية انبكتيرية تعرف بالفلاجات Flagella . وهذه الفلاجات لا ترى فى التحضيرات غير المصبوغة ، ولكن يمكن مشاهدتها بصبغ البكتيريا بطرق خاصة . وتعرف الحركة فى البكتيريا بالحركة الذاتية أو الحقيقية حيث تنتقل فيها البكتيريا من مكانها إلى مكان آخر ، وهذه الحركة الذاتية أو الحقيقية إما أن تكون سريعة أو بطيئة نسبيا . وانبكتيريا الحلزونية وكثير من البكتيريا انعصوية من المجموعة المتحركة ذاتيا ، بينما يندر وجود هذه الحركة فى الأنواع الكروية . وفى حالة البكتيريا غير المتحركة تظهر مهتزة دون أن تنتقل من مكانها وذلك نتيجة تلاطم جزيئات السائل الموجودة فيه ، وتسمى هذه الحركة بالحركة البراونية Brownian movement أو الحركة الكاذبة . ويستعمل فى إختبار حركة البكتيريا إحدى طريقتين هما طريقة النقطة المعلقة وطريقة تلقیح أنابيب الأجار العميق بالوخز .

## تدريب رقم (٥٠): تحضير النقطة المعلقة Hanging drop preparation

فى هذا التحضير تختبر البكتيريا حية غير مصبوعة ، وينبغى ألا يزيد عمر المزرعة المختبرة على ١٨ - ٢٤ ساعة خاصة فى البكتيريا المتجترمة حتى لا تتحول الخلايا إلى جراثيم وتفقد قدرتها على الحركة نتيجة عدم وجود الفلاجلات.

### الأدوات والمواد المطلوبة:

مزارع بويون مغذى عمرها ٢٠ ساعة لكل من *Bacillus subtilis* و *Micrococcus* sp. و *Saccharomyces cerevisiae* - شرائح ذات فجوة أو شرائح عادية - أغطية شرائح - فازلين - جوان جلد صغير .

### خطوات العمل :

١- ضع غطاء شريحة زجاجية نظيفة على المنضدة ثم رج مزرعة البويون المراد إختبارها وخذ نقطة بواسطة إبرة التلقيح ذات العقدة المعقمة وضعها فى وسط الغطاء .

٢- ضع الشريحة ذات الفجوة أمامك على المنضدة ، وبواسطة قضيب زجاجى ضع أربعة نقط صغيرة من الفازلين حول تجويف الشريحة ، وفى حالة عدم وجود الشريحة ذات الفجوة يستعاض عنها بشريحة عادية مع وضع الجوان الجلد بوسط الشريحة وتثبيتته بحيث تكون النقطة فى وسط الجوان الجلد .

٣- إرفع الشريحة وإقلبها وضعها على غطاء الشريحة الزجاجية بإحتراس بحيث تكون نقطة البويون فى منتصف التجويف دون أن تلمس الشريحة فيلتصق الغطاء بالشريحة.

٤- إقلب الشريحة ثانية ولاحظ أن النقطة معلقة ولا تلمس قاع الفجوة ، ثم ثبتها على مسرح الميكروسكوب بواسطة المقابض ، وإفحص بالعدسة الشيئية الصغرى مع تقليل الضوء الداخلى إلى الميكروسكوب بقفل الحجاب جزئياً ، ثم إبحث عن حافة النقطة واضبط حتى تراها واضحة .

٥- عدل موضع الشريحة حتى ترى حافة النقطة فى وسط مجال الفحص .

٦- إفحص بواسطة العدسة الشيئية الكبرى مع إستعمال المعدل الدقيق بإحتراس شديد ، وعدل كذلك قوة الإضاءة حتى ترى حافة النقطة ، وعند ذلك تشاهد البكتيريا بكثرة بجوار الحافة ويمكنك تميز حركتها بوضوح .

٧- دون نتيجة الحركة لكل ميكروب تحت الدراسة .

تدريب رقم ( ٥١ ) : تلقيح بيئة الأجار المغذى بالوخز

الأنوات والمواد المطلوبة:

مزارع بويون مغذى عمرها ٢٤ ساعة لكل من *Bacillus subtilis* ، *Micrococcus* sp. - أنابيب تحتوى على بيئة أجار مغذى عميق .

خطوات العمل :

١- لقح بالإبرة المستقيمة عدة أنابيب من الأجار المغذى العميق مستعملاً طريقة الوخز من كل من مزرعتى *Bacillus* و *Micrococcus* sp. *subtilis* ، وذلك بوخز جزء من النمو البكتيرى بواسطة الإبرة المستقيمة بعد تعقيمها وذلك فى منتصف بيئة الأجار المغذى العميق بحيث تكون الإبرة فى خط مستقيم وموازية لجدار الأنبوبة بقدر الإمكان ويمكن إجراء ذلك بتمكين بوضع الأنبوبة والإبرة فى مستوى رأسي على أن تكون الأنبوبة مقلوبة وبذلك يمكنك تجنب التلوث بميكروبات الهواء .

٢- ضع الأنابيب في الحضان على درجة ٣٠°م لمدة ٣ أيام ثم إختبر الأنابيب أثائها لتحديد مكان نمو البكتيريا حيث أنه في حالة البكتيريا المتحركة تلاحظ نمو متفرع خارج من خط الوخز بينما لا يشاهد ذلك في البكتيريا غير المتحركة .

أسئلة :

أكمل :

من أمثلة البكتيريا المتحركة ميكروب ..... و ..... وتتم فيه الحركة بواسطة ..... ويسمى هذا النوع من الحركة بالحركة ..... بينما يعتبر ميكروب ..... من الميكروبات غير المتحركة والتي عند إختبار قدرتها على الحركة نجد أنها ..... أو قد تظهر ..... دون أن تنتقل من مكانها وذلك نتيجة ..... ويسمى هذا النوع من الحركة بالحركة ..... وعموماً يمكن دراسة الحركة في البكتيريا بإختبارين هما إختبار ..... وإختبار .....



## الدرس العملى الحادى والعشرون

### ميكروبيولوجيا التربة الزراعية

#### *Soil Microbiology*

تعتبر التربة الزراعية وسطاً مناسباً لنمو الكثير من أنواع الكائنات الحية الدقيقة من بكتيريا وفطريات وطحالب وفيروسات وبروتوزوا . والكثير من هذه الكائنات الحية لها دور حيوي وهام فى خصوبة التربة الزراعية نظراً لما تقوم به من تحولات بيولوجية فى دورات العناصر المختلفة . ولهذا يستهدف هذا الدرس إكساب الدارس مهارة التعرف على أشكال الميكروبات التى تسكن التربة الزراعية وتنمية مهارته فى إستخدام بعض الطرق المستعملة فى عد ميكروبات الأراضى وكيفية عزل بعض أنواع البكتيريا ذات الصلة بخصوبة التربة الزراعية . ويتم دراسة ميكروبات التربة الزراعية وصفيًا بطريقة الشريحة المغمورة أو المغمورة والتى تسمى طريقة روسى وكلودنى .

تدريب رقم (٥٢) : تكنيك الشريحة المغمورة بطريقة روسى

وكلودنى Rossi and Cholodny's Burried

#### Slide Technique

الأنوات والمواد المطلوبة :

تربة زراعية خصبة منخولة جيداً - نشا - ردة - ببتون - مسحوق نبات جاف - أربع أوعية زجاجية نظيفة - صبغة كربول إيرثروسين Carbol erythrosine

## خطوات العمل:

- ١- ضع حوالي ١٠٠ جرام من التربة الزراعية الخصبة في كل وعاء من الأوعية الزجاجية الأربعة سابقة التحضير .
- ٢- إخلط التربة الزراعية جيدا في الوعاء الأول مع نصف جرام نشا وفي الوعاء الثانى مع نصف جرام ردة وفي الوعاء الثالث مع نصف جرام ببتون وفي الوعاء الرابع مع نصف جرام مسحوق نباتى جاف ثم عدل الرطوبة في كل وعاء إلى ٤٠-٥٠٪.
- ٣- إغمر في كل وعاء شرائح زجاجية نظيفة واضغط التربة حولها ثم غطى الأوعية بغطاء لتقليل البخر . ضع الأوعية في الحضان على درجة حرارة ٢٢-٢٥°م أو على درجة حرارة المعمل لمدة إسبوع.
- ٤- بعد فترة التحضين أخرج الشرائح بملقط ثم نظفها مما يكون قد علق بها من التربة الزراعية . وذلك بإمرار تيار خفيف من الماء على أحد سطحها ثم جفف الشرائح هوائياً ثم ثبت الغشاء المتكون نتيجة إلتصاق التربة الزراعية بالشريحة بإمراره أعلى لهب ضعيف.
- ٥- إصبغ الغشاء بصبغة كربول الإيرثروسين وذلك بوضع الصبغة على الشريحة لمدة ٥ دقائق مع وضع الشريحة على كأس به ماء يغلى أو باستخدام حمام مائى ولا تجعل الصبغة تجف خلال هذه المدة.
- ٦- إغسل الشريحة جيداً بعد ذلك ثم جففها وإفحص الغشاء ميكروسكوبياً باستخدام العدسة الزيتية المنغمة.
- ٧- صف الميكروبات التى تراها وإرسمها وقارن بين أشكالها ونظام تجمع كل منها ومدى سيادة أى منها فى الأوعية الأربعة.

٨- علل النتائج التى حصلت عليها مستعيناً بالمادة المضافة لكل وعاء تحت الدراسة .

### تدريب رقم (٥٣) : عد ميكروبات التربة الزراعية بطريقة الأطباق

نظراً لأن طريقة العد بالأطباق من الطرق المعملية الهامة المستخدمة فى تقدير أعداد الميكروبات بالتربة الزراعية . ورغم ما تتميز به هذه الطريقة فى كونها تعد الخلايا الحية فقط دون الميتة ، إلا أن لها الكثير من العيوب والتى من أهمها أن البيئة المستعملة فى العد وكذلك درجة حرارة التحضين قد لا تكون مناسبة لجميع أنواع الميكروبات الموجودة فى عينة التربة الزراعية تحت الدراسة . كما أن هذه الطريقة تعتبر أن كل مستعمرة ميكروبية نامية على أطباق العد كأنها ناتجة عن نمو خلية واحدة ولكن الواقع أنه قد تنمو المستعمرة من خلية واحدة فعلاً أو سلسلة أو كتلة من الخلايا حسب وجود البكتريا فى معلق التربة الزراعية . هذا بالإضافة إلى عدم توفر الاحتياجات الهوائية المناسبة لكل الميكروبات مما يؤدى إلى الحصول على أعداد أقل بكثير من الواقع. ورغم ذلك تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق استعمالاً لعد ميكروبات التربة الزراعية . لذلك يجرى هذا التدريب بغرض إكساب الدارس القدرة على تقدير أعداد الميكروبات فى عينات التربة الزراعية .

### الأدوات والمواد المطلوبة :

أطباق بترى معقمة - ماصات معقمة سعة ١٠ سم<sup>٢</sup> ، ١ سم<sup>٢</sup> -  
زجاجات عينات نظيفة تحتوى كل منها على ٩٠ سم<sup>٣</sup> ماء حنفية معقم أو  
محلول فسيولوجى معقم - أنابيب تحتوى على بيئة أجار مستخلص التربة  
معقمة - عينة التربة الخصبة المراد دراستها - ترمومتر - حمام مائى.

## طريقة العمل :

- ١- قدر الرطوبة في عينة التربة الزراعية موضع الدراسة حتى يتسنى حساب النتائج التي سوف تحصل عليها على أساس الوزن الجاف.
- ٢- زن ١٠ جرام من العينة وضعها في إحدى زجاجات العينات المحتوية على ٩٠ سم<sup>٣</sup> ماء معقم أو محلول فسيولوجي معقم ثم رجها جيداً لمدة ١٠ دقائق وذلك للحصول على التخفيف الأول (١٠<sup>-١</sup>).
- ٣- بواسطة ماصة معقمة خذ ١٠ سم<sup>٣</sup> من زجاجة التخفيف ١٠<sup>-١</sup> وانقلها إلى زجاجة تخفيف أخرى بها ٩٠ سم<sup>٣</sup> من الماء أو المحلول الفسيولوجي المعقم ورج لتحصن على تخفيف ١٠<sup>-٢</sup>. كرر هذه العملية حتى تخفيف واحد على مليون (١٠<sup>-٦</sup>) أو واحد على عشرة ملايين (١٠<sup>-٧</sup>).
- ٤- استخدم آخر ثلاث تخفيفات لتلقيح أطباق بتري المعقمة وذلك بنقل ١ سم<sup>٣</sup> لكل طبق باستخدام ماصة معقمة وأكتب على كل طبق التخفيف المستخدم مع مراعاة استخدام ٣ أطباق على الأقل لكل تخفيف (٣ مكررات) وذلك لإمكانية تحليل النتائج إحصائياً لتجنب الأخطاء التجريبية.
- ٥- سيح البيئة الغذائية على حمام مائي وبرد إلى ٥٠°م ثم صب الأطباق الملقحة بالكميات المناسبة. حرك الأطباق حركة رحيوية حتى تمتزج البيئة مع معلق التربة الزراعية مزجاً متجانساً. أترك الأطباق حتى تتجمد البيئة الغذائية ثم ضع الأطباق في الحضان على درجة حرارة مناسبة (٢٥ - ٢٨°م) لمدة أسبوع.

٦- بعد فترة التحضين عد المستعمرات النامية في الأطباق مع إستبعاد الأطباق التي تحتوى على أقل من ٣٠ أو أكثر من ٣٠٠ مستعمرة أو تلك التي تحتوى على مستعمرات منتشرة أو المستعمرات المتداخلة .

٧- إحسب متوسط عدد المستعمرات الناتجة لكل تخفيف ثم إضربه فى مقلوب هذا التخفيف المستخدم فينتج عدد الميكروبات فى الجرام الواحد من التربة الزراعية الرطبة . عدل النتائج المتحصل عليها على أساس الوزن الجاف .

تدريب رقم (٥٤) : عد وعزل فطريات التربة الزراعية بطريقة الأطباق  
الأدوات والمواد المطلوبة :

أطباق بترى معقمة - ماصات معقمة - شرائح زجاجية وأغطية  
شرائح - زجاجات تخفيفات تحتوى كلاً منها على ٩٠ سم<sup>٣</sup> ماء حنفية معقمة  
- محلول من المضاد انبكتيرى سلفات ستربتوميسين والذي يضاف بمعدل  
٠,٠٣ جرام / لتر - محلول اللاكتوفينول - عينة التربة الزراعية - بيئة  
مارتن.

#### طريقة العمل

- ١- قدر الرطوبة فى عينة التربة الزراعية تحت الدراسة حتى يتسنى حساب النتائج التى سوف تحصل عليها على أساس الوزن الجاف
- ٢- إعمل تخفيفات التربة الزراعية كما تعلمت فى التدريب السابق .
- ٣- إستخدم آخر ثلاث تخفيفات ولقح ٣ أطباق بترى من كل تخفيف وذلك بمعدل ١ سم<sup>٢</sup> لكل طبق.



٤- سيح بيئة مارتن على حمام مائي ثم يبرد إلى ٥٠°م وأضيف إليها سلفات الأستربتوميسين (٠,٠٣ جم / لتر) ، ثم صبها في الأطباق الملقحة بمعدل ١٥ سم<sup>٢</sup> لكل طبق مع تحريك الأطباق حركة رحيوية لمزج البيئة الغذائية مع معلق التربة الزراعية . أترك الأطباق لفترة مناسبة حتى تتجمد البيئة الغذائية .

٥- حضن الأطباق مقلوبة على درجة الحرارة ٢٥°م لمدة ٧ أيام ، وبعد التحضين قدر عدد المستعمرات النامية على الأطباق ومنها قدر العدد الكلي للفطريات لكل جرام تربة محسوبة على أساس الوزن الجاف.

٦- حاول عزل بعض هذه المستعمرات وفحصها ميكروسكوبياً بإستعمال محلول اللاكتوفينول ووضع غطاء الشريحة عليها ويتم الفحص بإستعمال العدسة الصغرى ثم الكبرى .

٧- ارسم أشكال الفطريات المختلفة التي حصلت عليها مبيناً نظام التفرع انميسليومي وأشكال الحواف الجرثومية لكل منها .

٨- اقترح الاسم العلمي لجنس الفطر من خلال شكل الجرثومة بالإستعانة بمدرس الحصة .

تدريب رقم (٥٥) : طريقة العد التقريبية Most Propable Number

### Method

تستخدم طريقة العد التقريبية في عد بعض المجاميع الميكروبية المتخصصة وذلك بسبب عدم وجود بيئة خاصة تسمح بنمو تلك المجاميع عليها نون غيرها من الميكروبات الموجودة بالتربة الزراعية ، وكذلك لعدم انتظام ظهور تلك المستعمرات البكتيرية على الأطباق .

## الأدوات والمواد المطلوبة :

عينة التربة الخصبة المراد دراستها - ماصات معقمة سعة ١٠ سم<sup>٣</sup> ،  
اسم<sup>٢</sup>. زجاجات التخفيفات تحتوى كل منها على ٩٠ سم<sup>٣</sup> ماء حنفية معقم .  
عدد ٢٥ أنبوبة تحتوى كل منها على ٥-٧ سم<sup>٣</sup> من البيئة السائلة المعقمة  
المطلوبة للدراسة .

## طريقة العمل

- ١- إعمل التخفيفات كما سبق توضيحه فى طريقة العد بالأطباق.
- ٢- إستخدم آخر ٥ تخفيفات ومن كل تخفيف لقح ٥ أنابيب وذلك بمقدار اسم<sup>٣</sup> لكل أنبوبة ثم رقم الأنابيب.
- ٣- حضن الأنابيب الملقحة فى الحضان على درجة الحرارة المناسبة والمدة المناسبة وذلك وفقاً للميكروبات المراد عدّها .
- ٤- بعد فترة التحضين دون النتائج من خلال الأنابيب التى أعطت نتيجة موجبة أمام كل تخفيف ثم إستخرج الأعداد المحتملة للمجموعة الميكروبية موضع الدراسة فى الجرام الرطب من التربة الزراعية وذلك من جداول العد التقريبية الموضوعه لذلك الغرض . عدل النتائج المتحصل عليها على أساس الوزن الجاف (أنظر جداول العد التقريبية).

تدريب رقم (٥٦) : عد وعزل بكتيريا *Clostridium* المثبتة لأزوت الهواء  
الجوى

## الأدوات والمواد المطلوبة:

عينة تربة زراعية - زجاجات التخفيفات بكل منها ٩٠ سم<sup>٣</sup> ماء حنفية -  
ماصات معقمة - بيئة السكرز ومستخلص الخميرة السائلة (بيئة  
وينوجرادسكى المعدلة) .

## خطوات العمل :

- ١- جهاز سلسلة التخفيفات العشرية بالطريقة المعتادة إستخدم آخر خمسة تخفيفات .
- ٢- بستر هذه التخفيفات وذلك بوضعها فى حمام مائي على درجة ٨٠ °م لمدة ١٥ دقيقة.
- ٣- توزع البيئة فى أنابيب بعد وضع مسمار حديد لامع فى كل إنبوبة ثم تعقم الأنابيب.
- ٤- لقم خمس أنابيب من كل تخفيف ثم إحجز وسط البيئة عن الهواء الخارجى وذلك بتغطية سطحها بطبقة من الفاسبار السائل والمبرد إلى ٥٠ °م وبعد ذلك سد الأنابيب بالسدادات القطنية وذلك تحت شروط التعقيم.
- ٥- حضن الأنابيب على درجة الحرارة المناسبة (٢٥-٢٨ °م) لمدة أسبوعين.
- ٦- سجل الأنابيب الموجبة والتي يستدل عليها بتكوين غاز يدفع طبقة الفاسبار إلى أعلى كما يتم التأكد بالفحص الميكروسكوبى لمشاهدة البكتيريا المتجترمة.
- ٧- احسب النتائج بإستخدام جداول العد التقريبية ثم عدلها على أساس الوزن الجاف للتربة الزراعية قيد الدراسة .
- ٨- يمكن عزل الميكروب بحالة نقية بواسطة العزل بطريقة الأطباق المخطوطة مع تمييزه تحت الظروف اللاهوائية وذلك بإستخدام (Anaero Jar, AG 25, Oxoid) Anaerobic Jar

تدريب رقم (٥٧) : عد وعزل الميكروبات الهوائية المحللة للسليولوز

الأدوات والمواد المطلوبة:

عينة تربة زراعية - ماصات معقمة - زجاجات التخفيفات التى تحتوى كل منها على ٩٠ سم<sup>٣</sup> ماء حنفية معقم - بيئة دوبس Dubos medium .

طريقة العمل :

- ١- إعمل سلسلة التخفيفات بالطريقة المعتادة إستخدم آخر ٥ تخفيفات.
- ٢- وزع بيئة دوبس فى الأنبيب بمعدل ٥ سم<sup>٣</sup> لكل إنبوبة مع وضع شريط من ورق الترشيح كمصدر للسليولوز فى كل إنبوبة بحيث يكون جزء منها مغمور فى البيئة وجزء فوق سطحها ثم عقم الأنبيب.
- ٣- من كل تخفيف لقم ٥ أنابيب بإضافة اسم<sup>٣</sup> لكل أنبوبة ثم رقم الأنبيب.
- ٤- حضن الأنبيب على درجة حرارة ٢٨-٣٠°م لمدة ٢-٣ أسابيع.
- ٥- بعد فترة التحصين سجل الأنبيب التى تعطى نتيجة موجبة والتى يستدل عليها بظهور بقع صفراء أو بنية أو مسودة خاصة فى موضع ملامستها لسطح البيئة مع ظهور تآكل فى ورق ترشيح وتفتتها عند رج الأنبوبة رجاً خفيفاً.
- ٦- إحسب النتائج بإستخدام جداول العد التقريبية ثم عدل النتائج على أساس الوزن الجاف مستعيناً بنسبة الرطوبة بعينة التربة الزراعية المستخدمة والتى سبق لك حسابها .
- ٧- من الأنبيب التى أعطت نتيجة موجبة إنزع جزء من ورقة الترشيح التى عليها البقع وفتتها فى قليل من الماء المعقم فى طبق بترى.

٨- خذ جزء من الملعق وإعمل منه غشاء وإصبغه بصبغة الفوكسين للتعرف على شكل الميكروبات والتي يمكن عزلها في صورة مزارع نقية من المحلول بطريقة التخطيط.

تدريب رقم (٥٨) : عزل بكتيريا العقد الجذرية *Rhizobium spp.*

الأدوات والمواد المطلوبة:

جذر نبات بقولي عليه عقد جذرية صادقة - ملقط - مشرط - ساق زجاجية معقمة - إبرة تلقيح ذات عقدة - عدد : أطباق بترى أحدها يحتوى على محلول سليمانى ١ جرام/لتر والآخر يحتوى على كحول ٩٥٪ والثالث يحتوى على ١٥ سم<sup>٣</sup> ماء معقم والرابع يحتوى على اسم<sup>٢</sup> ماء معقم - أطباق بترى فارغة معقمة - أنابيب اختبار تحتوى على بيئة أجار المانيتول ومستخلص الخميرة.

خطوات العمل :

١- اغسل جذر النبات البقولى تحت انزاسة بالماء انعاضى ثم بالماء المعقم وذلك بعد التخلص من بقايا التربة الزراعية .

٢- إفصل عقدة كبيرة الحجم بواسطة مشرط معقم واقضعها مع جزء صغير من الجذر ثم اغسلها جيدا بالماء المعقم لإزالة ما بقى من حبيبات التربة الزراعية.

٣- ضع العقدة في محلول السليمانى لمدة ٦ دقائق مع التحريك ثم انقلها بواسطة ملقط معقم إلى الكحول ٩٥٪ لمدة ٥ دقائق ثم انقلها إلى الأنبق المحتوى على ١٥ سم<sup>٣</sup> من الماء المعقم مع تقطيعها لتخلص من بقايا السليمانى والكحول.



٤- إنقل العقدة بعد ذلك إلى الطبق المحتوى على اسم<sup>٢</sup> ماء معقم ثم إهرسها جيداً وفتتها في الماء لتكون معلق بكثيري وذلك بالإستعانة بالملقط المعقم أو بطرف الساق الزجاجية المعقمة.

٥- سيح أنابيب أجار المانيتول ومستخلص الخميرة ثم إتركها لتبرد عند ٤٥°م ثم صبها في الأطباق المعقمة تحت شروط التعقيم واترك البيئة حتى تتصلب في الأطباق.

٦- خذ جزء من المعلق البكتيري الناتج من تفتيت العقدة على طرف إبرة التلقيح المعقمة وخطط بها على سطح بيئة أجار المانيتول ومستخلص التربة المتجمدة وبنفس الإبرة وبدون غمسها لقح الطبق الثانى ثم الثالث وهكذا. يمكن إستخدام طريقة الأطباق المصبوبة في عزل الميكروب بدلاً من طريقة الأطباق المخطوطة .

٧- ضع الأطباق الملقحة مقلوبة في الحضان على درجة ٢٦-٢٨°م لمدة أسبوع ثم إفحص المستعمرات الناتجة بعد التحضين وتعرف على خصائصها المزرعية . عزلها بحالة نقية على البيئة المائلة بعد غمر غشاء منها وصبغه بطريقة جرام ثم فحصه ميكروسكوبياً للتعرف على خصائص الميكروب المورفولوجية ونظام تجمع خالياه. يمكن أخذ جزء من المعلق البكتيري وتجهيز غشاء منه وصبغه وفحصه ميكروسكوبياً للتعرف على أشكال البكتيرويدات Bacteroid shaped cells وهى أشكال الخلايا المسئولة عن عملية تثبيت النيتروجين داخل العقدة البكتيرية.

## تدريب رقم (٥٩) : عزل بكتيريا الأزوتوباكتر *Azotobacter* المثبتة للأزوت الجوى

### الأدوات والمواد المطلوبة:

عينة تربة زراعية خصبة - ماصات معقمة - أطباق بتري معقمة - زجاجات العينات التى تحتوى كل منها على ٩٠ سم<sup>٣</sup> ماء حنفية - دوارق تحتوى على بيئة المانيتول والسكرورز السائلة المعقمة وانخالية من النيتروجين وذلك بمعدل ٢٥ سم<sup>٣</sup> لكل دورق - أنابيب تحتوى على بيئة أجار المانيتول والسكرورز المعقمة .

### خطوات العمل :

- ١- إعمل سلسلة التخفيفات العشرية كما سبق فى طريقة العد بالأطباق.
- ٢- لقح كل دورق من الدوارق المحتوية على البيئة السائلة بمعدل ١ سم<sup>٣</sup> لكل دورق.
- ٣- حضن الدوارق على درجة ٢٥-٢٨°م لمدة أسبوعين ثم إفحص لمعرفة وجود خلايا الأزوتوباكتر بكل دورق وذلك بظهور الغشاء المميز . وكذلك بالفحص الميكروسكوبى بعد عمل غشاء وصبغه بطريقة جرام وذلك للتأكد من وجود خلايا الأزوتوباكتر البيضاوية المفردة أو المتجمعة فى أزواج والسالبة لجرام والتى يحاط كل زوج منها بطبقة لزجة يطلق عليها الكبسول.
- ٤- يمكنك عزل الأزوتوباكتر بطريقة الأطباق المخطوطة أو المصبوبة على البيئة الصلبة.

٥- حضن الأطباق على درجة ٢٥-٢٨°م حتى ظهور المستعمرات ثم افحص هذه المستعمرات ميكروسكوبياً باستمرار والتي تتميز بقوامها المخاطي. وإذا شوهدت إحدى المستعمرات نقية ينقل جزء منها إلى أنابيب البيئة الصلبة المائلة وتحضن على نفس الدرجة مع التأكد من نقاوتها بعد ذلك بالفحص الميكروسكوبي.

أسئلة :

١- أذكر بعض العوامل التي تؤثر على نتائج العد الميكروبي بطريقة الأطباق.

٢- لماذا تعطى طريقة العد الميكروبي بالأطباق أعداداً أقل من الواقع .

٣- عند عد المستعمرات البكتيرية في ثلاث أطباق متقحة من التخفيف الرابع (١٠<sup>-٤</sup>) من معلق تربة خصبة وجد أنها ١٧٥ ، ٢٣٠ ، ١٨٨ مسعمرة. فما هو عدد الخلايا في كل جرام تربة جافة إذا علمت أن نسبة الرطوبة في عينة التربة كانت ٣٥ %.

٤- أذكر بعض المجموعات البكتيرية التي يمكن تقديرها بطريقة العد بالأطباق.

٥- أذكر أسماء وأشكال بعض الفطريات التي تسود في التربة الزراعية.

٦- أذكر بعض المجموعات البكتيرية التي تستخدم طريقة العد التقريبية دون غيرها في عدّها معللاً سبب ذلك.

٧- عند تقدير عدد بكتيريا الأزوتوباكتر في عينة تربة خصبة تم انحصارها على النتائج التالية :

التخفيف	١٠ <sup>-١</sup>	١٠ <sup>-٢</sup>	١٠ <sup>-٣</sup>	١٠ <sup>-٤</sup>	١٠ <sup>-٥</sup>	١٠ <sup>-٦</sup>
عدد الأنابيب الموجبة	٤	٤	٤	٢	١	صفر

بإستخدام جداول العد التقريبية (توجد بآخر الكتاب) قدر عدد الخلايا في كل ١ جرام وزن جاف من التربة إذا علمت أن نسبة الرطوبة في العينة ٢٨ %.

٨- قارن بين خصائص العقد الجذرية الصادقة والكاذبة التي تكونها بكتيريا الرايزوبيا على جذور النباتات البقولية .

٩- أذكر الخصائص التي تتميز بها مستعمرات الرايزوبيا المتكون على سطح بيئة الأجار.

١٠- ما هي خصائص خلايا الأروتوباكتر وكيف يمكن الكشف عن نموها على البيئة السائلة.

١١- لماذا يصعب عزل خلايا الأروتوباكتر بحالة نقية عل ؟

١٢- ما هو الهدف من عملية البسترة التي تتم لتخفيفات التربة عند عزل بكتيريا انكلوستريديم.

١٣- ما هي فائدة المسمار الموضوع في الأنبوبة وكذلك الفاسبار عند عزل بكتيريا الكلوستريديم من عينات تربة زراعية .

١٤- أذكر أسماء بعض الميكروبات الهوائية واللاهوائية المحللة للسليولوز.

١٥- ما الهدف من دراسة تكتيك روسي وكلونني .

## الدرس العملي الثاني والعشرون

### ميكروبيولوجيا المياه

#### Water Microbiology

تلعب الكائنات الحية الدقيقة دوراً هاماً في حياة الإنسان ، فمن المعروف أن أغلبها نافع والقليل منها ضار . ويعتبر علم الميكروبيولوجيا من العلوم التطبيقية بالدرجة الأولى نظراً لأنه يهتم بمجالات متعددة حيث يسهم في تقدم مجالات علوم الاراضى والمياه والصناعات الغذائية والألبان والتخميرات الصناعية ومقاومة الأمراض والحشرات .

ويعتبر الماء من الأهمية بمكان لكل الكائنات الحية علي سطح الأرض، حيث أنه مصدر الحياة ، لذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم (وجعلنا من الماء كل شيء حي) صدق الله العظيم . والمياه التي هي مصدر الحياة يجب ألا يكون لها لون او ضعد او رائحة ، ولكن إذا تطرق إليها التلوث فإن ذلك يسبب تغيراً في اللون أو الطعم أو الرائحة أو كل هذه الصفات وتستخدم المياه بصفة أساسية في كل من الصناعات الغذائية والإستخدامات المنزلية الأتمية .

ويهدف هذا الدرس إلى تنمية قدرة الطالب على فحص المياه من الناحية الميكروبيولوجية قبل إستخدامها في التصنيع الغذائي أو الإستهلاك الأتمى ، مع إعتبار أن هذه المياه جيدة وأمنة من الناحية الكيميائية . ولذلك يجب في نهاية هذا الدرس أن يكون الدارس ملماً وعلى دراية كافية بكل مما يأتى:

١ - إجراء تعداد كلى للبكتيريا التي توجد في المياه.

٢ - الكشف عن وجود ميكروبات ممرضة في المياه.

٣ - معرفة مصدر البكتيريا الممرضة إن وجدت.



٤- الفرق بين أفراد بكتيريا القولون كدليل قاطع علي وجود البكتيريا الممرضة ذلك في محاولة لإيقاف نموها وتجنب أضرارها . وعن طريق الاختبارات السابقة يكون الدارس قادراً علي الحكم علي مدى صلاحية المياه ، ويصبح مؤهلاً للعمل في أحد المعامل البكتيريولوجية المتخصصة في الحكم علي صلاحية المياه للإستهلاك الآدمي سواء في محطات تنقية المياه أو في مصانع الأغذية والألبان.

تدريب رقم (٦٠) : تقدير العدد الكلي لبكتيريا المياه

### Determination of total bacterial count of water

يجرى هذا التدريب بهدف إكساب الدارس مهارة تقدير أعداد الخلايا البكتيرية الموجودة في عينة مياه سواء كانت مياه أنهار أو آبار أو ترع ، وكذلك إكسابه كيفية أخذ عينة المياه موضع التحليل بحيث تكون ممثلة للمصدر . ونتيجة هذا الاختبار تعطي صورة تقريبية إلي حد ما عن مدى تلوث هذا المصدر المائي ، كما تعطي للطالب فكرة واضحة عن أشكال البكتيريا الموجودة وذلك بعد فحصها ميكروسكوبياً مما يكسب الدارس خبرة جيدة للعمل في محطات تكرير مياه الشرب وكذلك في مصانع الأغذية والألبان .

شروط أخذ العينة :

يجب أن تكون العينة المأخوذة ممثلة تماماً للمصدر المائي المراد إختباره، مع ضرورة أخذ العينات تحت شروط التعقيم وسرعة إجراء التحليل حتى لا يتغير المحتوى الميكروبي للعينة بالزيادة أو النقص . وإذا تعذر ذلك فيجب أن تحفظ العينات في الثلاجة على درجة حرارة  $-10^{\circ}\text{C}$  لحين إجراء التحاليل المطلوبة.

ويراعى عند أخذ العينات نوعية المياه المراد فحصها وإستخدام الطريقة الملائمة لأخذ العينة فإذا كانت العينة من ماء حنفية فيجب أن تعقم فوهة الحنفية باللهب أولاً ، ثم تترك مفتوحة لمدة ٥ دقائق قبل أخذ العينة . أما إذا كانت العينة من مياه طلمبات فيراعى ترك الطلمبة تعمل لفترة من الزمن (١٥ ق) للتخلص من المياه المخزنة قبل أخذ العينة . وإذا كانت العينة من مياه معاملة بالكلور فيجب إضافة مسحوق ثيوسلفات الصوديوم بمعدل ٠,٠٢ جرام / لتر لتتحد هذه المادة مع الكلور المتبقى بالمياه وتوقف تأثيره . وفى حالة ما إذا كانت عينة المياه مطلوبة من مياه جارية فيجب توجيه فتحة زجاجة جمع العينات لتكون عكس التيار ، أما إذا كانت العينة مطلوبة من مياه ساكنة فتؤخذ العينات من تحت سطح الماء لتجنب التلوث من المخلفات التى على السطح.

#### الأدوات والمواد المطلوبة:

زجاجة عينات معقمة تحتوى على عينة الماء المراد فحصها -  
أطباق بترى معقمة - أنابيب إختبار بكل منها ٩سم<sup>٣</sup> ماء معقم - ماصات  
سعة ١سم<sup>٣</sup> معقمة - بيئة أجار الجلوكوز ومستخلص الخميرة موزعة في  
أنابيب إختبار بواقع ١٠ اسم<sup>٣</sup> لكل أنبوبة إختبار.

#### خطوات العمل:

١ - رج العينة التي بالزجاجة رجاً جيداً ثم قم بعمل سلسلة من التخفيفات

العشرية كالمعتاد Decimal dilutions

٢ - خذ بماصة معقمة مبتدئاً بالتخفيفات العالية اسم<sup>٣</sup> من كل تخفيف وضعه في طبق بترى معقم وذلك تحت شروط التعقيم.

٣ - سيح أنابيب بيئة الجلوكوز ومستخلص الخميرة وذلك باستخدام حمام مائي على درجة ١٠٠°م ثم إتركها حتى تبرد دون أن تتجمد .

- ٤ - صب في كل طبق بترى من الأطباق السابقة أنبوبة من البيئة السابقة.
- ٥ - أترك الأطباق علي درجة حرارة المعمل بعد رجها بهدوء حتي تتجمد ثم توضع مقلوبة في الحضان علي درجة حرارة ٣٧°م لمدة ٢٤ ساعة.
- ٦ - إفحص الأطباق فحصاً جيداً مستبعداً الأطباق التي تحتوي علي أعداد أقل من ٣٠ مستعمرة وتلك التي تزيد عن ٣٠٠ مستعمرة.
- ٧ - سجل أعداد المستعمرات في الأطباق التي تتراوح مستعمراتها ما بين ٣٠ - ٣٠٠ مستعمرة ثم أحسب المتوسط الحسابي لثلاث مكررات لكل تخفيف والذي يضرب بدورة في مقلوب التخفيف المستخدم لحساب عدد الخلايا في اسم<sup>٣</sup> من العينة تحت الدراسة.
- ٨ - سجل نتائجك في جدول كالاتي :

الفحص الميكروسكوبي		الوصف المزرعي للمستعمرات	عدد المستعمرات النامية	المكررات	التخفيف
وصف الخلية	طريقة الصبغ المستخدمة				
			$\Sigma =$ $\bar{X}$	R1 R2 R3	$10^{-3}$
			$\Sigma =$ $\bar{X}$	R1 R2 R3	$10^{-4}$
			$\Sigma =$ $\bar{X}$	R1 R2 R3	$10^{-5}$
			$\Sigma =$ $\bar{X}$	R1 R2 R3	$10^{-6}$

## تدريب رقم (٦١) : التحليل القياسي للمياه Standard analysis of water

يجرى هذا التدريب بهدف إكساب الدارس مهارة الكشف عن تلوث المياه حيث لا يعتبر الماء صالحا للشرب إلا إذا كان خالياً من البكتيريا الممرضة . ونظراً لصعوبة الكشف عن هذه البكتيريا في المياه فيمكن الكشف عن أفراد مجموعة القولون وبالأخص ميكروبي *E. coli* و *Enterobacter aerogenes* . وهي التي تتواجد في أمعاء الإنسان والحيوان ، وتصل للمياه مع الميكروبات الممرضة من مخلفات الإنسان أو الحيوان ، ووجودها في المياه يعتبر دليلاً على التلوث بمياه المجاري . لذلك يهدف هذا التدريب إلى الكشف عن تلوث المصدر المائي تحت الدراسة بمياه المجاري ويتم اختبار تلوث المياه بالمخلفات الأدمية أو الحيوانية بالكشف عن بكتيريا القولون Examination for coliform بإجراء ثلاث اختبارات متتالية هي :

### الاختبار الإجمالي Presumptive test

#### فكرة الاختبار:

تعتمد فكرة هذا الاختبار على قدرة بكتيريا القولون على تخمير سكر اللاكتوز وإنتاج حامض وغاز خلال ٢٤ ساعة من التحضين على درجة ٣٧°م بحيث يمثل الغاز نسبة ١٠٪ من حجم أنبوبة درهام . وفي هذه الحالة يعتبر الاختبار موجب وتكون العينة غير صالحة للشرب . وإذا لم يتكون غاز يعتبر الاختبار سالب وتكون العينة صالحة للاستخدام الأدمي . أما إذا تكون غاز بنسبة أقل من ١٠٪ من حجم أنبوبة درهام فيجب السماح للعينة بالتحضين ٢٤ ساعة أخرى ، فإذا لم يتكون غاز بعد ٤٨ ساعة دل ذلك على عدم التلوث وبالتالي صلاحية المياه للاستخدام الأدمي . أما في حالة تكون

غاز بأي نسبة بعد ٤٨ ساعة فتعتبر العينة مشكوكا فيها Doubtful presumptive test ويجب أن يجري عليها باقي الاختبارات.

#### الأدوات والمواد المطلوبة:

عينة المياه المراد فحصها - ماصات معقمة سعة اسم<sup>٢</sup> - بيئة بويون اللاكتوز لإختبار التخمر موزعه في أنابيب إختبار بواقع ٧ اسم<sup>٢</sup> لكل أنبوبة.

#### خطوات العمل:

- ١ - لقم أنابيب بيئة بويون اللاكتوز لإختبار التخمر بنقل اسم<sup>٢</sup> من عينة المياه لكل أنبوبة.
- ٢ - ضع الأنابيب في الحضان علي ٣٧°م لمدة ٢٤ ساعة.
- ٣ - إختبر الأنابيب بوجود غاز بعد فترة التحضين.
- ٤ - ضع الأنابيب في الحضان لمدة ٢٤ ساعة أخرى إذا لم تعطي غاز يمثل ١٠٪ من حجم أنبوية درهام.
- ٥ - إذا لم يتكون غاز بعد ٤٨ ساعة تحضين تعتبر نتيجة الإختبار سالبة.
- ٦ - نون النتائج.

#### الإختبار التحقيقي Confirmatory test

##### فكرة الإختبار:

إذا كانت نتيجة الإختبار الإحتمالي السابق موجبة أو مشكوكا فيها فيجب إجراء هذا الإختبار باستعمال بيئة أجار الإيوسين وأزرق الميثيلين Eosin methylene blue agar medium (EMB) وذلك بإضافة كمية معلومة من صبغة الإيوسين الحامضية وصبغة أزرق الميثيلين القاعدية إلي أجار اللاكتوز المغذي بعد ذلك تصب البيئة في أطباق بتري المعقمة ثم تترك فترة لتتصلب ثم تلقح الأضباق وتحضن علي ٣٧°م لمدة ٢٤ ساعة . بعد ذلك



تفحص الأطباق من حيث لون المستعمرات البكتيرية الناتجة ولاحظ أن الميكروبات التي لا تخمر سكر اللاكتوز غالباً ما تكون شفافة علي هذه البيئة المغذية حيث أن الصبغة لا تمتص علي الخلايا .

### الأدوات والمواد المطلوبة

أطباق بتري بها بيئة EMB - أنابيب الاختبار الإحتمالي التي أعطت نتيجة موجبة أو مشكوكا فيها - مزارع نقية عمرها ٢٤ ساعة لكل من *E-coli* & *Enterobacter aerogenes*

### خطوات العمل:

١ - قسم قاع طبق بتري المحتوي علي بيئة EMB إلي ثلاثة أقسام باستخدام قلم ماركر.

٢ - لقم القسم الأول من المزرعة النقية لبكتيريا *E.coli* والقسم الثاني من المزرعة النقية لبكتيريا *E.aerogenes* بينما يلقم القسم الثالث بواسطة العينة الموجبة أو المشكوك فيها والناتجة من الاختبار الاحتمالي وذلك بطريقة التخطيط.

٣ - ضع الطبق مقلوباً في الحضان علي درجة حرارة ٣٧°م لمدة ٢٤ ساعة.

٤ - إختبر المستعمرات الناتجة بعد فترة التحضين ودارن المستعمرات الناتجة في الجزء الملقح بالعينة المشكوك فيها مع مثيلتها من المستعمرات الناتجة من الأقسام الملقحة بالمزارع النقية.

٥ - دون النتائج ولاحظ أن :

أ- المستعمرات الممثلة لميكروب *E. coli* تتميز بأنها صغيرة الحجم ، ذات مركز أسود ولها لمعان معدني مخضر .

ب- المستعمرات الممثلة لميكروب *E. aerogenes* تتميز بأنها أكبر حجماً، بنية المركز وليس لها لمعان معدني.

٦- خذ جزء من كل مستعمرة من المستعمرات المختارة والممثلة لبكتيريا القولون ولقح بها بيئات أجار مغذي للحصول على مزارع مائلة من هذه الميكروبات بعد التحضين.

٧- يمكن استخدام بيئة Endo agar بدلاً من بيئة EMB وفي هذه الحالة تكون مستعمرات *E. coli* على هذه البيئة ذات مركز غامق وتلون البيئة حولها بلون أحمر ذات لمعان معدني . أما مستعمرات *E. aerogenes* فليس لها مركز غامق وتكون معتمة وردية اللون.

### الإختبار التكميلي Completed test

#### فكرة الإختبار:

يجرى هذا الإختبار بغرض التأكد من أن الميكروبات التي ظهرت في الإختبار التحقيقي وتم إختيارها كميكروبات ممثلة لبكتيريا القولون . التأكد من أن هذه الميكروبات تستطيع أن تخمر سكر اللاكتوز مرة ثانية وبأن لها نفس خصائص بكتيريا القولون حيث أنها بكتيريا عصوية قصيرة غير متجترمة سالبة لصبغة جرام.

#### الأدوات والمواد المطلوبة:

الأطباق التي أعطت نتيجة موجبة من الإختبار السابق - أنابيب إختبار بها بيئة بويون اللاكتوز لإختبار التخمر - صبغة جرام - شرائح زجاجية - أنابيب بها أجار مغذي مائل .

#### خطوات العمل:

١ - لقح أنابيب بيئة بويون اللاكتوز لإختبار التخمر وذلك باستخدام المزارع المائلة الناتجة من الإختبار التحقيقي.

- ٢ - ضع الأنابيب بعد التلقيح في الحضان علي  $37^{\circ}\text{C}$  لمدة ٢٤ ساعة.
  - ٣ - من نفس المزارع المائلة السابقة حضر أغشية وإصبغها بصبغة جرام وإفحصها باستخدام العدسة الزيتية المنغمة.
  - ٤ - يعتبر الإختبار موجب إذا رأيت عصويات قصيرة غير متجترمة سالبة لجرام مخمرة لسكر اللاكتوز مع إنتاج حامض وغاز.
- التفرقة بين أفراد مجموعة القولون :

### Differentiation between coliform group members

نظراً لوجود تشابه كبير بين أفراد مجموعة القولون وخاصة *E. coli* & *Enterobacter aerogenes* في الصفات الظاهرية لذا فإنه من الأهمية بمكان التفرقة بينهما من خلال بعض الإختبارات التي تعتمد علي بعض الخصائص الفسيولوجية للميكروب ويتم ذلك كما يلي :

### إختبار إنتاج الإندول Indol production test

تدريب رقم (٦٢) : الكشف عن إنتاج الإندول

فكرة الإختبار :

تعتمد فكرة الإختبار علي قدرة ميكروب *E. coli* علي تحليل الحامض الأميني تربتوفان وتكوين مادة الإندول الطيارة والتي يمكن الكشف عنها بورقة مبللة بحمض الأكساليك حيث تعطي لونا أحمر.

الأدوات والمواد المطلوبة:

- مزرعة سائلة نقية لميكروبي *E. coli* و *E. aerogenes* عمر ٢٤ ساعة -
- محلول حمض الأكساليك - أنابيب إختبار بها بيئة مرق التربتون -
- قصاصات من ورق الترشيح .

## طريقة العمل :

- ١ - لقع بيئة مرق التريبتون بالميكروبات تحت الدراسة كلا بمفرده.
- ٢ - ضع قصاصة مستطيلة الشكل من ورق الترشيح المبلى بحمض الأكساليك في أعلى أنبوبة الإختبار المحتوية علي البيئة بعد تلقيحها بحيث تكون معلقة بالسداة القطنية.
- ٣ - ضع الأنابيب في الحضان علي  $37^{\circ}\text{C}$  لمدة ٢٤ ساعة.
- ٤ - دون ما تري من نتائج ملاحظا أى الأنابيب التى تتلون فيها ورقة الترشيح المبلة بحمض الأكساليك باللون الأحمر تكون موجبة والتى لا تتلون تكون سالبة .
- ٥- تعرف على الميكروب الذي يعطى نتيجة موجبة والميكروب الآخر الذي يعطى نتيجة سالبة وسجل النتائج .

## إختبار أحمر الميثيل Methyl red test

تدريب رقم (٦٣) : الكشف عن تكون حامض  
فكرة الإختبار :

تعتمد فكرة هذا الإختبار على قدرة ميكروب *E. coli* على تمثيل سكر الجلوكوز وتكوين كمية كبيرة من الحامض تغير لون دليل أحمر الميثيل، فى حين أن كمية الحامض المتكونة بواسطة ميكروب *E. aerogenes* تكون غير كافية لتغيير لون الدليل .

### الأدوات والمواد المطلوبة:

مزارع سائلة نقيه لكل من *E.coli* و *E.aerogenes* - أنابيب اختبار بها بيئة بويون الجلوكوز - محلول من دليل أحمر الميثيل .

### خطوات العمل :

١ - قم بتلقيح أنابيب بيئة بويون الجلوكوز بكل ميكروب من الميكروبات موضع الدراسة مع ترك أنبوية أخرى للمقارنة.

٢ - ضع الأنابيب في الحضان علي ٣٧°م لمدة ٢٤ ساعة.

٣ - بعد التحضين أضف نقطتين من دليل أحمر الميثيل.

٤ - لاحظ أن تحول لون الوسط الغذائي إلي اللون الأحمر دليل على إيجابية الاختبار.

٥ - دون النتائج وإعرضها على مشرف الحصة لتأكيدها.

### إختبار الحلقة الحمراء (V.P) Voges-Proskauer test

تدريب رقم (٦٤) : الكشف عن مادة الأسيتيل ميثيل كاربينول

### فكرة الإختبار :

يعتمد هذا الإختبار على قدرة ميكروب *E. aerogenes* على تكوين مادة أستيل ميثيل كاربينول (AMC) *Acetyl methyle carbinol* أثناء عملية التمثيل الغذائي ، بينما لا تستطيع أفراد الـ *E. coli* إنتاج هذا المركب.

### الأدوات والمواد المطلوبة:

مزارع سائله نقيه عمرها ٢٤ ساعة لميكروبي *E.coli* و *E.aerogenes* - أنابيب إختبار بها بيئة مرق الجلوكوز والفوسفات



والبيتون - محلول ٤٠٪ من NaOH أو KOH - دليل الألفانفتول أو مسحوق الكرياتين .

### خطوات العمل :

- ١- لقع أنابيب مرق الجلوكوز والفوسفات والبيتون بكل ميكروب من الميكروبات موضع الدراسة مع ترك أنبوبة أخرى للمقارنة.
- ٢- ضع الأنابيب في الحضان علي ٣٧°م لمدة ٤٨ ساعة.
- ٣- بعد فترة التحضين أضف اسم<sup>٣</sup> من محلول NaOH وبضع نقط من دليل الألفانفتول أو الكرياتين .
- ٤- رج جيداً وأترك الأنابيب فترة تتراوح من ٢ - ٤ ساعات.
- ٥- دون النتائج مع ملاحظة تكون مادة الأسيتيل ميثيل كاربينول والتي تظهر في صورة حلقة حمراء على سطح البيئة في وجود المادة القلوية (NaOH) والهواء الجوى (CO<sub>2</sub>) وعند توافر الألفانفتول والحمض الأميني الأرجنين الموجودة في البيئة الغذائية وذلك في حالة النتيجة الموجبة.

### إختبار تمثيل السترات Koser's test

تدريب رقم (٦٥) : الكشف عن تمثيل السترات

فكرة الإختبار :

تعتمد فكرة هذا الإختبار على قدرة ميكروب *E.aerogenes* على استخدام أملاح السترات كمصدر وحيد للكربون Citrate utilization ، بينما لا تستطيع أفراد *E.coli* النمو على هذه الأملاح نتيجة عدم قدرتها على تمثيلها.

### الأدوات والمواد المطلوبة:

مزارع سائله نقيه لميكروبي *E.coli* و *E.aerogenes* - أنابيب إختبار بها بيئة السترات السائلة .

### خطوات العمل:

- ١- قم بتلقيح الميكروبات المذكورة في بيئة السترات.
- ٢- ضع الأنابيب في الحضان علي  $37^{\circ}\text{C}$  لمدة ٤٨ ساعة.
- ٣- بعد فترة التحضين شاهد وجود نمو من عدمه.
- ٤- وجود النمو الميكروبي في صورة عكارة دليل إيجابية الإختبار.
- ٥- يمكن إجراء هذا الإختبار باستخدام بيئة أجار السترات أى أجار مائل وظهور النمو علي سطح بيئة الأجار المائل يكون دليلاً علي إيجابيه الإختبار.

### أسئلة:

- ١ - إشرح كيف تقوم بتقدير العدد البكتيري الكلي لعينة مياه مع ذكر المصدر .
- ٢ - وضح كيف تكتشف تلوث عينة مياه شرب بمصدر مياه مجارى من عدمه.
- ٣ - ما هي الفكرة الأساسية التي بنيت عليها كل من إختبارات الـ IMVIC؟



## الدرس العملي الثالث والعشرون

### ميكروبيولوجيا الألبان

#### *Dairy Microbiology*

يؤخذ العدد البكتيري الكلي Total bacterial count في عينة لبن كدليل هام علي ظروف إنتاجه وتداوله ومقدرته علي الحفظ Keeping quality . وتعتبر زيادة الميكروبات باللبن الخام دليلاً علي تلوثه بدرجة كبيرة أثناء الإنتاج والتداول خاصة إذا ما تم تداوله بدون تبريد . هذا وقد يحتوي اللبن علي عدد كبير من البكتيريا دون أن يظهر عليه أي تغير غير طبيعي لأن التغير لا يتم إلا إذا وصلت أعداد الميكروبات إلي حد معين . كذلك يعتبر نوع البكتيريا دليلاً مهماً علي تحديد مصدر التلوث ونوع الفساد . ويستهدف هذا الدرس تدريب الطالب علي فحص عينة لبن من الناحية البكتيريولوجية من حيث أعداد البكتيريا والتغيرات التي تحدثها في اللبن من خلال دراسة بيئة لبن عباد الشمس حتى يكتسب الخبرة التي تمكنه من العمل في المعامل البكتيريولوجية بمصانع الألبان والمنتجات اللبنية . وعموماً يمكن فحص عينه لبن بكتريولوجياً كالآتي :

أولاً: تقدير العدد البكتيري الكلي

#### **Determination of total bacterial count**

تدريب رقم (٦٦) : طريقة العد بالأطباق Plate count method

تعتبر هذه الطريقة شائعة الإستعمال لتوافر إمكانياتها، وسهولة إجرائها. وتجرى بنفس الطريقة التي سبق شرحها في الدرس السابق

(ميكروبيولوجيا المياه) مع استعمال عينة اللبن موضع الدراسة بدلاً من عينة المياه ، وكذلك استخدام البيئة المناسبة. ولا تنمو جميع الميكروبات الموجودة في اللبن بدرجة واحدة على درجة حرارة واحدة . لذلك فقد وجدت طريقة موحدة باستعمال درجة حرارة معينة وبيئة مناسبة لتقدير أعداد البكتيريا التي تنمو في الظروف السابق ذكرها . وتستخدم هذه الطريقة لما لها من مزايا كطريقة معترف بها لتدريج اللبن وتحديد سعره بعد إنتاجه وكذلك منتجات الألبان الأخرى .

#### الأدوات والمواد اللازمة :

عينات مختلفة من اللبن - بيئة أجار مستخلص التربتون والجلوكوز Tryptone glucose extract agar (T.G.E.A) - لبن فرز معقم - أطباق بترى معقمة - ماصات معقمة - حمام مائي - أنابيب بها ٩ سم<sup>٣</sup> محلول فسيولوجي معقم .

#### خطوات العمل :

١- ضع ورق بيئة أجار مستخلص التربتون والجلوكوز المتصلبة في حمام مائي حتى تسيل . برد لدرجة ٤٥°م حيث يضاف اللبن الفرز المعقم بنسبة ١% وتخلط جيداً وتحفظ على هذه الدرجة .

٢- رج عينة اللبن المعطاه لك عدة مرات ثم إعمل التخفيفات تحت شروط التعقيم من ١/١٠ إلى ١/١٠٠٠٠٠٠٠ باستعمال المحلول الفسيولوجي أو الماء المعقم ثم خذ بماصة معقمة مبتدئاً بالتخفيفات العالية ١ سم<sup>٣</sup> من كل تخفيف وضعه في طبق بترى معقم في ثلاث مكررات ثم صب حوالى ١٠ سم<sup>٣</sup> من البيئة السابقة في كل طبق مع مراعاة شروط التعقيم . كما يلاحظ رج البيئة جيداً بالأطباق حتى تمتزج تماماً وتتوزع بانتظام .



٣- تقلب الأطباق بعد تمام تجمدها وتحضن على درجة  $30^{\circ}\text{C}$  لمدة يومين . وبعد فترة التحضين تعد الأطباق المحتوية على أعداد تتراوح بين ٣٠ ، ٣٠٠ مستعمرة باستعمال صندوق العد ثم يقدر المتوسط الحسابي للطبقين ويضرب  $\times$  مقلوب التخفيف فيكون الناتج هو العدد في  $1\text{ سم}^3$  من العينة يراعى ذكر درجة حرارة التحضين في كل تجربة .

٤- يمكن تقدير الميكروبات المقاومة للحرارة Thermoduric باللبن وذلك بتسخين جزء من العينة في أنبوبة اختبار معقمة على درجة  $143^{\circ}\text{F}$  ( $62^{\circ}\text{C}$ ) لمدة ٢/١ ساعة في حمام مائي ثم تبرد الأنبوبة بسرعة في ماء بارد ثم ترج جيداً ويعمل منها التخفيفات المناسبة وتوزع بالطريقة السابقة. عد الأطباق المناسبة ودون النتائج كعدد الميكروبات المقاومة للحرارة /  $1\text{ سم}^3$  من العينة مع ذكر درجة حرارة التحضين .

يلاحظ أن أهم مزايا هذه الطريقة أنها تعطي فكرة صحيحة عن عدد الميكروبات الحية في اللبن كما يمكن عزل الميكروبات بحالة نقية وتعريفها. أما عيوبها فهي كثرة الأدوات المستعملة وطول الوقت اللازم للحصول على النتيجة . هذا علاوة على أنه لا توجد بيئة واحدة مناسبة لتنمية جميع المجموعات البكتيرية المختلفة مثل الميكروبات اللاهوائية والفطريات والخمائر وغيرها .

تدريب رقم (٦٧) : العد بالطريقة الميكروسكوبية المباشرة

### Counting by direct microscopic method

الأدوات والمواد المطلوبة:

عينه لبن - شريحة ميكرومترية - شريحة Breed - ماصة باستير ٠,٠١ سم<sup>٣</sup> ويمكن استخدام ورق رسم بياني لتحديد مساحة  $1\text{ سم}^3$  علي شريحة

عادية عند عدم وجود شريحة Breed - ميكروسكوب ضوئي - صبغة  
أزرق الميثيلين - زيلول - كحول ٩٥%  
خطوات العمل:

- ١- إحسب مساحة الحقل الميكروسكوبي بعد تقدير قطره كما سبق شرحه.
- ٢- قدر عدد المجالات أو الحقول الميكروسكوبية والتي تسمى بالمعامل الميكروسكوبي التي يحتمل تواجدها في مساحة ١ سم<sup>٢</sup> على الشريحة العادية .
- ٣- خذ حجم معلوم من عينه اللبن تحت الدراسة قدره ٠,٠١ سم<sup>٣</sup> وإنشره جيداً علي مساحة ١ سم<sup>٢</sup> على الشريحة العادية.
- ٤- أترك الغشاء ليُجف هوائياً ولا تستخدم الحرارة في التجفيف حتى لا يتشقق الغشاء ، ثم إغمر الشريحة في كأس به زيول لمدة دقيقة لإزالة حبيبات الدهن ثم أتركها لتجف هوائياً مرة ثانية.
- ٥- إغسل الشريحة في كحول ٩٥% للتخلص من أثر الزيول ثم أتركها لتجف هوائياً أيضاً.
- ٦- إصبغ الغشاء بأزرق الميثيلين لمدة ١ دقيقة ثم إغسل بالماء وجفف هوائياً.
- ٧- إفحص بالعدسة الزيتية المنغسة مقدراً أعداد البكتيريا في حوالي ٢٥ - ٣٠ حقل ميكروسكوبي ثم خذ المتوسط الحسابي وإضربه في المعامل الميكروسكوبي ثم إضرب الناتج في مقلوب التخفيف المستخدم للحصول على أعداد البكتيريا لكل ١ سم<sup>٣</sup> من عينة اللبن تحت الفحص .

## ثانيا : دراسة تأثير البكتيريا علي اللبن

### Action of microorganisms on milk

يعتبر اللبن غذاء كامل وبيئة صالحة لنمو أنواع كثيرة من البكتيريا إن لم يكن كلها لذلك تحدث فيه تغيرات كثيرة يمكن التعرف عليها من خلال بيئة لبن عباد الشمس.

تدريب رقم (٦٨) : التغيرات التي تحدثها البكتيريا في بيئة لبن عباد الشمس  
يجرى هذا التدريب بغرض تعريف الدارس بما تحدثه البكتيريا في اللبن كوسط غذائي مناسب لنمو البكتيريا وما هي التغيرات المختلفة التي تحدث والمظاهر المرئية التي من خلالها يستطيع الدارس الحكم علي مدى تلوث عينة اللبن ونوع الميكروب الملوث.

### الأدوات والمواد المطلوبة:

أنابيب اختبار تحتوي على بيئة لبن عباد الشمس معقمة - مزارع نقية عمر ٢٤ ساعة لميكروبات تنمو في اللبن وتحدث فيه بعض التغيرات مثل *E.coli* و *Bacillus subtilis* و *Streptococcus lactis* وغيرها.

### خطوات العمل :

- ١- لقح الأنابيب بالميكروبات السابقة كل بمفرده وأترك واحدة للمقارنة.
- ٢- ضع الأنابيب في الحضان علي ٣٧°م لمدة أسبوع مع المتابعة اليومية للتغيرات التي قد تحدث.
- ٣- سجل النتائج التي تشاهدها في جدول كالاتي :

الميكروب	قوام البيئة	نوع التجين إنزيمي-حامضي	هضم الخرثرة ولون الدليل	إختزال عباد الشمس	
				اللون	اليوم

هذا مع ملاحظة التغيرات التي تحدثها البكتيريا في اللبن كوسط غذائي من خلال بيئة لبن عباد الشمس كما يلي :

١- إنتاج حامض Acid production : حيث يحلل الميكروب النامي سكر اللاكتوز باللبن مع تكوين كمية من حامض اللاكتيك تكفي لتغيير لون الدليل من اللون البنفسجي إلى اللون الأحمر مع عدم تجين اللبن .

٢- تجين حامضي Acid clot : حيث تنتج كمية كبيرة من الحامض تخفض رقم الحموضة إلى ٤,٨ نتيجة للنشاط البكتيري مما يسبب تخثر اللبن مع تغير لون الدليل إلى الأحمر وهذا التغير يكون غير مصحوب بشرش.

٣- تجين حامضي مع هضم الخرثرة Acid peptonization : حيث أن هضم الخرثرة يجعل البيئة رائقة مع تكوين شرش وتغير لون الدليل إلى الأحمر وتسمى أيضاً ببيئة حامضية .

٤- تجين حامضي مع إنتاج غاز Acid clot with gas production : ويتم هذا التغير بفعل بكتيريا القولون حيث يتحلل سكر اللاكتوز مع تكوين حامض وغاز وبذلك تنتج خرثرة إسفنجية بها فقائيع غازية .

٥- التجين الإنزيمي Enzymatic clot : ينتج هذا التغير نتيجة نمو بكتيريا متجربة من جنس *Bacillus* تفرز إنزيم يشبه إنزيم الرينين

Renine like enzyme ولذا تتكون خثرة مصحوبة بشرش مع عدم تغير لون الدليل لعدم وجود حامض.

٦- إنتاج قلوية Alkali production : يحدث هذا التغير بسبب تحلل بروتين اللبن وإنتاج أمونيا تغير لون الدليل إلى اللون الأزرق.

٧- البيتة القلوية Alkaline peptonization : وهنا يحدث هضم للخثرة بعد تكونها وتتحلل مكوناتها البروتينية مع تصاعد الأمونيا والتي تغير لون الدليل إلى الأزرق .

ثالثاً : اختبار جودة بسترة اللبن

تدريب رقم (٦٩) : اختبار الفوسفاتيز Phosphatase test

يجرى هذا الاختبار لأهميته حيث يتخذ اختبار الفوسفاتيز أساساً لمعرفة كفاءة البسترة . ويعتمد هذا الاختبار على قياس مقدار نشاط إنزيم الفوسفاتيز الذي يوجد عادة في اللبن الخام والذي يهلك بعملية البسترة . ويدل وجود إنزيم الفوسفاتيز في اللبن المبستر على عدم كفاءة عملية البسترة فإذا حضن لبن خام يحتوى على إنزيم الفوسفاتيز مع محلول Disodium phenyl phosphate فينفرد الفينول Free phenol الذي يمكن تقديره كمياً بواسطة صندوق مقارنة الألوان أو بأى طريقة حديثة باستخدام جهاز HPLC مع وجود Standard .

الأدوات والمواد المطلوبة :

عينة لبن خام - عينة لبن مبستر وعينة لبن غير كامل البسترة - محلول منظم فوسفاتي phosphate buffer - محلول الكلوروفورم - دليل فولين



Folin-Ciocalteu's reagent - محلول كربونات الصوديوم - حمام مائي

- صندوق مقارنة الألوان - ماصات - أنابيب اختبار .

خطوات العمل :

١- حضر أنابيب اختبار كما يلي :

الأنبوبة الأولى تحتوى على ٠,٥ سم<sup>٣</sup> لبن مبستر ، ١٠ سم<sup>٣</sup> محلول منظم فوسفاتى .

الأنبوبة الثانية تحتوى على ٠,٥ سم<sup>٣</sup> لبن غير كامل البسترة ، ١٠ سم<sup>٣</sup> محلول منظم فوسفاتى .

الأنبوبة الثالثة تحتوى على ٠,٥ سم<sup>٣</sup> لبن خام ، ١٠ سم<sup>٣</sup> محلول منظم فوسفاتى .

الأنبوبة الرابعة تحتوى على ٠,٥ سم<sup>٣</sup> لبن خام ، ١٠ سم<sup>٣</sup> ماء مقطر للمقارنة .

الأنبوبة الخامسة تحتوى على ٠,٥ سم<sup>٣</sup> محلول منظم فوسفاتى للمقارنة .

٢- أضف إلى كل أنبوبة ٣ نقط من محلول الكلوروفورم لوقف النشاط الميكروبي .

٣- أخلط الأنابيب جيداً وحضن على درجة ٣٧°م لمدة ١٢ ساعة .

٤- بعد فترة التحضين أضف إلى كل أنبوبة ٤,٥ سم<sup>٣</sup> من كشاف Folin-Ciocalteu's reagent المخفف وأخلط جيداً ثم أترك الأنابيب لمدة ٣ دقائق ورشح .

٥- أضف إلى المترشح ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول كربونات الصوديوم ثم ضعها فى حمام مائى يغلى لمدة دقيقتين ..

٦- يعتبر تركيز اللون الأزرق المتكون مقياساً أو تقديراً للفسفاتيز وفي العادة يقدر ذلك باستعمال صندوق مقارنة الألوان أو يقدر كمياً باستخدام جهاز HPLC .

٧- شاهد العرض الجانبى لهذه التجربة ثم دون النتائج فى جدول موضحا المقارنة بين عينات اللبن المختبرة

٨- أكتب رأيك فى العينات .

تدريب رقم (٧٠) : دراسة بكتيريا حامض اللاكتيك

تقوم بكتيريا حامض اللاكتيك فى اللبن بتخمير سكر اللاكتوز مكونة خثرة حامضية (الزبادى) وأهم البكتيريا الموجودة بالزبادى هى :

*Streptococcus lactis*, *Lactobacillus acidophilus* and *Lactobacillus bulgaricus*

وكثيراً ما توجد عند فحص الزبادى بعض الخمائر ككائنات ملوثة له .

الألوان والمواد المطلوبة :

لبن زبادى - بيئة Tween agar - بيئة أجار الجلوكوز وعصير الطماطم .

خطوات العمل :

١- إعمل غشاء من عينة الزبادى انمعه لك وذلك بأخذ غمسة إبرة ونشرها على الشريحة الزجاجية ثم تجفيفها فوق مصباح كهربى . ثم ضع الشريحة فى وعاء به زيلول لمدة دقيقة لإزالة الدهن . ثم فى وعاء به كحول ٩٥ % لتثبيت الغشاء . ثم اغسل بالماء وأصبغه بطريقة جرام أو أزرق المثيلين .

٢- أفحص الغشاء بالعدسة الزيتية ودون ما تشاهده مع ملاحظة شكل الخلية ونظام التجمع - لاحظ وجود جراثيم من عنده .

٣- لعزل ميكروبات حامض اللاكتيك تستعمل بيئة أجار الجلوكوز وعصير الطماطم وذلك لإحتوائها على المواد الغذائية اللازمة لنمو هذه الميكروبات . إذ أنها معقدة التغذية وهذه البيئة ليست منتقاة إذ تظهر عليها الميكروبات الأخرى الموجودة باللبن. وقد تستعمل بيئة Tween agar المعروفة باسم Rogosa أو بيئة MRS وذلك لعزل ميكروبات حامض اللاكتيك وهذه البيئات منتقاة Selective media .

٤- عزل بكتيريا حامض اللاكتيك من عينة الزبادى التى أمامك بطريقة الأطباق المصبوبة بإستخدام البيئات المتخصصة Rogosa - MRS .

٥- حضن الأطباق على درجة ٣٠°م لمدة ٤ أيام .

٦- شاهد وأوصف مجاميع بكتيريا حمض اللاكتيك التى تظهر بأشكال نجمية أو عدسية أو مستديرة دقيقة وأحيانا تكون تحت سطح الأجار ، أعمل منها غشاء وأصبغه بطريقة جرام وأوصفها .

٧- لقح بيئة لبن عباد الشمس بمجاميع بكتيريا حامض اللاكتيك التى ظهرت على الأطباق ثم حضن على درجة ٣٠°م لمدة أسبوع ولاحظ التغيرات التى تحدث فى هذه البيئة يوميا ودون النتائج .

٨- أفحص عينة اللبن الزبادى التى أمامك . وأجر عملية عزل ميكروبات حامض اللاكتيك التى بها كما سبق شرحه . دون النتائج التى تحصل عليها .

تدريب رقم (٧١) : تأثير درجة حرارة التخزين على نمو الميكروبات باللبن  
تعتبر درجة الحرارة التي يحفظ عليها اللبن إحدى العوامل الهامة  
التي تحدد أنواع الميكروبات التي تنمو والتغيرات الناتجة . حيث أنه إذا حفظ  
اللبن على درجة حرارة المعمل فإنه يتخمر ويتجبن ولكن إذا حفظ جزء من  
هذا اللبن في ثلاجة فمن المحتمل أن يحدث به فساد لزج Ropiness . وقد  
يحدث به تحلل بطئ للبروتينات وفي اللبن الذي يحفظ على درجة حرارة  
المعمل تنمو بكتيريا حامض اللاكتيك التي تمنع نمو معظم الميكروبات  
الأخرى . أما اللبن الذي يحفظ في الثلاجة فإن بكتيريا حامض اللاكتيك  
وغيرها من الميكروبات تقف عن النمو بدرجة تسمح للميكروبات المحبة  
للبرودة المحللة للبروتين أو المسببة للفساد اللزج أن تنمو .

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

عينة من اللبن الخام - صبغة أزرق الميثيلين - سحاحة بها NaOH - دليل  
فينول فيثالين - زجاجات عينات معقمة .

#### خطوات العمل :

١- إعمل غشاء من عينة اللبن وأصبغه بالميثيلين الأزرق وأفحصه  
ميكروسكوبياً.

٢- قدر درجة الحموضة للبن باستخدام محلول NaOH .

٣- إملأ ٧ زجاجات عينات من اللبن التي أمامك وأقفلها ثم ضع واحدة من  
هذه الزجاجات على كل من درجات الحرارة الآتية : ٥ ، ١٠ ، ٢٠ ،  
٣٠ ، ٣٧ ، ٤٥ ، ٥٥°م.

٤- إفحص كل زجاجة يوميا للتغيرات التي تحدث باللبن وذلك بعد زج الزجاجة جيدا ، ثم اختبر للطعم والرائحة . أعمل غشاء من كل منها يوميا . ولاحظ التغيرات التي تحدث في اللبن وقارنها بالأغشية السابقة لها .

٥- بعد ٩ - ١٢ يوم قدر الحموضة للبن الموجودة في كل زجاجة باستخدام NaOH .

٦- لاحظ أشكال وأنواع الميكروبات الموجودة في الأغشية وارسمها . لاحظ تأثير درجات الحرارة المختلفة التي حفظ عليها اللبن على محتواه الميكروبي.

٧- ارسم الميكروبات التي تراها ثم أوصف شكل الخلايا ونظام التجمع ووجود خلايا متجرثمة من عدمه .

أسئلة :

١ - اشرح كيف تقدر أعداد بكتيريا اللبن بكل من طريقة الأطباق والطريقة الميكروسكوبية المباشرة.

٢ - وضح التغيرات المختلفة التي تحدثها البكتيريا في اللبن كوسط غذائي من خلال بيئة لبن عباد الشمس.

٣- أذكر الأسماء العلمية لبكتيريا اللبن الزبادى مع توضيح خصائص كل منها.

٤- كيف تكشف عن جودة بستره اللبن .

٥- وضح تأثير حرارة التخزين على نمو البكتيريا في اللبن .



## الدرس العملي الرابع والعشرون

### ميكروبيولوجيا الأغذية

#### Food Microbiology

تعتبر المواد الغذائية عماد الحياة فهي التي نبني منها أجسامنا ونحصل منها على الطاقة اللازمة للقيام بالوظائف الحيوية ، وهذه المواد قد تؤكل طازجة أو مطهية أو معاملة بمعاملات خاصة . وتوجد أنواع من الميكروبات المختلفة على أو في هذه المواد أو قد تجد طريقها إليها بوسائل عديدة وأهم هذه الميكروبات البكتيريا والفطريات والخمائر . ولنوع الغذاء وخصائصه الطبيعية والكيميائية أهمية كبيرة في تحديد نوع الميكروبات الموجودة به . وعليه لابد للقيام بالتحاليل الميكروبيولوجية للغذاء أن يكون على دراية كافية بنواحي تصنيعه المختلفة والكيفية التي يتم بها هذا التصنيع حتى يكون قادراً على تحديد مصادر التلوث ونوعه ويجب عليه مراعاة أن تكون العينة المأخوذة ممثلة لمراحل الإنتاج المختلفة في مصانع الأغذية وبذلك يكون قادراً على تفسير النتائج التي يحصل عليها . في صناعة المعلبات تؤخذ عينة في الـ ١٥ دقيقة الأولى من بداية التشغيل وفي الـ ١٥ دقيقة الأخيرة وفي نهاية التشغيل . ويكون مقدار العينة ١٢ غلبة في البداية وقبل النهاية ويحضر ثلث العينة على درجة ٣٠°م والثلث الآخر على درجة ٥٥°م لمدة ٣ أيام أما الثلث الثالث فيختبر مباشرة . ثم تفتح العلب وتدون درجة الحموضة واللون والرائحة ، ثم يبدأ العمل لمعرفة عدد الكائنات الحية الدقيقة ويستوجب ذلك إعداد المعمل لعملية العد . لما إذا كان الغذاء سائلاً فتؤخذ ١٢ عينة كل منها ١٠ سم<sup>٣</sup> بطريقة تمنع التلوث أي تحت شروط التعقيم

وتقسم إلى ٣ أقسام ويحضن قسمين منهما على درجة ٣٠°م ، ٥٥°م لمدة ٤٨ ساعة ثم يفحص القسمان وتُقارن النتائج بالقسم الذي تم إختباره ساعة أخذ العينة . أما الأغذية الجافة أو المسحوقة فيؤخذ منها بملعقة إثني عشر عينة من أماكن مختلفة ، ثم تخلط جيداً وتقسم إلى ٣ أقسام كل قسم يمثل أربع عينات ويفحص أحد الأقسام مباشرة . أما القسمين الآخرين فيضاف إليهما ماء للوصول إلى تركيز معين ومناسب تمهيداً لإجراء عملية العد .

تدريب رقم (٧٢) : إختبار الدقيق بكتيريولوجياً

### Bacteriological examination of flour

أولاً : التعداد الميكروبي في الدقيق : Microbial count of flour

يحتوى الدقيق على أنواع عديدة من الميكروبات كالفطريات والخمائر والبكتيريا والأكتينوميسيتس ويتوقف كميتها على عوامل عديدة منها درجة الرطوبة ونظافة البذور المطحونة من مسببات الأمراض النباتية الفطرية والبكتيرية وتلوث الدقيق بالأتربة والحشرات ، وعادة توجد البكتيريا المتجترمة بأعداد وفيرة نسبياً وذلك في طور الجراثيم لعدم ملائمة الدقيق لنمو الأطوار الخضرية خاصة إذا ما كانت نسبة الرطوبة به قليلة .

الأدوات والمواد اللازمة :

أطباق بترى معقمة - ماصات اسم<sup>٢</sup> معقمة - ماء فسيولوجى معقم ٩ سم<sup>٣</sup> -  
بيتة الأجار المغذى - بيئات غذائية بكتيرية - بيئات غذائية فطرية - بيئات  
غذائية لتنمية الخمائر.

### طريقة العمل :

- ١- زن بدقة مقدار ١٠ جم من الدقيق الجاف ثم إنقلها إلى زجاجة تحتوي على ٩٠ سم<sup>٣</sup> ماء معقم .
- ٢- رج جيداً ثم أجر التخفيف إلى ١ / ١٠٠٠ ( $10^{-3}$ ) .
- ٣- خذ من كل تخفيف ١ سم<sup>٣</sup> وضعه في طبق بترى معقم وكرر ذلك ثلاث مرات ثم صب بكل طبق بيئة غذائية مما سبق ذكره بعد تسييحها وتبريدها إلى درجة ٤٥°م .
- ٤- حضن الأطباق على درجة ٣٠°م لمدة ٢٤ ساعة أو لمدة أسبوع في حالة الكشف عن الفطريات .
- ٥- عد المستعمرات الميكروبية النامية على الأطباق ثم قدر العدد الكلى في الجرام الواحد وزن جاف . قسم الميكروبات النامية إلى بكتيريا - خميرة - فطريات . قسم البكتيريا إلى مجاميع تنتشر على سطح البيئة spreaders - بكتيريا ملونة ... الخ . دون النتائج في جدول .

### ثانياً : تقدير عدد البكتيريا المتجرثمة Counting of bacterial spores

يمكن تقدير عدد البكتيريا المتجرثمة وذلك بتسخين التخفيفات السابقة على درجة ٨٠°م لمدة ١٥ دقيقة ، ثم زراعتها كما سبق وعدها بعد فترة التحضين . قدر عدد البكتيريا المتجرثمة في عينة الدقيق النى أمامك ثم إنسبها إلى العدد الكلى للبكتيريا وذلك لكل ١ جم وزن جاف .

## تدريب رقم (٧٣) : إختبار السكر والنشا بكتيريولوجياً

### Bacteriological examination of sugar and starch

يستعمل السكر والنشا فى كثير من الصناعات الغذائية مثل الشربات والمربى والمثلوجات اللبنية وغيرها . ويراعى عادة أن يكون مثل هذه المواد ذات درجة عالية من الجودة البكتيريولوجية .

#### الأدوات والمواد اللازمة :

عينة من السكر - عينة من النشا - أطباق بترى وماصات ودوارق معقمة - بيئة أجار الجلوكوز المغذى فى زجاجات مقلطحة - بيئة مرق الجلوكوز ومستخلص الخميرة - بيئة أجار الجلوكوز والتربتون المحتوى على دليل بروموكريزول بربل - مرق انكبد المغذى - أجار البيبتون والحديد - ماء معقم .

#### أولاً : الكشف عن الميكروبات الميزوفيلية Detection of mesophiles

١- زن مقدار ١٠ جم من السكر أو النشا ، ثم إنقلها إلى زجاجة معقمة ، أضف ماء معقم حتى تصل إلى ١٠٠ سم<sup>٣</sup> مع الرج ، إستعمل هذا التخفيف ( $10^{-1}$ ) فى الآتى :

٢- رج جيداً ثم أجر التخفيف إلى ١ / ١٠٠٠ ( $10^{-3}$ ) .

٣- لقح أنبوبتين من مرق الجلوكوز ومستخلص الخميرة ذات الرقم الأيدروجينى ٤,٥ وذلك باستخدام محلول ١% من حمض انلاكتيك بمقدار ٥ سم<sup>٣</sup> من التخفيف السابق . حضن على درجة حرارة المعمل لمدة أسبوع ثم إفحص: مبكروسكريب' للخميرة .

٤- لقح زجاجتين مفلطحتين Bottle plates تحتوى كل منهما على ٢٠ سم<sup>٣</sup> أجار الجلوكوز المغذى ذات الرقم الإيدروجينى ٤,٥ بواسطة ٣ سم<sup>٣</sup> من محلول ١% حمض لاكتيك معقم بمقدار ٥ سم<sup>٣</sup> ، ١ سم<sup>٣</sup> من التخفيف السابق . وحضن كما سبق مع ترك الزجاجاة خلال فترة التحضين على جانبها المفلطح ثم إختبر الفطريات . لاحظ مجاميع الفطر المختلفة وإختبرها ميكروسكوبيا مع رسم شكل الجراثيم التى تراها ونظام تفرع الميسليوم الفطرى .

٥- يوضع اسم<sup>٣</sup> من التخفيف السابق فى طبق بترى معقم ثم صب عليه الأجار المغذى ويحضن ثم تعد المجاميع البكتيرية . إختبر المجموعات الناتجة المتجرثمة.

٦- لقح أنبوبة محتوية على أجار الجلوكوز المغذى والمبرد على ٥٠°م بمقدار اسم<sup>٣</sup> من التخفيف السابق ثم إتركه يجمد وغطى بمقدار ٣/١ بوصة أجار تركيز ٣% معقم . حضن على درجة المعمل لمدة أسبوع أو على درجة ٣٧°م لمدة ٢ يوم . لاحظ نمو الميكروبات اللاهوائية .

٧- دون النتائج التى تحصل عليها فى جدول .

#### ثانيا : الكشف عن البكتيريا التيرموفيلية Detection of thermophiles

من التخفيف السابق لكل من السكر والنشا خذ حوالى ٢٠ سم<sup>٣</sup> فى أنبوبة معقمة ثم بسترها بوضعها فى حمام مائى على درجة ٨٠°م لمدة ١٥ دقيقة ثم أجرى الإختبارات الآتية :



### جراثيم البكتيريا المسببة للفساد الحامضي المستتر spores Detection of flat sour

لقح كل من زجاجتين مقلطحتين محتويتين على أجار الجلوكوز والتربتون والمضاف إليه دليل بروموكريزول بربل بمقدار ٢ سم<sup>٣</sup> من تخفيف السكر أو النشا المبيستر . ثم حضن على درجة ٥٥°م لمدة ٣٦-٤٨ ساعة ثم إفحص المستعمرات الصفراء ذات المركز الغامق dark center yellow colonies محاطة بهالة صفراء yellow zone .

الكشف عن جراثيم الميكروبات اللاهوائية المحبة للحرارة العالية والغير منتجة لغاز  $H_2S$

### Detection of thermophilic anaerobic spores not producing $H_2S$

لقح ٦ أنابيب من بيئة مرق الكبد المغذى حيث تسخن البيئة قبل التلقيح في حمام مائي بالغليان لطرد الهواء الذائب بها ثم تبرد قبل التلقيح مباشرة بمقدار ٢ سم<sup>٣</sup> من تخفيف السكر أو النشا السابق تحضيره لكل أنبوبة ثم صب طبقة سمك ٢ سم أجار سايح (٣%) فوق سطح البيئة على درجة ٤٥°م لجعل الوسط لاهوائى وذلك بعد أن يجمد بيئة الأجار . إرفع درجة حرارة الأنابيب إلى ٥٥°م في حمام مائى ثم حضن على ٥٥°م لمدة ٣-٥ يوم . إختبر لوجود غاز ورائحة الجبن . إعمل غشاء من أنبوبة بها نمو إيجابى وإصبغه بطريقة جرام وإفحصه ميكروسكوبيا ثم دون ما تشاهده .

الكشف عن جراثيم الميكروبات اللاهوائية المحبة للحرارة العالية والمنتجة لغاز  $H_2S$  المسببة للفساد الكبريتى

### Detection of thermophilic anaerobic spores producing $H_2S$

لقح ٦ أنابيب من بيئة أجار البيبتون والحديد بمقدار ٢ سم<sup>٣</sup> من تخفيف السكر أو النشا السابق تحضيره مع الرج ثم حضن الأنابيب على درجة ٥٥°م

لمدة ٣-٥ أيام . عد المستعمرات ذات اللون الأسود Black colonies والمحاطة بهالة سوداء Black zone فى الأنابيب الستة . إنتشار اللون الأسود بالبيئة يرجع إلى تكوين كمية كبيرة من  $H_2S$ .

تدريب (٧٤) : إختبار الطماطم والبطاطس بكتريولوجيا

### Bacteriological examination of tomatoes and potatoes

الأدوات والمواد المطلوبة :

ثمار طماطم حديثة القطف - درنات بطاطس حديثة الجمع - أنابيب بكل منها ٩ سم<sup>٣</sup> ماء معقم - أطباق بترى معقمة - بيئة أجار الجلوكوز ومستخلص الخميرة - مشرط حاد .

أولاً : الفحص الميكروبيولوجى لسطح ثمار الطماطم والبطاطس

١- إقطع بمشرط معقم حاد مقدار ٥ سم<sup>٢</sup> من بشرة الطماطم أو البطاطس من جانبين وما يالصقها من أنسجة .

٢- إسحق النسيج المقطوع فى هون صينى معقم مستعملاً رمل معقم .

٣- إنقل النسيج المهروس ١٠ سم<sup>٢</sup> بما فيه من رمل إلى زجاجة معقمة تحتوى على ٩٠ سم<sup>٣</sup> ماء معقم ثم رج جيداً ( $10^{-1}$ ) .

٤- إعمل التخفيفات المناسبة ١/١٠٠ ، ١/١٠٠٠ ، ١/١٠٠٠٠ من التخفيف السابق ثم إنقل ١ سم<sup>٣</sup> من كل تخفيف فى طبق بترى معقم وصب عليه بيئة أجار الجلوكوز ومستخلص الخميرة .

٥- حضن الأطباق على درجة ٣٠°م لمدة ٢-٣ يوم.

- ٦- عد المستعمرات الميكروبية الناتجة في أطباق بعد التحضين ثم إحسبها في ١ سم<sup>٢</sup> من السطح الخارجى للثمرة .
- ٧- إحص المستعمرات للبكتيرية والفطرية ومستعمرات الخمائر الأكتينوميستات ... دون النتيجة في جدول .

ثانياً : الفحص الميكروبيولوجى للنسيج الداخلى

#### Micobiological examination of inner tissues

##### ١- ثمار الطماطم

- أ- يبلل السطح الخارجى للطماطم بالكحول ٩٥% ثم أشعله بغرض تعقيم السطح الخارجى حيث يسهل تعقيم السطح الخارجى للطماطم لأنه أملس .
- ب- ألقب النسيج الخارجى بإستعمال ماصة . ١ سم<sup>٢</sup> معقمة ثم إسحب بها مقدار ٥ سم<sup>٣</sup> من العصير والمكونات الداخلية .
- ج- إنقل ١ سم<sup>٣</sup> من العصير فى كل من أنبويتين محتويتين على أجار الجلوكوز ومستخلص الخميرة بعد إسالتها وتبريدها إلى ٤٥°م .
- د- صب كل أنبوبة فى طبق بترى معقم مع الرج الرحوى لتوزيع اللقاح .
- هـ- حضن الأطباق على درجة ٣٠°م لمدة ١-٢ يوم ولاحظ نمو الميكروبات من عدمه فى البيئة.
- و- دون النتائج التى تحصل عليها .

##### ٢- درنات البطاطس

من الصعب تعقيم السطح الخارجى للبطاطس لأنه خشن ويوجد على سطحه بقايا التربة نظراً لوجود الدرنه عادة بها وذلك عكس الطماطم .

إحرق بواسطة مصباح بنزن السطح الخارجى لدرنة بطاطس ملساء متوسطة الحجم ثم بواسطة مشرط معقم إقطع الدرنة ثم خذ جزء من النسيج الداخلى وإنقله سريعا إلى طبق بترى معقم . كرر ما سبق ذكره مع الطماطم.

تدريب (٧٥) : الإختبار البكتريولوجى للبيض

### Bacteriological examination of eggs

يوجد على سطح البيض كثيرا من الميكروبات مثل الفطريات والبكتيريا وأهم البكتيريا التى توجد على قشرة البيض هى بكتيريا *E.coli* فهى توجد على كل بيضة . كما توجد على البيض كثيرا من الأتربة التى تحمل ميكروبات كثيرة مثل العصويات القصيرة السالبة لجرام . أما محتويات البيض السليم من الداخل فهى خالية من الميكروبات sterile ولكن كثيرا ما تنتقل الميكروبات من القشرة إلى الداخل عن طريق ما بها من مسام إذا ما بللت بالماء .

### الأدوات والمواد المطلوبة :

بيض طازج نظيف - بيض محفوظ فى الثلجات - أنابيب بها بيئة مرق مغذى - صبغة جرام - بيئة ماكونكى سائلة - بيئة اللحم - أجار المولت - بيئة E.M.B - بيئة أجار الدم - محلول فسيولوجى وماء معقم .

### خطوات العمل

#### ١- تحضير البيض للإختبار Preparation of eggs for examination

إغسل البيض فى ماء باستعمال الفرشاة ثم إغمر البيض فى محلول السليمانى ١/١٠٠٠ لمدة ٢ دقيقة . إغسل فى ماء معقم . إعمل ثقب فى الغلاف الكلى الخارجى بواسطة مشرط حاد معقم .

## ٢- إختبار البيض الطازج Examination of fresh eggs

خذ بماصة معقمة مقدار من البياض ولقح بها أنبوبة تحتوى على بيئة مرق مغذى . كرر ما سبق فى أنبوبة أخرى ثم إخلط جيداً كل أنبوبة .  
خذ ١ سم<sup>٣</sup> من بيئة المرق المغذى الملقح ولقح أنبوبة أخرى ثم خذ من الثانية ١ سم<sup>٣</sup> ولقح أنبوبة ثالثة من بيئة المرق المغذى . كرر ما سبق أيضاً على صفار البيض بعد عمل ثقب فى الطرف الآخر والتخلص من كل البياض .

## ٣- إختبار البيض المحفوظ Examination of preserved eggs

خذ ١ سم<sup>٣</sup> من البياض ولقح به أنبوبة بها بيئة مرق مغذى . كرر ما سبق لكل من البياض والصفار . حضن أنابيب بيئة المرق المغذى الملقحة وذلك على درجة ٣٠°م لمدة ٢ يوم . شاهد الأنابيب ثم اعمل غشاء من الأنابيب التى أعطت نتيجة موجبة ثم إصبغه بصبغة جرام ثم أوصف الميكروبات التى تشاهدها .

## تدريب رقم (٧٦) : تقدير العدد الكلى Counting of total bacteria

- ١- إخلط البيض السائل جيداً باستعمال ملعقة معقمة .
- ٢- زن مقدار ١٠ جم من محتويات البيض وإنقلها إلى زجاجة بها ٩٠ سم<sup>٣</sup> من محلول فسيولوجى فيكون التخفيف ١/١٠ ثم رج جيداً .
- ٣- إعمل التخفيفات المناسبة مستعملاً محلول فسيولوجى معقم إلى أن يصل إلى تخفيف ١/١٠٠٠٠ (10<sup>-4</sup>) .
- ٤- ضع اسم<sup>٣</sup> من كل تخفيف فى طبق بترى وأضف إليه بيئة الأجار المغذى ثم حضن على درجة ٣٠°م لمدة ٤٨ ساعة .



٥- عد المجاميع البكتيرية النامية ثم قدر عدد الميكروبات في الجرام الواحد من البيض المستعمل في الفحص .

#### تدريب (٧٧) : تقدير بكتيريا القولون *Detection of coliform bacteria*

لقح كل تخفيف من التخفيفات السابقة في خمسة أنابيب بها بيئة ماكونكي السائلة المحتوية على أنبوبة درهام . حضن على درجة ٣٧°م لمدة ٢٤-٢٨ ساعة ثم إختبر لوجود حامض وغاز وقدر عدد ميكروبات القولون في الجرام الواحد باستعمال جدول العد التقريبي *Most probable number* . للتأكد من وجود ميكروبات القولون ، لقح بطريقة التخطيط على بيئة E.M.B. دون نتائج موضحاً عند ميكروبات القولون في الجرام الواحد . وللتأكد يمكن إجراء الإختبارات التحقيقية الأخرى كإختبار الأندول وأحمر الميثيل ، V.P وإختبار السترات . يمكن إجراء الإختبار لوجود أنواع أخرى من الميكروبات خاصة الممرضة منها وذلك باستخدام بيئة أجار الدم مثل *-B Hemolytic Streptococcus and Staphylococcus*

#### تدريب (٧٨) : إختبار اللحم والسّمك بكتريولوجياً

##### **Bacteriological examination of meat and fish**

اللحم والسّمك من المواد الغذائية سريعة الفاسد فهي تعتبر البيئة المثلى لنمو الميكروبات التعفنّة التي تحدث تغيرات ضارة بمحتويات اللحم والسّمك البروتينية مصحوبة بروائح كريهة . وتلعب الميكروبات الهوائية واللاهوائية دوراً هاماً في فساد اللحوم والأسماك . لذلك يهدف هذا الإختبار إلى فحص الميكروبات الموجودة على السطح الداخلى والخارجى لقطعة اللحم أو السّمك

### الأدوات والمواد المطلوبة :

قطعة لحم كبيرة مكعبة الشكل - سمك نيلي - سمك بحري - سكين ومشرط  
حاد - أنابيب تخفيف بها ٩ سم<sup>٢</sup> ماء معقم - أطباق بترى معقمة - أنابيب  
بيئة الأجار المغذى العميق - أنابيب بيئة الجيلاتين المغذى - هون صغير -  
أنابيب بيئة لبن عباد الشمس .

### خطوات العمل :

١- زن مقدار ١ جم من الجزء الخارجى لقطعة اللحم أو سمك على مسطح  
بلاستيك .

٢- زن ١ جم من اللحم من الجزء الداخلى وكذلك من السمكة ولكي تحصل  
على قطعة لحم أو سمك من الداخل ، يقطع اللحم أو السمك بسكين حاد  
معقم ثم يقطع الجزء المطلوب فحصه ١ جم من الداخل بسرعة بسكين  
آخر معقم وتحت شروط التعقيم .

٣- ضع كل وزنة فى هون معقم يحتوى على رمل ثم إسحق جيداً وبسرعة  
باستعمال يد هون معقم وتحت شروط التعقيم .

٤- إنقل اللحم أو السمك المسحوق وكذلك الرمل المصاحب لها إلى زجاجة  
تحتوى على ٩٩ سم<sup>٢</sup> ماء معقم ثم رج جيداً فيكون التخفيف ١/١٠٠  
( $10^{-2}$ ) .

٥- إعمل تخفيفات مناسبة عادة ١/١٠٠٠ ( $10^{-3}$ ) لعد الميكروبات فى الجزء  
الداخلى . إعمل تخفيفات ١/١٠٠٠ ، ١/١٠٠٠٠ لعد الميكروبات فى  
الجزء الخارجى ثم صب ثلاثة أطباق من كل تخفيف . وذلك لإمكانية  
تحليل النتائج إحصائياً .

٦- أفحص المستعمرات الناتجة وسجل الصفات المزرعية . ثم أفحص ميكروسكوبياً وسجل شكل الخلايا ونظام التجمع وكذلك وجود ميكروبات متجترمة من عدمه .

تدريب (٧٩) : الفحص البكتريولوجي للأغذية المعلبة غير الفاسدة

### Bacteriological examination of unspoiled canned foods

تختبر الأغذية المعلبة بكتريولوجياً من حيث تمام جودة التعقيم for sterility وكذلك للقدرة على الحفظ for keeping quality ويجرى معرفة جودة التعقيم بأخذ عينة منها مباشرة وفحصها بكتريولوجياً . أما قدرتها على الحفظ فيجرى هذا الإختبار بتحضير العلب وهي مقفلة فترة من الزمن ولإجراء هذه الإختبارات يتطلب الآتى :

الأدوات والمواد المطلوبة :

أغذية معلبة - بيئة أجار الجلوكوز والتربتون المحترية على دليل بروموكريزول بربل - بيئة أجار البيبتون والحديد - بيئة أجار المولت - أطباق بترى معقمة.

### إختبار جودة التعقيم Test for sterility

أولاً : إختبار الخضراوات المعلبة Examination of canned vegetables

تحضير العينة :

١- تفتح العلبة تحت شروط تعقيم . بعد تعقيم الفتحة باللهب أو باى وسيلة أخرى تستخدم فتاحة بعد تعقيمها فى اللهب وتفتح بها العلبة فى هذا المكان المعقم وبعد عملية الفتح تغطى العلبة بغطاء دليق بترى معقم .

٢- إنقل ١٥ جم من الغذاء أو ١٥ سم<sup>٣</sup> من العصير ، ويستعمل ماصة معقمة ذات نهاية متسعة لنقل السوائل كما يستعمل ملعقة أو spatula معقمة لنقل الأغذية الصلبة أو النصف صلبة . ويستعمل كذلك قضيب زجاجي معقم لإدخال العينة إلى أنبوبة اختبار معقمة .

### خطوات العمل :

١- تخطط المادة الغذائية مع مثل حجمها من الماء المعقم خلطاً جيداً قبل التلقيح وترج جيداً يوزع ١٥ سم<sup>٣</sup> أو ١٥ جم منها على ٣ أنابيب من البيئات الغذائية . يستعمل واحدة أو أكثر من البيئات الآتية للكشف المتخصص كالاتى :

أ- بيئة أجار أو مرق الجلوكوز والتربتون المحتوى على دليل بروموكريزول بربل وذلك لإختبار وجود الميكروبات المحدثّة للفساد الحمضى المستتر flat sour .

ب- بيئة مرق الكبد المغذى لإختبار وجود الميكروبات المحللة للبروتينات والمحدثّة لحالات الإنتفاخ بالعلب .

ج- بيئة أجار البيتون والحديد لإختبار الميكروبات المسببة للفساد الكبريتى .

٢- حضن مجموعة من الأنابيب على درجة ٣٧°م وأخرى على ٥٥°م لمدة ٧٢ ساعة ثم إختبر للنمو وكذلك مكان النمو فى الأنبوبة .

٣- سجل ما تحصل عليه من نتائج مع ملاحظة الخصائص المزرعية للميكروبات النامية على كل بيئة غذائية .

٤- إفحص ميكروسكوبياً الميكروبات المختلفة مع تسجيل شكل الخلايا ونظام التجمع ووجود الجرثومة من عدمه .

## ثانياً : إختبار الأغذية المعلبة الحامضية Examination of acid canned foods

يجرى هذا الإختبار بغرض معرفة مدى جودة التعقيم أو وجود البكتيريا التي تسبب فساد الغذاء الحامضى فى المعلبات مثل الفاكهة المعلبة Compot .

تحضير العينة : يتبع ما سبق شرحه فى الخضراوات .

### خطوات العمل :

أ- وزع ١٥ سم<sup>٣</sup> أو ١٥ جم من العينة على ٥ أطباق بترى معقمة بالتساوى ثم صب بيئة أجار المولت ثم حضن على درجة ٣٠°م لمدة ٧٢ ساعة .  
ثم عد المستعمرات النامية للميكروبات المحبة للحموضة . ودون النتائج التى تحصل عليها .

ب- وزع ١٥ سم<sup>٣</sup> أو ١٥ جم فى أنابيب من كل من البيئات التالية : مرق الجلوكوز والتريبتون المحتوى على دليل بروموكريزول بربل . مرق الكبد المغذى مع وضع طبقة من الأجار المعقم فوق سطح البيئة السائلة ، ثم حضن ثلاث أنابيب من كل بيئة على درجة ٣٧°م لمدة ٤٨-٧٢ ساعة، ٣ أنابيب أخرى على درجة ٥٥°م لمدة ٤٨ ساعة . إبحث عن الميكروبات المسببة للفساد الحمضى المستتر والميكروبات اللاهوائية المحبة للحرارة . والميكروبات اللاهوائية المحللة للبروتينات .

ج- يراعى إذا كانت المادة تحتوى على جزء آخر صلب يؤخذ عينة من السائل كما سبق وكذلك من الصلب باستعمال ملقط معقم . ثم يجرى ما سبق شرحه فى أ ، ب .



ميكروبيولوجيا الأغذية

---

(١٩٦)

---

## الدرس العملي الخامس والعشرون

### الفحص البكتيريولوجي للأغذية المعلبة

#### *Bacteriological Examination of Canned Foods*

##### تدريب رقم (٨٠) : اختبار طبيعة العلب

١- دون كل ما على العلبة من بيانات وعلامات تجارية . بعد نزع البطاقة Lable التى على العلبة دون ملاحظتك عن العيوب الظاهرية للعلبة مثل الصدا أو عدم قفل العلبة بإحكام ..... الخ . قسم العلب حسب شكلها الظاهرى إلى : Flat, flipper, springer, soft swell or hard swell  
إذا كانا سطحى العلبة مستقيمين أو مقعرين يمكن قياس التفريغ باستعمال جهاز خاص . أما إذا كان سطحى العلبة منتفخين فيمكن جمع الغاز وتحليله .

٢- اغسل العلبة جيداً . بالماء والصابون . يمكن استعمال مزيل خاص مناسب للتخلص من الدهن الذى قد يوجد على سطح العلبة . إذا كان كل من سطحى العلبة مستقيماً ، عرض سطح العلبة الذى سيفتح إلى اللهب مع تحريك العلبة حتى تتوزع الحرارة بانتظام فيها . فى حالة ما إذا كان بالعلبة كمية بسيطة من الغاز فإنه يتمدد ويسبب إنتفاخاً ظاهرياً بالعلبة ثم إفتح العلبة . أما فى حالة ما إذا كان سطحى العلبة منتفخين فلا تعرض العلبة للهب ولكن يتم التعقيم للسطح بواسطة محلول سليمانى ١/١٠٠٠ لمدة ثوانى . ثم يجفف السطح بفوطة معقمة ثم بواسطة محلول كحول ٦٠

% ثم تفتح العلبة . عند فتح العلبة يراعى وضع فوطـة معقمة حول الفتاحة قبل عمل الثقب الأول فى العلبة .

٣- أزل أحد سطحى العلبة ثم فرغ محتوياتها ثم نظفها جيداً . أختبر بدقة للتقوب الدقيقة ، أو اللحم غير الجيد ، الصدا ، وجود تلوين غير عادى وذلك بغرض اختبار العلب بعد تفريغ محتوياتها .

#### الإختبارات الميكروبيولوجية لمحتويات العلبة

تدريب (٨١) : الأغذية القليلة والمتوسطة الحموضة المعلبة

يعتبر الفول والبسلة واللحوم والذرة أمثلة لمثل هذه الأغذية

١- بعد فتح العلبة يؤخذ ١٠ سم<sup>٣</sup> أو ١٠ جم حسب نوع الغذاء وقوامه ويضاف إلى ٩٠ سم<sup>٣</sup> ماء معقم ليتكون تخفيف ١٠/١ ثم تعمل تخفيفات مناسبة من هذا التخفيف .

٢- يلقح من التخفيفات السابقة أنابيب إختبار تحتوى على البيئات الغذائية الآتية :

أ- أجار الجلوكوز والتربتون المضاف إليه دليل البروموكريزول بربل وترج جيداً ثم تترك لتتصلب ثم حضن على درجة ٥٥°م لمدة ٤٨ ساعة ثم تفحص المستعمرات المسببة للفساد الحمضى المستتر flat sour وهو ميكروب *B. thermoacidurans* . إعمل غشاء منها وأصبغه بجرام وأفحص ميكروسكوبياً . لاحظ شكل الخلية ونظام التجمع .

ب- مرق الجلوكوز المغذى وتحضن بعض الأنابيب على ٣٧°م والأخرى على ٥٥°م لمدة ٤٨ ساعة . لاحظ التغيرات التى تحدث . حضر غشاء وأصبغه بجرام وأفحص ميكروسكوبياً لوجود ميكروب

*C. thermosaccharolyticum* المسبب للفساد الناتج عن البكتيريا اللاهوائية المحبة للحرارة والغير منتجة لغاز  $H_2S$  . لاحظ شكل الخلية ونظام التجمع .

ج- أجار البيبتون والحديد المبردة إلى  $45^{\circ}C$  ثم تخطط جيداً . يراعى إضافة ٣% أجار معقم على سطح البية لجعل الظروف لا هوائية . ثم تحضن الأنابيب على درجة  $55^{\circ}C$  لمدة ٤٨ ساعة . إختبر المستعمرات المكونة لهالة سوداء وهي *C. nigrificans* التي تسبب الفساد الكبريتي ، حيث أنها تنتج غاز  $H_2S$  .

د- مرق الجلوكوز المغذي مع التحضين على درجة  $37^{\circ}C$  وأخرى على درجة  $55^{\circ}C$  لمدة ٤٨ ساعة . ونلاحظ التغيرات التي تحدث بكل أنبوبة خاصة في الأغذية البروتينية مثل البسلة - واللحوم : إختبر للبكتيريا الميزوفيلية المسببة للتعفن Putrifaction كما تلاحظ المرائع الكريهة الناتجة . ويفحص غشاء لوصف الميكروب المسبب لهذا الفساد ميكروسكوبياً مع ملاحظة شكل الخلية ونظام التجمع .

تدريب (٨٢) : الأغذية الحامضية المعلبة

فساد غير بيولوجي :

وفيه يحدث إنتفاخ العلب نتيجة لوجود غاز الإيدروجين كما في حالة العلب المعبأة بالكربن المخلل أو الطماطم أو غيرها من الأغذية الحامضية وفيها يجمع الغاز في أنبوبة وهو يتكون أساساً من  $H_2$  ،  $CO_2$  .

## الفساد البيولوجى Flat saur :

تتبع نفس الطريقة الموضحة فى حالة الكشف عن ميكروب *B. thermoacidurans* فى بيئة أجار الجلوكوز والتربتون المحتوى على دليل البروموكريزول بربل .

## الفساد الناتج عن الخمائر :

يلاحظ مظهر ورائحة محتويات العلبة ثم اعمل غشاء واصبغه بطريقة الصبغ البسيط باستخدام صبغة أرزق المثلين . إفحص الغشاء ميكروسكوبيا . شاهد الميكروبات ولاحظ شكل الخلية وتكهن باسم الميكروب. دون نتائجك مع التوضيح بالرسم لأشكال الميكروبات فى كل حالة .

تدريب (٨٣) : عد البكتيريا المتجربة الهوائية

## Counting of aerobic spore-formers

يجرى هذا الاختبار بغرض تنمية مهارة الطالب على كيفية عد هذا النوع من البكتيريا والتي تقاوم عمليات البسترة وكذلك تقاوم درجات الحرارة العالية المستخدمة فى عمليات التصنيع الغذائى . وهى تستطيع أيضا النمو على درجات حرارة ٣٠-٣٥°م . لذلك لابد عند إجراء عملية العد فى أى عينة غذائية لابد من معاملة العينة حراريا بتعريضها على ٨٠°م لمدة ١٥ ق ذلك للقضاء على الميكروبات الأخرى التى لا تتحمل الحرارة Mesophiles غير المتجربة ثم تبرد إلى درجة حرارة المعمل ثم يجرى عمل التخفيفات المناسبة وتزرع فى أطباق على درجة حرارة ٣٠°م لمدة ٢٤ ساعة . بفحص المستعمرات النامية ميكروسكوبيا نجد أنها عصوية طويلة متجربة وموجبة لجرام . تعد المستعمرات وترجع أهمية هذه الميكروبات فى



مقاومتها للمعاملات الحرارية التي تتم في بعض عمليات التصنيع الغذائي حيث تنمو في المادة الغذائية أثناء فترة الحفظ والتي تسمى بفترة Shelf period حتى في ظروف التلابة . وهذا يسبب تغيرات غير مرغوبة في المادة الغذائية نتيجة نموها وإنتاج مركبات كيميائية مسئولة عن الرائحة الكريهة وفساد الغذاء .

تدريب (٨٤) : عد البكتيريا المتجرثمة اللاهوائية

### Counting of anaerobic spore-formers

يجرى هذا التدريب لزيادة مهارة الدارس على كيفية عد هذا النوع من البكتيريا وذلك بإتباع نفس خطوات التدريب السابق مع تنمية العينة في أطباق ثم تحضن في إناء لاهوائي Anaerobic jar يسمى Anaero Jar حيث يحتوى هذا الإناء على مادة تسمى (AG 25, Oxoid) Anaerogen من شأنها إمتصاص  $O_2$  من حيز الإناء لجعل الظروف لاهوائية وبذلك ينمو الميكروب في صورة مستعمرات. تعد المستعمرات وتنسب إلى ١ جم مادة غذائية جافة . كذلك يمكن تنمية الميكروب اللاهوائي في أنابيب ثم يجرى عملية العد بطريقة العدد الأكثر احتمالاً (MPN) Most probable number. وأهمية هذه المجموعة من البكتيريا لا تقل أهمية عن تلك التي ورنبت في التدريب السابق .

تدريب (٨٥) : عد البكتيريا المحبة للحرارة العالية

### Counting of thermophilic bacteria

يجرى هذا التدريب لزيادة مهارة الدارس في عد تلك المجموعة من البكتيريا والتي تنمو بحالة مثلى على درجة حرارة تصل إلى  $60^{\circ}C$  فأكثر.

حيث تنمو بنشاط على درجة ٦٢°م (١٤٢ ف) مثل *Bacillus stearothermophilus* أو *Streptococcus thermophilus* - *Clostridium* sp. ويمكن عد هذه البكتيريا بتحضير الأطباق على ٥٥°م فأكثر . تعد المستعمرات الناتجة وتنسب إلى واحد ١ جم وزن جاف من العينة تحت الدراسة.

#### تدريب (٨٦) : عد البكتيريا المحبة للبرودة

##### Counting of sycrophilic bacteria

يجرى هذا التدريب لتعريف الطالب بكيفية عد البكتيريا المحبة للبرودة والتي تنمو في درجة حرارة الثلاجة وتفسد المواد الغذائية حيث تنمو على ١٥°م فأقل . ويمكن عد هذه البكتيريا بتحضير الأطباق على ٥°م لمدة أسبوع مع متابعة النمو يوميا . تعد المستعمرات الناتجة وتنسب إلى ١ جم مادة غذائية جافة .

#### تدريب (٨٧) : عد الفطريات والخمائر Counting of molds and yeasts

يجرى هذا الاختبار لتعريف الطالب كيفية عد كل من الفطريات والخمائر حيث لها أهمية عظمى في الكشف عن مدى نظافة المادة الغذائية سواء في مرحلة المواد انخام ، أو أثناء الإنتاج أو النقل والتداول وكذلك في فترة الحفظ . وتستعمل في هذه الحالة بيئة البطاطس والدكستروز ذات رقم الحموضة المنخفضة حيث يصل إلى ٣,٥ pH . عند هذه الدرجة يثبط نمو البكتيريا التي تفضل الوسط المتعادل Mesophiles . بعد فترة التحضين ٤٨ - ٧٢ ساعة يتم عد المستعمرات الناتجة وفحصها ميكروسكوبيا .

## الدرس العملي السادس والعشرون

### الفساد الميكروبي للأغذية

#### *Microbial Spoilage of Foods*

توجد عادة على المواد الغذائية الغير مجهزة (الخام) ميكروبات عديدة مثل البكتيريا والفطريات والخمائر كما قد تتلوث الأطعمة المجهزة بهذه الميكروبات أيضاً . تسبب هذه الميكروبات فساد الأغذية ويتوقف الفساد على نوع الميكروب المسبب وتركيب المادة الغذائية وخواصها الطبيعية والظروف المحيطة بها ، وغيرها من العوامل التي تحدد نوع الميكروب المسبب للفساد عادة .

#### فساد الفواكه والخضراوات Spoilage of fruits and vegetables

تدريب رقم (٨٨) : فساد الفاكهة

الأدوات والمواد المطلوبة :

عينات سليمة وتالفة من التفاح والعنب والبرقوق والبرتقال - مشرط حاد -  
سكينة حادة - بيئات يكتيرية - بيئات فطرية - ميكروسكوب - شرائح  
زجاجية - أغطية  
خطوات العمل :

١- إختبر ظاهرياً وميكروسكوبياً كل من العينات التالفة بأخذ جزء من الفطر  
النامي ثم ضعه على شريحة زجاجية وأضف إليه نقطة أو أكثر من  
محلول الجلسرين ١٠% وغط بغطاء الشريحة ثم إفحصه بالعدسة

الصغرى والكبرى ولاحظ شكل الميسليوم والكونيديات . إستنتج اسم الجنس للفطر النامى .

٢- خذ بواسطة إبرة معقمة قليل من الفطريات النامية ثم إزرعها على بيئة أجار المولت . حضن الأطباق على درجة حرارة المعمل لمدة ٧ أيام ثم أفحص المجاميع النامية من حيث شكلها ودرجة نموها وقدرتها على تغيير لون البيئة .

٣- أ : خذ تفاحة سليمة ثم لقح أحد جوانبها بعد تعقيمه بالكحول وتعريضه للهب بالفطر المعزول من التفاح الفاسد فى الخطوات السابقة مع الاحتفاظ بتفاحة أخرى سليمة بدون معاملة للمقارنة .

ب : حض التفاحة الملقحة فى المعمل ثم إختبر على فترات لفسادها لاحظ ما إذا كان الفساد مشابه ذلك الذى حدث بالتفاح الفاسد المعطى لك والمعزول منه الفطر .

٤- أعصر عينات العتب والبرقوق ، الفاسد المعطى لك ثم أعمل منها عشاء وأفحصه ميكروسكوبياً بالعدسة الزيتية .

٥- لاحظ نوع الميكروب النامى مع رسمه ووصفه مع ذكر نظام تجمع الخلايا البكتيرية الموجودة . أوصف شكل الميسليوم الفطرى ونظام تفرعه .

تدريب (٨٩) : فساد الخضراوات

ترجع أسباب فساد الخضراوات إلى إرتفاع نسبة الرطوبة بها وكذلك تأثير فعل إنزيمات الخضراوات ذاتها على الأنسجة ، تواجد الفطريات ، هذا علاوة على وجود البكتيريا المسببة للعفن الطرى مثل بكتيريا

*Erwinia carotovora* . كذلك نمو البكتيريا المتجرّثة بين الخضراوات المتكدسة المبللة، لاحظ نوع الفساد وسببه فى الخضراوات المعطاه لك.

### الأنوات والمواد المطلوبة :

عينات من الخضراوات الورقية ، القرنية والدرنية - مشرط حاد- سكين حاد  
- بيئات بكتيرية وفطرية - ميكروسكوب - شرائح زجاجية - أغطية شرائح

### خطوات العمل :

١- الخضراوات الورقية : مثل الخس - السبانخ ... أعمل غشاء من الأجزاء الفاسدة من العينات الناففة المعطاه لك .

٢- أصبغه بطريقة جرام وبين أشكال الميكروبات النامية ونتيجة الصبغ مع الرسم واستنتج اسم الميكروب المسبب للفساد إن أمكن مع ذكر شكل الخلايا ونظام التجمع.

٣- الخضراوات القرنية : مثل الفول والبسلة والفاصوليا . اتبع ما سبق ذكره فى الخضراوات الورقية .

٤- الخضراوات الدرنية : مثل البطاطس والبطاطا والجذر واللفت والفجل . اتبع ما سبق ذكره فى الخضراوات الورقية . مع ملاحظة ما إذا كان الفساد ناتجا عن البكتيريا المسببة للعفن الطرى أو عن الفطريات .

٥- من العينات التى درستها إزرع فى بيئة غذائية بكتيرية مثل بيئة الأجار المغذى وأخرى تزرع فى بيئة غذائية فطرية مثل بيئة المولت .

٦- لاحظ بعد فترة التحضين ٢٤ ساعة للبكتريا و٧ أيام للفطر شكل النمو ولون المستعمرات النامية بالأطباق .



٧- إرسم وأوصف شكل الخلية البكتيرية ونظام التجمع .

٨- إرسم وأوصف شكل الميسليوم الفطري ونظام التفرع .

## الدرس العملى السابع والعشرون

### فساد المخلات

#### *Spoilage of Pickles*

ضع كمية من المخلل ، الخيار أو اللفت مثلاً فى وعاء زجاجى وضع كمية من المحلول المالح تكفى لتغطية نصف الثمار . قدر الحموضة فى المحلول المالح بطريقة التعادل ثم افحص ميكروسكوبياً . أوصف وارسم الخلايا وأنكر نظام التجمع .

حضن المخلل فى المعمل لعدة أسابيع ثم قدر الحموضة على فترات بطريقة التعادل مع القلوى Neutralization . لاحظ التغيرات التى تطرأ على المحتوى الميكروبى والحموضة وقوام المخلل . من الطبيعى أن تلاحظ نموات على المخلل من الفطريات والخمائر وهذه هى التى تعمل على تقليل الحموضة ومن ثم تعمل على تلفه . مما ينتج عنه أحد أنواع الفساد المختلفة .

#### تدريب (٩٠) : لزوجة المخلل

إختبر عينة من المخلل الموجود به الفساد اللزج ظاهرياً وميكروسكوبياً ودون ما تشاهده . لاحظ شكل خلايا البكتيريا ونظام التجمع .

#### تدريب (٩١) : إسوداد المخلات

شاهد عينة من المخلات السوداء وبين أسباب هذه الظاهرة . إعمل غشاء من المحلول المالح ولاحظ وجود ميكروبات من جنس الكلوستريريديم المتجرثم مثل *C. nigrificans* وهى تعمل على تكوين غاز  $H_2S$  الذى

يتفاعل مع أملاح الحديد الموجودة في المحلول الملحي مسبباً إسوداد المخللات وتظهر هذه الحالة أيضاً في الكرنب المخلل .

## الدرس العملى الثامن والعشرون

### التسمم الغذائى

#### Food Poisoning

تحدث عملية تلوث الغذاء بأنواع مختلفة من البكتيريا أو الفطريات . نتيجة هذا التلوث تحدث عملية التسمم الغذائى لأنواع معينة من الغذاء بأنواع معينة من البكتيريا أو الفطريات . مثل بكتيريا *Clostridium botulinum* التى تنمو فى ظروف لاهوائية مثل ما يحدث فى عملية التفسيح والتى يتسبب عن نموها التسمم البوتشولينى نتيجة إفراز نوع معين من السم Toxin وكذلك حدوث التسمم الغذائى العنقودى الذى تسببه بكتيريا *Staphylococcus aureus* . هذا بالإضافة إلى حدوث أعراض الإصابة بالسموم الفطرية مثل سموم الأفلاتوكسينات والتى يسببها فطر *Aspergillus flavus* .

#### تدريب (٩٢) : الكشف عن التسمم البتشولينى Botulism

يجرى هذا التدريب بغرض زيادة مهارة الطالب فى عملية الكشف عن وجود السم المستول عن التسمم البوتشولينى وذلك لما له من أهمية من ناحية الصحة العامة .

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

عينة غذاء ملوث مثل الفسيخ - جهاز طر- مركزى - مرشح بكتيرى - حيوان تجارب .

### خطوات العمل :

- ١- حضر مستخلص من العينة موضع الدراسة أو من سائل التفتيش .
- ٢- قم بعملية الطرد المركزي للحصول على الراشح المحتوى على السم.
- ٣- إحقن ٢/١ مل من الراشح فى جسم حيوان تجارب أو خلط ٥ مل من الراشح بغذاء حيوان التجارب .
- ٤- فى حالة وجود السم بتركيز عالى نجد أن حيوان التجارب قد مات بعد ٤٨ - ٧٢ ساعة.
- ٥- قم بعمل تشريح لحيوان التجارب ثم سجل الأعراض الظاهرية على الأعضاء الداخلية .
- ٦- جهز شريحه من دم الحيوان ومن الأعضاء التى تميزت بأعراض مرئية.
- ٧- أوصف شكل الخلايا التى تراها مع الرسم . لاحظ وجود الجرثومة ثم حدد مكانها بالخلية .

### تدريب (٩٣) : الكشف عن التسمم الغذائى العنقودى Food poisoning

يهدف هذا التدريب إلى زيادة مهارة الطالب فى عملية الكشف عن التسمم الغذائى العنقودى نظراً لما له من أهمية عظمى فى حياة الإنسان .

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

عينة غذاء ملوث مثل الجاتوه أو التورتة - أنابيب اختبار بها ماء معقم -  
ماصات معقمة - ماء معقم - خلاط كهربى - بية أجار الدم - بيئة أجار  
المانيتول - بيئة Staph. 110 .



## خطوات العمل :

- ١- لقم بيئة أجار الدم في أطباق بترى بواسطة التخطيط من تخفيفات عينة الغذاء تحت الدراسة .
- ٢- حضن الأطباق على  $30^{\circ}\text{C}$  لمدة ٤٨ ساعة
- ٣- لاحظ وجود المستعمرات المحللة للدم
- ٤- لقم أطباق بترى المحتوية على بيئة أجار المانيتول بواسطة ٠,١ مل من التخفيف المناسب ثم وزعها بانتظام على السطح بواسطة ساق زجاجية منحنية معقمة .
- ٥- حضن الأطباق على  $30^{\circ}\text{C}$  لمدة ٤٨ ساعة .
- ٦- عد المستعمرات صفراء اللون الناتجة على الأطباق بعد فترة التحضين .
- ٧- يلاحظ أن السلالات المحللة للدم تحاط بمنطقة صفراء حول المستعمرات بينما تحاط السلالات الغير محللة بمنطقة حمراء .
- ٨- يمكن تلقيح بيئة Staph. 110 للكشف عن تخمير المانيتول وتحليل الجيلاتين حيث تحضن الأطباق على  $30^{\circ}\text{C}$  لمدة ٤٨ ساعة .
- ٩- عد المستعمرات الملونة الناتجة عن نمو الميكروب العنقودي وذلك بإضافة دليل بروموكريزل بربل الأرجواني حيث أن تغير اللون يثبت تخمر المانيتول.
- ١٠- صب في طبق ٥ مل من محلول كبريتات الأمونيوم المشبع لإختبار تحليل الجيلاتين .

١١- حضر شريحة وأصبغها بصبغة جرام لفحصها ميكروسكوبيا . أوصف وارسم مع ملاحظة شكل الخلية ونظام التجمع .

تدريب (٩٤) : الكشف عن التسمم الغذائي السلمونيلى *Salmonellosis*

قد يحدث التسمم الغذائي للإنسان نتيجة عدوى غذائية Food infection من تناول أغذية ملوثة بميكروبات عسوية قصيرة سالبية لجرام . لذلك يهدف هذا التدريب إلى زيادة مهارة الطالب في عملية الكشف عن مثل هذه الحالات الخطيرة نتيجة تناول الغذاء الملوث ويمكن للدارس الكشف عن هذا التلوث بعدة طرق كالآتي :

أ- العزل المباشر للميكروب المسبب Direct isolation

وذلك بإستخدام بيئة غذائية متخصصة مثل مستتبت SS agar مع وجود سلاية نقية من الميكروب المسبب *Salmonella typhimurium* للمقارنة بالمستعمرات الناتجة والمعزولة من العينات تحت الدراسة .

ب- طريقة التنشيط Enrichment method

تمزج عينة وزنها ٥٠ جم من الغذاء الملوث مع ٥ مل من إحدى البيئات المتخصصة مثل مرق تتراثيونيت أو مرق السلينايت أو مرق بويون اللاكتوز وبعد التحضين على ٣٧°م لمدة ٢٤ ساعة يتم الكشف عن الميكروب كالآتي:

١- العد باستعمال بيئات غذائية متخصصة .

٢- الفحص الميكروسكوبى .

٣- مقارنة النتائج بسلاية نقية للمقارنة .

٤- إجراء إختبارات فسيولوجية .

٥- تغذية حيوان تجارب وتسجل الأعراض وتفحص الإفرازات مع عمل تشريح للنافق منها .

ج- التشخيص المعلى Lab. exanination

يجرى هذا الإختبار على عينات معينة مأخوذة من إنسان حدث له تسمم سلمونيلى Salmonelosis كالآتى :

أ- عمل مزرعة لعينة قى أو براز على مزارع متخصصة .

ب- يجرى إختبارات بيوكيميائية للمستعمرات الناتجة .

ج- يجرى تحليل لعينة دم المريض .

تدريب (٩٥) : الكشف عن السموم الفطرية Detection of aflatoxins

ترجع أهمية هذا الإختبار إلى أن بعض الفطريات تنتج هذه السموم فى بعض المواد الغذائية مثل الفول السودانى وحبوب القمح والبن . وتعتبر خطورة هذه السموم أنها تسبب السرطان وتشوه الأجنة كما أنها تسبب طفرات لبعض الكائنات الأخرى فى نفس البيئة . كذلك يهدف هذا الإختبار إلى تعريف الطالب كيفية الكشف عن هذه السموم الخطيرة بطريقتين مختلفتين إحداها تحليلية والأخرى بيولوجية .

١- فى الطريقة التحليلية يمكن إستخلاص السم بالمذيب العضوى المناسب وذلك من الأغذية الملوثة ثم يقاس التركيز بأحد الطرق المستخدمة مثل GLC - HPLC - TLC وذلك فى وجود standard لتحديد تركيز السم بالضبط .

٢- أما الطريقة البيولوجية فيكشف بها عن تأثير هذه السموم على بعض الكائنات الحية تحت ظروف معملية حيث يجرى الاختبار باستخدام البكتيريا - الأرانب - حيوانات التجارب - الفئران - كذا كيت صغيرة - بط صغير . بعد ذلك تحسب نسبة النفوق الناتجة مع التركيزات المختلفة مع ملاحظة نسبة التشوهات الواضحة مقارنة بالكنترول . هذا ويجب ملاحظة أن النتيجة المتحصل عليها تختلف باختلاف طريقة إضافة السم حيث تستخدم طرق مختلفة كالاتي :

- 1- Intraperitoneal injection
- 2- Intravenous injection
- 3- Subcutaneous injection
- 4- Oral feeding

## الدرس العملى التاسع والعشرون

### حفظ الأغذية

#### *Preservation of Food*

يؤثر ملح الطعام على نمو الميكروبات الموجودة عادة بالأغذية حيث يستعمل الملح أو محاليل مركزة منه كمادة حافظة ويرجع ذلك إلى الضغط الاسموزى العالى الذى يسبب بلزمة خلايا الميكروبات ولقد نكر كثير من الباحثين أن تركيز ١٠% ملح يوقف نمو ميكروب التسمم البشوليني . تحتاج بعض الميكروبات لنموها إلى نسبة عالية من الملح وتسمى Halophilic bacteria وعموماً يعتبر محلول ١٥ % ملح كاف لحفظ الكثير من الأطعمة.

تدريب (٩٦) : استعمال ملح الطعام كمادة حافظة

خطوات العمل :

١- لقم بيئة مرق الجلوكوز ومستخلص الخميرة المحتوية على التركيزات الآتية :

١ ، ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٥ % NaCl بحوالى اسم<sup>٣</sup> من معلق الميكروبات الآتية :

*E. coli, B. subtilis, P. fluorescens, S. cerevisiae and Aspergillus niger.*

٢- حضن الأنابيب على درجة حرارة المعمل لمدة ٧-٩ يوم ثم اختبر لنمو الميكروبات . وضح ذلك بعلامة (+) دلالة على كمية النمو فى كل أنبوبة.



### الحفظ بالتخليل :

يستعمل التخليل لحفظ بعض الخضراوات كالكرنب والخيار واللفت والجزر وغيرها ولحفظ بعض الفواكه كالزيتون والمانجو الخضراء والبلح الأخضر والبطيخ الأخضر الصغير ويعمل حامض اللاكتيك المتكون مع نسبة الملح المرتفعة على حفظ الخضراوات من التلف وذلك لإيقاف نمو الميكروبات التعفن والضرارة.

### تدريب (٩٧) : الكرنب المخلل Saurkrout

#### الأدوات والمواد المطلوبة :

كرنب صغيرة - ملح طعام - أطباق بترى معقمة - بيئة أجار الجلوكوز وعصير الطماطم - صبغة أزرق الميثيلين - محلول NaOH ٢/١ ع - ماصات معقمة - أوعية زجاجية كبيرة - بيت أجار الجلوكوز ومستخلص الخميرة .

#### خطوات العمل :

- ١- تخلص من الأوراق الخارجية والفاسدة وانجزء السفلى من الساق .
- ٢- اغسل ما تبقى من الكرنب بماء الحنفية .
- ٣- قسم الكرنبة لنصفين .
- ٤- زن كل نصف بعد تقطيعه إلى شرائح صغيرة وضعه في وعاء مع مزجها بالملح الجاف بنسبة ٢,٥ % بالوزن وذلك ليستخدم محتويات أحد الوعائين لأخذ العينات .

٥- إضغط الأوراق جيداً مع الإحتراس من تكسيرها حتى لا يتلف مظهرها، ضع عليها ثقل ثم غط الوعاء بشاش .

٦- إحفظ على درجة حرارة ٧٠-٧٥ ف حتى يصير صالحاً للإستعمال .

٧- إفحص المخلل الناتج كما يلي :

أولاً : دراسة المخلل أثناء التخمير

تؤخذ عينات من السائل على فترات ويختبر في كل مرة على النحو التالي :

١- ميكروسكوبياً : إعمل غشاء من سائل التخليل وأصبغه بالميثيلين الأزرق وافحصه ميكروسكوبياً وإوصف وارسم ما تشاهده .

٢- تقدير الحموضة بطريقة التعادل بالقلوي : أضف إلى ١٠ سم<sup>٣</sup> من السائل مقدار ١٠ سم<sup>٣</sup> من الماء المقطر . أغلى لكي تطرد غاز CO<sub>2</sub> . ثم أضف نقطة أو اثنتين من دليل الفينول فيثالين ثم قدر الحموضة بإستعمال محلول NaOH . إحسب النسبة المئوية للحامض محسوبا على أساس حامض لاكتيك حسب المعادلة الآتية :

$$\frac{\text{سم}^3 \times \text{عيارية NaOH} \times 1}{\text{سم}^3 \text{ من العينة}} = \text{النسبة المئوية لحامض اللاكتيك}$$

ثانياً : اختبار الناتج النهائي

١- ظاهرياً : يلاحظ الطعم واللون والقوام والرائحة .

٢- ميكروسكوبياً : يقدر عدد الميكروبات في المخلل الناتج بطريقة بريد Breed وذلك بإستخدام طريقة الميكروسكوب المباشرة مع الصبغ بطريقة جرام . ويعد بصفة خاصة خلايا الخميرة وفحص هيفات الفطر . ويدل

وجود أعداد كبيرة من الخميرة أو الفطريات على رداءة النوع وعدم جودة المخلل نظراً للتلوث بهذه الميكروبات .

٣- اعد بطريقة الأطباق : قدر عدد الميكروبات بطريقة الأطباق مع استعمال آجار الجلوكوز وعصير الطماطم . إفحص الأطباق لمستعمرات بيضاء كبيرة أو قشدية اللون (الخميرة) . أو المستعمرات الصغيرة الملونة ووجود هذين النوعين يدلان على رداءة النوع وعدم الجودة وذلك لانخفاض تركيز الملح والحمض الناتج أو لعدم التحكم فى الظروف اللاهوائية .

**تدريب (٩٨) : الخيار المخلل Pikled cucumbers**

**طريقة العمل :**

ضع خيار صغير الحجم بعد غسله بمياه الخنفيه فى محلول ملحي قوته ٤٠ سالوميتر Salometer مع إضافة ٩ جم ملح جاف لكل ١٠٠ جم خيار ثم :

١- احتفظ بجزء من هذا الخيار على درجة حرارة المعمل مدة ثمانية أسابيع تقريباً مع إضافة محلول ملحي مركز أو ملح جاف إلى الخيار لى تزيد من التركيز بمقدار ٤ سالوميتر أسبوعياً حتى تصل إلى ٥٠ سالوميتر . ثم بمقدار ٢ سالوميتر أسبوعياً حتى تصل إلى ٦٠ سالوميتر .

٢- احتفظ بالجزء الآخر فى ثلاجة بعد إضافة محلول ملحي مركز أو ملح إلى أن تصل ٦٠ سالوميتر . ثم قسم هذا الجزء إلى قسمين قبل بدء الدرس العملى بأسبوع.

أ : جزء يستمر حفظه فى الثلاجة .

ب : قسم يحضن على درجة حرارة المعمل لمدة أسبوع قبل الدرس ثم يُختبر الأقسام الثلاثة السابقة للآتى :

١- اللون - الرائحة - الطعم - القوام - وذلك يعمل قطاع عرضى وتقدر الحموضة فى المحلول الملحي بالتعادل مع القلوى مع تقدير النسبة المئوية للحامض على أساس حامض لاكتيك .

٢- قدر درجة تركيز المحلول الملحي مستخدماً السالوميتر .

٣- عد الميكروبات بطريقة انميكروسكوب المباشرة ، أو بطريقة الأطباق .

٤- دون النتائج التى تحصل عليها ثم علق عليها من وجهة نظرك .

حفظ الأغنية

---

(٢٢٠)

---



## الملاحق

## ملحق رقم ١

## البيئات الغذائية

*Cultivation media***Nutrient broth medium** بيئة البويون المغذي (المرق المغذي)

مستخلص لحم ٣ جرام

بيتون ٥ جرام

ماء حنفية لتر

pH ٧,٠

**Suger broth medium** بيئة بويون السكريات لاختبار التخمر

يضاف إلى لتر من بيئة المرق المغذي الآتي :

٥ جرام من السكر انمراد استخدامه.

١ سم<sup>٢</sup> من دليل البروموثيمول بلو.

إضبط درجة الـ pH عند ٧,٠ ثم وزع البيئة في أنابيب بمعدل ٧ سم<sup>٢</sup> لكل أنبوبة ضع بداخل كل أنبوبة أنبوبة درهام Durham tube مقلوبة لاختبار تكون غاز.

**Litmus milk medium** بيئة لبن عباد الشمسلتر من اللبن الفرز الطازج مضاف إليه ٥ سم<sup>٢</sup> من دليل عباد الشمس (٥٪).

**Nutrient agar medium****بيئة الأجار المغذي**

إضف ١٥-٢٠ جم أجار أجار إلى ١ لتر من بيئة المرق المغذي.  
إغلي المخلوط على حمام مائي حتى تمام ذوبان المادة التصليبية ، أضف ماء لتعويض الفقد بالتبخير. ثم اضبط درجة الـ pH عند ٧,٠ وزع البيئة الغذائية في أنابيب بمعدل ٤ سم<sup>٣</sup> لكل منها في حالة الأجار المائل وبمعدل ٧ سم<sup>٣</sup> لكل أنبوبة في حالة الأجار العميق.

**Nutrient gelatin medium****بيئة الجيلاتين المغذي**

إضف ١٠٠-١٥٠ جم الجيلاتين إلى ١ لتر من بيئة المرق المغذي  
إغلي المخلوط على حمام مائي حتى تمام ذوبان المادة التصليبية ، أضف ماء لتعويض الفقد بالتبخير.  
اضبط درجة الـ pH عند ٧,٠ ثم وزع البيئة الغذائية في أنابيب بمعدل ٧ سم<sup>٣</sup> لكل أنبوبة في حالة الجيلاتين المغذي العميق.

**Glucose agar medium****بيئة أجار الجلوكوز**

يضاف إلى لتر من بيئة الأجار المغذي الآتي :

جلوكوز ١٠ جرام.

الـ pH ٧,٢.

**بيئة أجار الجلوكوز ومستخلص الخميرة****Yeast extract and glucose agar medium**

٢ جرام	فوسفات ثنائي الصوديوم
٣ جرام	مستخلص لحم
٢ جرام	مستخلص خميرة
٥ جرام	تربتون

جلوكوز	١٠ جرام
أجار أجار	١٥ جرام
ماء مقطر	١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>
pH	٧,٠

### Glucose broth medium

### بيئة بروتون الجلوكوز

يضاف إلى لتر من بيئة المرق المغذي الآتي

جلوكوز	٥ جرام
pH	٧,٠

### Thioglycolate agar medium

### بيئة أجار الثيوجليكولات

بيتون	٢٠ جرام
كلوريد صوديوم	٥ جرام
جلوكوز	١٠ جرام
ثيوجليكولات الصوديوم	٢ جرام
Sod. formaldehyde sulfoxylate	٥ جرام
أزرق ميثيلين	٠,٠٠٢ جرام
أجار أجار	٢٠ جرام
ماء مقطر	١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>

إغلي المخلوط على حمام مائي حتى تمام ذوبان المادة التصليبية ، أضف ماء لتعويض الفاقد بالتبخير. إضبط درجة pH عند ٧,٤

### Starch agar medium

### بيئة أجار النشا

حضر محلول النشا بإذابة ٢ جم نشا في كمية من الماء الدافئ مع التسخين المستمر حتى الذوبان أضف محلول النشا إلى ١ لتر من بيئة الأجار المغذي

إغلى المخلوط على حمام مائى حتى تمام ذوبان المادة التصليبية ، أضف ماء لتعويض الفاقد بالتبخير. الـpH ٧,٤

### Dubos medium

### بيئة دويس

٠,٥ جرام	نترات صوديوم
١,٠ جرام	فوسفات ثنائى البوتاسيوم
٠,٥ جرام	سلفات ماغنيسيوم
٠,٥ جرام	كلوريد بوتاسيوم
أثار	كبريتات حديدك
١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>	ماء مقطر
٧,٥	الـpH

وزع البيئة الغذائية فى الأنابيب بمعدل ٥ سم<sup>٣</sup> لكل إنبوبة مع وضع شريط من ورق الترشيح كمصدر للسيلوز فى كل إنبوبة بحيث يكون جزء منها مغمور فى البيئة وجزء فوق سطحها ثم عقم الأنابيب.

### Omliansky's medium

### بيئة أومليانسكى

١,٠ جرام	كبريتات أمونيوم أو فوسفات أمونيوم
١,٠ جرام	فوسفات ثنائى البوتاسيوم
٠,٥ جرام	سلفات ماغنيسيوم
٢,٠ جرام	كبريتات كالسيوم
أثار	كلوريد صوديوم
١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>	ماء مقطر

وزع البيئة الغذائية المحضرة في الأنابيب بمعدل ٥ سم<sup>٣</sup> لكل أنبوبة مع وضع شريط من ورق الترشيح كمصدر للسليولوز في كل أنبوبة بحيث يكون مغمور في البيئة ثم عقم الأنابيب.

#### Lactose broth medium

#### بيئة بويون اللاكتوز لاختبار التخمر

يضاف إلى لتر من بيئة المرق المغذي الآتي

سكر لاكتوز ٥ جرام

دليل البروموثيمول بلو ١ سم<sup>٣</sup>

pH- ٧,٠

وزع البيئة الغذائية المحضرة في أنابيب بمعدل ٧ سم<sup>٣</sup> لكل أنبوبة ، ضع بداخل كل أنبوبة أنبوبة درهام Durham tube مقلوبة لإختبار تكون غاز.

#### بيئة أجار الإوسين وأزرق الميثيلين

#### Eosin methylene blue agar medium :

بيتون ١٠ جرام

فوسفات ثنائي البوتاسيوم ٢,٠ جرام

أجار أجار ٢٠ جرام

ماء مقطر ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup>

أخلط المكونات ثم أغلى حتى الذوبان مع إضافة ماء لتعويض الفاقد بالتبخير.

لا حاجة لضبط الـ pH . تعبأ في دوارق بواقع ١٠٠ سم<sup>٣</sup> لكل دورق ثم تعقم

في الأوتوكلاف . تسيح عند الإستعمال ثم يضاف لكل دورق :

سكر لاكتوز ١ جرام

محلول الإيوسين المائي ٢٪ ٢ سم<sup>٣</sup>

محلول الميثيلين الأزرق المائي ٠,٥ ٪ ١,٣ سم<sup>٣</sup>



إخلط جيداً ثم ضع الدوارق في جهاز أرنولد لمدة ٥ دقائق ثم برد إلى ٥٥°م وصب في الأطباق المعقمة.

### Tryptone broth medium

### بيئة مرق التربتون

١٠ جرام	تربتون
٣ جرام	مستخلص لحم
١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>	ماء مقطر
٧,٢	pH

### Glucose broth medium

### بيئة بويون الجلوكوز

يضاف ٥ جرام جلوكوز إلى لتر من بيئة المرق المغذي

### بيئة مرق الجلوكوز والفوسفات والستون

### Glucose phosphate peptone broth medium

٥ جرام	بروتينوز ببتون
٠,٥ جرام	فوسفات ثنائي البوتاسيوم
٥ جرام	جلوكوز
١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>	ماء مقطر

### Citrate medium

### بيئة السترات

١,٥ جرام	فوسفات امونيوم وصوديوم
١,٠ جرام	فوسفات ثنائي البوتاسيوم
٠,٢ جرام	كبريتات ماغنسيوم
٣ جرام	سترات صوديوم
١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>	ماء مقطر

**Soil extract agar medium****بيئة أجار مستخلص التربة**

١٥ جرام	أجار أجار
١ جرام	جلوكوز
٠,٥ جرام	فوسفات ثنائي البوتاسيوم
١٠٠ سم <sup>٣</sup>	مستخلص تربة
٩٠٠ سم <sup>٣</sup>	ماء حنفية
٦,٨ - ٧,٠	pH

يحضر مستخلص التربة بإضافة لتر ماء حنفية إلى كيلو جرام من تربة زراعية خصبة ، ثم تسخن في الأوتوكلاف لمدة نصف ساعة . يضاف إلى معلق التربة الزراعية كمية صغيرة من كربونات الكالسيوم ، ثم يرشح في مرشح بوختر بإستعمال ورقتي ترشيح ، ويكرر ذلك حتى تحصل على مترشح رائق . يعبا المستخلص في زجاجات ويعقم ويحفظ في الثلاجة لحين إستعماله.

**Martin's medium****بيئة مارتين**

١٠,٠ جرام	جلوكوز
١,٠ جرام	فوسفات ثنائي البوتاسيوم
٠,٥ جرام	كبريتات ماغنسيوم
٥,٠ جرام	بيتون
٠,٣٣ جرام	روزبنجال
١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>	ماء مقطر
٢٠,٠ جرام	أجار أجار

بيئة السكروز ومستخلص الخميرة السائلة (بيئة وينوجرادسكى المعدلة)**Modified Wingradesk's medium**

١,٠ جرام	فوسفات ثنائى البوتاسيوم
٠,٢ جرام	كبريتات ماغنسيوم
٠,٠٢ جرام	كلوريد صوديوم
٠,٠٢ جرام	كبريتات منجنيز
٠,٠٢ جرام	كبريتات حديدوز
٠,٠٠١ جرام	مولبيدات أمونيوم
٢,٠ جرام	كربونات كالسيوم
٢٠,٠ جرام	سكروز
٠,١ سم <sup>٣</sup>	مستخلص خميرة (١٠%)
١ جرام	ثيوجليكولات الصوديوم
١ جرام	أجار أجار
١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>	ماء مقطر

بيئة أجار المانيتول ومستخلص الخميرة**Yeast extract manitol agar medium**

١٠ جرام	مانيتول
٠,٥ جرام	فوسفات ثنائى البوتاسيوم
٠,٢ جرام	كبريتات ماغنسيوم
٠,١ جرام	كلوريد صوديوم
٣,٠ جرام	كربونات كالسيوم
١٠٠ سم <sup>٣</sup>	مستخلص خميرة (١٠%)
١٥ جرام	أجار أجار

ماء مقطر	٩٠٠ سم <sup>٣</sup>
<u>بيئة المانيتول والسكرور</u>	<b>Sucrose manitol medium</b>
مانيتول	١٠,٠ جرام
سكرور	٢٠,٠ جرام
كبريتات ماغنسيوم	٠,٢ جرام
فوسفات ثنائي البوتاسيوم	٥,٠ جرام
كبريتات كالسيوم	٠,١ جرام
كلوريد صوديوم	٠,٢ جرام
كربونات كالسيوم	٥,٠ جرام
كبريتات منجنيز	آثار
حمض موليبديك	آثار
كلوريد حديدك	آثار
ماء مقطر	١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>
pH	٧,٠
<u>بيئة أجار المولت</u>	<b>Molt agar medium</b>
سستخلص مولت	٣٠ جرام
أجار أجار	٢٠ جرام
ماء	١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>
pH	٥,٥

## ملحق رقم ٢

### الصبغات

#### *Stains*

#### **Diluted fuchsin stain**

#### صبغة فوكسين مخفف

٠,١ جرام

فوكسين قاعدى

١٠٠ سم<sup>٢</sup>

ماء مقطر

يذاب الفوكسين فى الماء

#### **Methylene blue stain**

#### صبغة أزرق ميثيلين

١ جرام

أزرق ميثيلين

١٠٠ سم<sup>٢</sup>

ماء مقطر

يوضع أزرق الميثيلين فى هاون ويضاف الماء مع الطحن إلى أن يذوب ثم يرشح المحلول الناتج

#### صبغة الحنسيان أو الكريستال البنفسجى (تركيب جرام)

#### **Huker's crystal violet stain**

٤ جرام

كريستال بنفسجى

٢٠ سم<sup>٢</sup>

كحول ٩٥%

٨٠ سم<sup>٢</sup>

ماء مقطر

يذاب كريستال بنفسجى فى الكحول ثم يخلط بالماء

#### **Malakite geen stain (5%)**

#### صبغة أخضر المالاكيت (٥%)

٥ جرام

أخضر المالاكيت

١٠٠ سم<sup>٢</sup>

ماء

تذاب الصبغة فى الماء



**Carbol fuchsin stain**

**صبغة كريول فوكسين مركز**

فوكسين قاعدى	١ جرام
كحول ٩٥%	١٠ سم <sup>٢</sup>
فينول	٥ جرام
ماء مقطر	٩٥ سم <sup>٢</sup>

يذاب الفوكسين فى الكحول ويذاب الفينول فى الماء ثم يخلط

المحلولين

**Crysail violet stain (1%)**

**صبغة الكريستال البنفسجى (١%)**

يذاب ١٠ جرام من صبغة كريستال بنفسجى فى لتر ماء مقطر

### ملحق رقم ٣

#### المحاليل

#### Solutions

##### Sodium hydroxide

هيدروكسيد صوديوم تركيز ١ ع

هيدروكسيد صوديوم ٤٠ جرام  
ماء مقطر ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup>

تحفظ في زجاجات بسدادة كاوتشوك

محلول السليماني تركيز ١/١٠٠٠

##### Mercuric chloride (1/1000) Solution

كلوريد الزئبقيك ١ جرام  
HCl ٢,٥ سم<sup>٣</sup>  
ماء مقطر ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup>

يذاب كلوريد الزئبقيك في الماء ثم يضاف الحامض

##### Pyrogalllic solution (50%)

محلول البيروجاليك ٥٠%

حامض البيروجاليك ٥٠ جرام  
ماء مقطر ٥٠ سم<sup>٣</sup>

يذاب الحامض في الماء مع التسخين والتقليب ثم يحفظ في زجاجة محكمة  
القفول

##### Vaspar

الفاسبار

فازلين	١ جزء
زيت بارافين	١ جزء
يعقم المخلوط	
<b>Gram's iodine solution</b>	<b>محلول اليود (تركيب جرام)</b>
يود	١ جرام
يودور بوتاسيوم	٢ جرام
ماء مقطر	٣٠٠ سم <sup>٣</sup>
يطحن اليود مع اليودور في هاون ثم يذاب المسحوق في الماء	
<b>Acid alcohol</b>	<b>كحول حامضي</b>
كحول ٩٥%	٩٧ سم <sup>٣</sup>
حمض هيدروكلوريك مركز	٣ سم <sup>٣</sup>
يضاف الحامض إلى الكحول	
<b>Cupper sulfate solution</b>	<b>محلول كبريتات نحاس (٢٠%)</b>
يذاب ٢٠٠ جرام كبريتات نحاس في ماء مقطر ويكمل المحلول إلى لتر	
<b>Hydrogen peroxide</b>	<b>محلول فوق أكسيد الهيدروجين (<math>H_2O_2</math>)</b>
١ جزء من محلول $H_2O_2$	
٥ أجزاء ماء مقطر	
<b>Isotonic normal saline solution</b>	<b>محلول فسيولوجي</b>
كلوريد صوديوم	٨,٥ جرام
ماء مقطر	١٠٠٠ سم <sup>٣</sup>
<b>Lactophenol solution</b>	<b>محلول لاكتوفينول</b>

٢٠ جرام	بلورات فينول
٢٠ سم <sup>٣</sup>	حامض لكتيك
٤٠ سم <sup>٣</sup>	جلسرين
٤٠ سم <sup>٣</sup>	ماء مقطر
تخلط المكونات وتحفظ في زجاجات بنية اللون لحين الإستعمال	

## ملحق رقم ٤

## الدلائل

## Indicators

## Bromothymol blue indicator

دليل البروموثيمول بلو

دليل البروموثيمول بلو  
 ٠,٤ جرام  
 ٥٠٠ سم<sup>٣</sup>  
 ٥٠٠ سم<sup>٣</sup> ماء مقطر

يذاب البروموثيمول بلو في الكحول ثم يضاف الماء ويرشح

## Litmus indicator

دليل عباد الشمس (٥٪)

دليل عباد الشمس  
 ٥ جرام  
 ١٠٠ سم<sup>٣</sup> ماء مقطر

يذاب الدليل بوضعه في جهاز أرنولد لمدة ٢ ساعة مع الرج ثم يرشح ويعقم في جهاز أرنولد

## Oxygen indicator

دليل الأكسجين

محلول أ : هيدروكسيد صوديوم ٠,١ ع  
 ٦ سم<sup>٣</sup>  
 ٩٤ سم<sup>٣</sup> ماء مقطر  
 محلول ب : محلول مائي من أزرق الميثيلين ٠,٥ ٪  
 ٣ سم<sup>٣</sup>  
 ٩٧ سم<sup>٣</sup> ماء مقطر  
 محلول ج : جلوكوز ٦٪ مضاف إليه بلورة من الثيمول ١٠٠ سم<sup>٣</sup>

تمزج المحاليل أ ، ب ، ج - سخن للغليان إلى أن يزول اللون.

## Methyl red indicator

دليل أحمر الميثيل

دليل أحمر الميثيل  
 ٠,١ جرام



كحول ٩٥%	٢٥٠ سم <sup>٣</sup>
ماء مقطر	٢٥٠ سم <sup>٣</sup>
أذب أحمر الميثيل فى الكحول ثم أضف الماء ورشح	
<u>دليل الفانفثول</u>	<b>Alphanaphthol indicator</b>
دليل الفانفثول	٥ جرام
كحول ٩٥%	١٠٠ سم <sup>٣</sup>

ملحق رقم ٥

جداول العد التقريبية

1.0	0.1	0.01	M.P.N	1.0	0.1	0.01	M.P.N	1.0	0.1	0.01	M.P.N
0	0	0	-	1	0	0	20	2	0	0	45
0	0	1	18	1	0	1	40	2	0	1	68
0	0	2	36	1	0	2	60	2	0	2	91
0	0	3	54	1	0	3	80	2	0	3	120
0	0	4	72	1	0	4	100	2	0	4	140
0	0	5	90	1	0	5	120	2	0	5	160
0	1	0	18	1	1	0	40	2	1	0	68
0	1	1	36	1	1	1	61	2	1	1	92
0	1	2	55	1	1	2	81	2	1	2	120
0	1	3	73	1	1	3	100	2	1	3	140
0	1	4	91	1	1	4	120	2	1	4	170
0	1	5	110	1	1	5	140	2	1	5	190
0	2	0	37	1	2	0	61	2	2	0	93
0	2	1	55	1	2	1	82	2	2	1	120
0	2	2	74	1	2	2	100	2	2	2	140
0	2	3	92	1	2	3	120	2	2	3	170
0	2	4	110	1	2	4	150	2	2	4	190
0	2	5	130	1	2	5	170	2	2	5	220
0	3	0	56	1	3	0	83	2	3	0	120
0	3	1	74	1	3	1	100	2	3	1	140
0	3	2	93	1	3	2	130	2	3	2	170
0	3	3	110	1	3	3	150	2	3	3	200
0	3	4	130	1	3	4	170	2	3	4	220
0	3	5	150	1	3	5	190	2	3	5	290
0	4	0	75	1	4	0	110	2	4	0	150
0	4	1	94	1	4	1	130	2	4	1	170
0	4	2	110	1	4	2	150	2	4	2	200
0	4	3	130	1	4	3	170	2	4	3	230
0	4	4	150	1	4	4	190	2	4	4	250
0	4	5	170	1	4	5	220	2	4	5	280
0	5	0	94	1	5	0	130	2	5	0	170
0	5	1	110	1	5	1	150	2	5	1	200
0	5	2	130	1	5	2	170	2	5	2	230
0	5	3	150	1	5	3	190	2	5	3	250
0	5	4	170	1	5	4	220	2	5	4	290
0	5	5	190	1	5	5	240	2	5	5	320

## جدول العد التقريبي

1.0	0.1	0.01	M.P.N	1.0	0.1	0.01	M.P.N	1.0	0.1	0.01	M.P.N
3	0	0	78	4	0	0	130	5	0	0	230
3	0	1	110	4	0	1	170	5	0	1	310
3	0	2	130	4	0	2	210	5	0	2	430
3	0	3	160	4	0	3	250	5	0	3	580
3	0	4	200	4	0	4	300	5	0	4	780
3	0	5	230	4	0	5	360	5	0	5	950
3	1	0	110	4	1	0	170	5	1	0	330
3	1	1	140	4	1	1	210	5	1	1	450
3	1	2	170	4	1	2	260	5	1	2	540
3	1	3	200	4	1	3	310	5	1	3	840
3	1	4	230	4	1	4	360	5	1	4	1100
3	1	5	270	4	1	5	420	5	1	5	1200
3	2	0	140	4	2	0	220	5	2	0	400
3	2	1	170	4	2	1	260	5	2	1	700
3	2	2	200	4	2	2	320	5	2	2	850
3	2	3	240	4	2	3	380	5	2	3	1200
3	2	4	270	4	2	4	440	5	2	4	1300
3	2	5	310	4	2	5	500	5	2	5	1800
3	3	0	170	4	3	0	270	5	3	0	790
3	3	1	210	4	3	1	330	5	3	1	1100
3	3	2	240	4	3	2	390	5	3	2	1400
3	3	3	280	4	3	3	450	5	3	3	1500
3	3	4	310	4	3	4	520	5	3	4	2100
3	3	5	350	4	3	5	590	5	3	5	2500
3	4	0	210	4	4	0	340	5	4	0	1300
3	4	1	240	4	4	1	400	5	4	1	1700
3	4	2	280	4	4	2	470	5	4	2	2200
3	4	3	320	4	4	3	540	5	4	3	2800
3	4	4	360	4	4	4	620	5	4	4	3500
3	4	5	400	4	4	5	690	5	4	5	4300
3	5	0	250	4	5	0	410	5	5	0	2400
3	5	1	290	4	5	1	480	5	5	1	3500
3	5	2	320	4	5	2	560	5	5	2	5400
3	5	3	370	4	5	3	640	5	5	3	9200
3	5	4	410	4	5	4	720	5	5	4	16000
3	5	5	450	4	5	5	810	5	5	5	

## جدول العد التقريبي (الأراضي والمواد الغذائية الصلبة)

P1	P2	Most probable number for indicated values of P3					
		0	1	2	3	4	5
0	0	-	0.018	0.036	0.054	0.072	0.09
0	1	0.018	0.036	0.055	0.073	0.091	0.11
0	2	0.038	0.055	0.074	0.092	0.11	0.13
0	3	0.056	0.074	0.093	0.11	0.13	0.15
0	4	0.075	0.094	0.11	0.13	0.15	0.17
0	5	0.094	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19
1	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12
1	1	0.04	0.061	0.081	0.1	0.12	0.14
1	2	0.061	0.082	0.1	0.12	0.15	0.17
1	3	0.083	0.1	0.13	0.15	0.17	0.19
1	4	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22
1	5	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	0.24
2	0	0.045	0.068	0.091	0.12	0.14	0.16
2	1	0.068	0.092	0.12	0.14	0.17	0.19
2	2	0.093	0.12	0.14	0.17	0.19	0.22
2	3	0.12	0.14	0.17	0.2	0.22	0.25
2	4	0.15	0.17	0.2	0.23	0.25	0.28
2	5	0.17	0.2	0.23	0.26	0.29	0.32
3	0	0.078	0.11	0.13	0.16	0.2	0.23
3	1	0.11	0.16	0.17	0.2	0.23	0.27
3	2	0.14	0.17	0.2	0.24	0.27	0.31
3	3	0.17	0.21	0.24	0.28	0.31	0.35
3	4	0.21	0.24	0.28	0.32	0.36	0.4
3	5	0.25	0.29	0.32	0.37	0.41	0.45
4	0	0.13	0.17	0.21	0.25	0.3	0.36
4	1	0.17	0.21	0.26	0.31	0.36	0.42
4	2	0.22	0.26	0.32	0.38	0.44	0.5
4	3	0.27	0.33	0.39	0.45	0.52	0.59
4	4	0.34	0.4	0.47	0.54	0.62	0.69
4	5	0.41	0.48	0.56	0.64	0.72	0.81
5	0	0.23	0.31	0.43	0.54	0.76	1.05
5	1	0.33	0.46	0.64	0.84	1.1	1.3
5	2	0.49	0.7	0.95	1.2	1.5	1.8
5	3	0.79	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5
5	4	1.3	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
5	5	2.4	3.5	5.4	9.2	16	-

الملاحق

---

(٢٤٠)

---



## المراجع

### References

- ١- أمين عبد الجبار السلمي وزهرة مراد على (١٩٨٧). تجارب مختارة في الأحياء المجهرية - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة البصرة - العراق.
- ٢- الشحات محمد رمضان وراوية فتحى جمال (٢٠٠٥). ميكروبيولوجيا التخمرات - دار الفكر العربى - القاهرة.
- ٣- جابر زايد بريشة وعادل محمود حماد وعبد الوهاب عبد الحافظ (٢٠٠١). أساسيات الميكروبات الصناعية - الدار العربية للنشر والتوزيع - القاهرة - مصر.
- ٤- جون سميث (١٩٨٧). ترجمة عبد العزيز حامد أبو زنادة - عمادة شئون المكتبات - جامعة الملك سعود - ص ب ٢٢٤٨٠ - الرياض ١١٤٩٥ - المملكة العربية السعودية.
- ٥- حسين عبد الله محمد الفضالى (٢٠٠٧). التدريبات العملية فى ميكروبيولوجيا الأغذية - الطبعة الأولى - مكتبة نانسى - دمياط الجديدة - مصر.
- ٦- حسين عبد الله محمد الفضالى (٢٠٠٧). الميكروبيولوجيا العامة - الطبعة الأولى - مكتبة نانسى - دمياط الجديدة - مصر.
- ٧- حسين عبد الله محمد الفضالى (٢٠٠٧). ميكروبيولوجيا الأغذية - الطبعة الأولى - مكتبة نانسى - دمياط الجديدة - مصر.

- ٨- دين أ. أندلسون (١٩٩٢) . التدريبات المعملية فى علم الكائنات الحية الدقيقة - ترجمة محمد أحمد حداد عبد القادر وعبد الرؤوف المالح وجاد الله عبد الله الحسن وسالم عمر الفيرجاني - جامعة عمر المختار - البيضاء - ليبيا.
- ٩- سعد شحاتة محمد المراغى (١٩٩٤) . مقدمة فى علم الفطريات - الطبعة الأولى - منشورات جامعة عمر المختار . ص ب ٩١٩ - البيضاء - ليبيا .
- ١٠- سعد على زكى محمود (١٩٨٨) . الميكروبيولوجيا التطبيقية العملية - مكتبة الأنجلو المصرية - شارع محمد فريد - القاهرة - مصر .
- ١١- عبد الوهاب محمد عبد الحافظ ومحمد الصاوى مبارك (١٩٩٦) . ميكروبيولوجيا التطبيقية - المكتبة الأكاديمية - القاهرة .
- ١٢- محمد على أحمد ومحمد عبد الرازق النواوى (١٩٩٩) . الفطريات الصناعية - الدار العربية للنشر والتوزيع - القاهرة - مصر .
- ١٣- مصطفى كمال أبو الذهب ومحمد عبد القادر الجعرائى (١٩٨٤) . البكتيريا - الجزء الثانى - التمارين المعملية الأساسية - الطبعة الثانية - دار المعارف - الإسكندرية - مصر .
- ١٤- نزار فؤاد جاد الله وعقاب العزام وعبد المجيد الشاعر وعرفات المنسى (١٩٩٤) . الأحياء الدقيقة العملية - دار المستقبل للنشر والتوزيع - عمان - الأردن .
- ١٥- هارى و. سيلى (الابن) وبول ج. فان ديمارك (١٩٨٩) . الكائنات الدقيقة عملياً . الطبعة الأولى - ترجمة عبد الوهاب محمد عبد الحافظ ومحمد الصاوى مبارك . الدار العربية للنشر والتوزيع - ١٧ ش نادى الصيد بالدقى - القاهرة - مصر .

[http://media.pearsoncmg.com/bc/bc\\_tortora\\_microbiolo\\_7/micro\\_place\\_media/supplement/antibiosi/](http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_tortora_microbiolo_7/micro_place_media/supplement/antibiosi/)

<http://biology.uwsp.edu/facilty/TBarta/hydrolysis.htm>

<http://www.medicalliterature.bravepages.com/diff%20media.htm>

<http://austin.cc.tx.us/microbugz/38nutgel.html>

<http://medic.med.uth.tmc.edu/path/oxidase.htm>

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية بالقاهرة

٢٠٠٨/١٥٦٦٣

الترقيم الدولي للكتاب

ISBN 977 – 6186 – 80 – 7







Bibliotheca Alexandrina



06699908